

# BEAUTIFIL Flow




Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D

READ CAREFULLY BEFORE USE

## Fluoride Releasing Flowable Restorative Material

BEAUTIFIL Flow is a light-cured radiopaque restorative material. Two different flowabilities, F02 and F10, are available. F02 shows lower flowability, while F10 shows higher flowability.

### SHADES

F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, G (Gum shade)

F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T (A3 Translucency)

### COMPOSITION

Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG filler based on fluoroboroaluminosilicate glass, Polymerization initiator, Pigments and others

### INDICATIONS

- > Anterior restorations
- > Base/Liner
- > Small, non occlusal stress-bearing restorations in posterior teeth

### PRECAUTIONS

- 1. Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or methacrylate monomer.
- 2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer must not use this product.
- 3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
- 4. Use medical (dental) gloves and protective glasses to avoid sensitization to this product. In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball, and rinse with plenty of water. Medical (dental) gloves provide some protection against direct contact with this material; however some monomers can penetrate through the gloves very quickly to reach the skin. Therefore, should this material contact even the gloves, immediately remove them and wash hands with plenty of water.
- 5. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek medical advice.
- 6. This product is intended for use by dental professionals only.

### DIRECTIONS FOR USE

- A-1. Cleaning of tooth surface  
Thoroughly clean the tooth surface to remove plaque.
- A-2. Shade selection  
Select appropriate shade using a shade guide while the tooth is still moist.
- A-3. Cavity preparation  
Prepare the cavity following the conventional method.
- A-4. Isolation  
Isolate with a rubber dam.
- A-5. Pulp protection  
In the case where the affected area is close to the pulp, cap the pulp with calcium hydroxide etc.

> Do not use eugenol containing materials since they might inhibit polymerization or adhesion of the material.

**A-6. Conditioning and application of adhesive**

- Apply dentin adhesive following the manufacturer's instructions for use.
- A-7. Setting of a Needle Tip**
- Follow the instructions below to attach the BEAUTIFIL Needle Tip provided.
- 1. Pull off the shield cap while turning it slowly. (Fig.A)
- 2. Attach the needle tip by turning it clockwise until it is securely attached. (Fig.B)
- > Wear clean medical (dental gloves) when replacing the needle tip.

**A-8. Placement**

- Apply necessary amount of BEAUTIFIL Flow directly into the cavity and create the shape desired.
- BEAUTIFIL Flow may also be extruded onto a paper pad to be applied into the cavity with a suitable instrument.
- > When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
- > The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light by light-shielding cover to avoid unintended polymerization of the material.
- > Needle tips should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to avoid cross contamination.

**A-9. Light-curing**

- Light-cure using a dental light-curing unit.
- > When the cavity is deep, incremental filling and light-curing not exceeding 2 mm is recommended.
- > When the cavity surface is large, light-cure in segments.

**Dental light-curing unit and light-curing time**

Light-curing unit	Halogen	LED
Light-curing time	30 sec.	10 sec.

**Manufacturer**  
SHOFU INC.  
11 Kamitamanshi-cho, Fukukawa,  
Higashimurayama-ku, Kyoto 603-0983, Japan  
www.shofu.com

**SHOFU DENTAL CORPORATION**  
1225 Stone Drive San Marcos,  
California 92078-4059, USA

CE 0123  
05/02/2020-09  
72356

## VORSICHTSMASNAHMEN

- 1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere verwenden.
- 2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere dürfen das Produkt nicht benutzen.
- 3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
- 4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-/medizinische Schutzhandschuhe und Schutzkittel) tragen. Bei vereinfachtem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen.
- > Monomere können sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Solle das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen und die Hände mit reichlich Wasser waschen.
- 5. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- 6. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

## GEBAUCHSANLEITUNG

- A-1. Reinigung der Zahnhinterfläche**
- Die Zahnhinterfläche gründlich von Plaque reinigen.

- A-2. Farbwahl**
- Mit einem Farbschlüssel die geeignete Farbe auswählen, solange der Zahn noch feucht ist.

- A-3. Kavitätpräparation**
- Die Kavität wie gewohnt präparieren.

- A-4. Isolierung**
- Mit Kofferdam isolieren.

- A-5. Pulpalschutz**
- Bei pulpanahen Kavitäten ein Pulpaüberkappungsmaterial (Calciumhydroxid usw.) auftragen.

- > Keine eugenohaltigen Materialien verwenden, da diese die Polymerisation oder Adhäsion des Produkts beeinträchtigen können.

- A-6. Konditionierung und Adhäsivauftragung**
- Ein Dentinadhäsiv nach der Anleitung des Herstellers anwenden.

- A-7. Aufsetzen der Kanüle**
- Nach der folgenden Anleitung die beiliegende BEAUTIFIL Kanüle anbringen:

- 1. Die Schutzkappe unter langsamem Drehung abziehen (Fig.A).

- 2. Die Kanüle im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sicher festgesetzt ist (Fig. B).

- > Beim Auswechseln der Kanüle saubere zahnärztliche Handschuhe tragen.

- A-8. Ausbringen**
- Die nötige Menge BEAUTIFIL Flow direkt in die Kavität applizieren und wie gewünscht formen. BEAUTIFIL Flow kann aber auch auf einen Mischblock gegeben und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität appliziert werden.

- B-1. Base/Liner**
- Apply "A-1"-A-7" procedures of Anterior and posterior restorations above.

- B-2. Base/Liner**
- Apply necessary amount of BEAUTIFIL Flow directly into the cavity and create the shape desired. BEAUTIFIL Flow may also be extruded onto a paper pad to be applied into the cavity with a suitable instrument. Light-cure the material using a dental light-curing unit (Halogen: 30 sec. or LED: 10 sec.).

- > When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.

- > The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light by light-shielding cover to avoid unintended polymerization of the material.

- > Needle tips should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to avoid cross contamination.

- A-10. Finishing and polishing**
- After light-curing, contour, finish and polish the restoration following the conventional method.

- B-3. Placement**
- Fill direct composite resin.

- B-4. Finishing and polishing**
- After light-curing, contour, finish and polish the restoration following the conventional method.

## NOTE ON USE

- 1. Follow the instructions for use of each dental material or instrument to be used in conjunction with this product.

- 2. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in the INDICATIONS in these instructions for use.
- 3. Use this product within the expiration date indicated on the package and container.  
(Example <span>YYYY-MM-DD </span> → Year-Month-Date of the expiration date)

## STORAGE

- 1. Store at room temperature (1-30 °C / 34-86 °F). Avoid high temperatures and high humidity. Keep away from direct sunlight and any source of ignition.

- 2. Discard the used Needle Tip and store this product in either way of the following.

- 2-1. Attach new one. Insert the needle into the small hole on the head of the shield cap. (Fig.C)

- 2-2. Replace the shield cap securely. (Fig.D)

## CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

Location of the symbols glossary:

[https://www.shofu.com/en/symbols\\_glossary/](https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/)

## de VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

## Fluoridfreisetzendes, fließfähiges Füllungsma-

## terial

BEAUTIFIL Flow ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Füllungsmaterial. Es steht in zwei verschiedenen Viskositäten, F02 und F10, zur Verfügung. F02 hat eine niedrigere Viskosität, F10 eine höhere Viskosität.

## Farben

F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, G (zahnfleischfarben)

F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T (A3 transluzent)

## ZUSAMMENSETZUNG

Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG Füller auf der Basis von Fluoroboroaluminosilikatglas, Polymerisationsinitiator, Pigmente u. a.

## INDIKATIONEN

- > Frontzahnfüllungen

- > Basis-/Füllungsmaterial

## Kleine, nicht-ocklusale druckfeste Füllungen der Backenzähne

## VORSICHTSMASNAHMEN

- 1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere verwenden.
- 2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere dürfen das Produkt nicht benutzen.
- 3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
- 4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-/medizinische Schutzhandschuhe und Schutzkittel) tragen. Bei vereinfachtem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen.
- > Monomere können sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Solle das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen und die Hände mit reichlich Wasser waschen.
- 5. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- 6. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

## HINWEISE ZUM GE BRAUCH

- 1. Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten zahnärztlichen Materialien oder Instrumenten die Gebräuchsanweisungen beachten.
- 2. Das Produkt ausschließlich für die im Abschnitt INDIKATIONEN dieses Beipackzettels genannten Anwendungen verwenden.
- 3. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behälter angegebenen Verfallsdatum verwenden.  
(Beispiel <span>JJJ-MM-TT </span> → Jahr-Monat-Tag des Verfalls-datum)

## LAGERUNG

- 1. Bei Zimmertemperatur lagern (1-30 °C).
- Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneninstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.
- 2. Die gebrauchte Kanüle entsorgen und dieses Produkt wahlweise wie folgt lagern.

- 2-1. Neue Kanüle aufsetzen. Die Kanüle in die schwelende Öffnung im Kopf der Schutzkappe schieben (Fig. C).

- 2-2. Die Schutzkappe fest wieder aufsetzen (Fig. D).

## ALERE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

## Matériau de restauration fluide à libération de fluo

BEAUTIFIL Flow est un matériau de restauration photopolymérisable radio-opaque. Deux fluidités, F02 et F10, sont disponibles. F02 indique une fluidité basse et F10 une fluidité haute.

## TEINTES

F02 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, G (Gum shade)

F10 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T (A3 Translucency)

## COMPOSITION

Bis-GMA, TEGDMA, Charge S-PRG à base de verre fluoroboroaluminosilicate, initiateur de polymérisation, pigments et divers

## INDICATIONS

- > Restauraciones anteriores

- > Base/Liner

- > Protesis de restauración no oclusual de dientes posteriores

## PRECAUTIONS

- 1. Ne pas utiliser ce produit pour des patients allergiques à ce matériau ou aux monomères acryliques.

- 2. De même le personnel allergique à ces produits ne devra pas les manipuler.

- 3. Si lors de l'utilisation du produit, le patient ou l'opérateur présente une inflammation ou autre réaction allergique, interrompre l'opération et consulter un médecin.

- 4. Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter toute sensibilisation. En cas de contact accidentel avec les tissus mous, la peau ou un vêtement, essuyer avec un coton imbibé d'alcool et rincer à l'eau courante. Bien que les gants médicaux protègent du contact direct, certains monomères peuvent les traverser. Si c'est le cas, ôter immédiatement les gants, se laver les mains à l'eau courante.

- 5. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau et contacter un ophtalmologue.

- 6. Ce produit est exclusivement réservé à un usage dentaire professionnel.

## MODE D'EMPLOI

- A-1. Restauraciones anteriores y posteriores

- 1. Nettoyage de la surface de la dent

- Procéder soigneusement pour ôter toute trace de plaque.

## A-2. Teinte

- Selectionner la teinte appropriée du matériau de restauration à l'aide d'un teintier pendant que la dent reste humide.

## A-3. Préparation de la cavité

- Préparer la cavité de façon conventionnelle.

## A-4. Isolation

- Isoler avec une digue.

## A-5. Protection de la pulpe

- Protéger la pulpe dans les zones où la dentine reste peu épaisse avec un hydroxyde de calcium.

- > Ne pas utiliser de produit contenant de l'eugénol car cela nuirait à l'adhérence et à la polymérisation du matériau.

## A-6. Conditionnement et application de l'adhésif

- <ul style

Il materiale erogato sul blocco di carta deve essere protetto dalla luce circostante con un apposito schermo fotoprotettivo in modo da evitare la polimerizzazione indesiderata.  
Per evitare contaminazione crociata, i puntali della cannuola devono essere usati per un solo paziente e smaltiti al termine del trattamento.

**A-9. Fotopolimerizzazione**  
Fotopolimerizzare utilizzando un'unità fotopolimerizzante dentale:  
Se la cavità è profonda, si consiglia un incremento del riempimento e della fotopolimerizzazione non superiore a 2 mm.  
Quando la superficie della cavità è di grandi dimensioni, eseguire la fotopolimerizzazione in segmenti.  
Unità fotopolimerizzante dentale e tempo di fotopolimerizzazione

Unità fotopolimerizzante	Alogena	LED
Tempo di fotopolimerizzazione	30 s	10 s

Unità fotopolimerizzante alogena lunghezza d'onda: 400-500 nm, intensità luminosa: > 500 mW/cm<sup>2</sup>.  
Unità fotopolimerizzante LED lunghezza d'onda: 440-490 nm, intensità luminosa: > 1.000 mW/cm<sup>2</sup>.  
Usare un'unità fotopolimerizzante dentale con le caratteristiche tecniche sopra descritte. Per la corretta fotopolimerizzazione di BEAUTIFUL Flow con unità alogena caratteristiche diverse da quelle indicate, attenersi alle rispettive istruzioni.

Gli operatori devono indossare occhiali protettivi o usare uno schermo fotoprotettivo per evitare di guardare direttamente il fotopolimerizzatore. Gli operatori sono inoltre tenuti a proteggere gli occhi dei pazienti dall'esposizione diretta al fotopolimerizzatore.

Per evitare contaminazione crociata, disinfezare la siringa e il cappuccio protettivo con alcol dopo ogni uso. Quindi richiudere bene il cappuccio. Fare attenzione all'elio non venga introdotto nel materiale.

Per evitare contaminazione crociata, disinfezare l'unità fotopolimerizzante con alcol dopo ogni uso.

**A-10. Rinfusione e lucidatura**  
Dopo la fotopolimerizzazione, il restauro viene sagomato, rinfuso e lucidato come di consueto.

**B. Baseline**

Seguire le procedure "A-1"- "A-7" relative ai restauri anteriori e posteriori indicate in precedenza.

**B-2. Baseline**

Applicare la quantità necessaria di BEAUTIFUL Flow direttamente nella cavità e modellare come desiderato. BEAUTIFUL Flow può inoltre essere erogato su un blocchetto di carta e applicato nella cavità con uno strumento adatto. Fotopolimerizzare il materiale utilizzando un'unità fotopolimerizzante dentale (alogena: 30 s o LED: 10 s).

Utilizzare il materiale conservato nel frigorifero solo quando ha raggiunto la temperatura ambiente.  
Il materiale erogato sul blocco di carta deve essere protetto dalla luce circostante con un apposito schermo fotoprotettivo in modo da evitare la polimerizzazione indesiderata.

Per evitare contaminazione crociata, i puntali della cannuola devono essere usati per un solo paziente e smaltiti al termine del trattamento.

**B-3. Posizionamento**  
Riempire con la resina composita diretta.

**B-4. Rinfusione e lucidatura**  
Dopo la fotopolimerizzazione, il restauro viene sagomato, rinfuso e lucidato come di consueto.

**NOTE SULL'USO**

Per ogni materiale o strumento dentale utilizzato in combinazione con questo prodotto seguire le istruzioni del produttore.

Usare il prodotto esclusivamente per lo scopo indicato nella sezione INDICAZIONI di queste istruzioni.

Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione e sul contenitore.

(Esempio: AAAA-MM-GG → Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

**CONSERVAZIONE**

Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare umidità e temperature elevate. Proteggere da irradiazione solare diretta e tenere lontano da fonti d'accensione.

Smallare il punto della cannuola utilizzando e conservare questo prodotto in uno dei seguenti modi:

2-1. Fissare uno nuovo. Inserire la cannuola nel piccolo foro della testa del cappuccio protettivo (Fig.C).

2-2. Sostituire saldamente il cappuccio protettivo (Fig.D).

**GUARDA** ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

**Выделяющий свет фтор, текучий реставрационный материал**

BEAUTIFUL Flow – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал. Выпускается с двумя различными степенями текучести: F02 и F10. F02 имеет меньшую степень текучести, F10 имеет большую степень текучести.

**ОТТЕНКИ**

F02: A1, A2, A3, A5, A4, A30, G (цвет десны)  
F10: A1, A2, A3, A5, A4, A30, A3T (Алопупрозрачность)

**COAT**

Bis-GMA/бисфенол А-глицидил-метакрилат, TEGDMA/триэтинентиоль-кодиметакрилат, наполнитель S-PRG на основе фтороборатоалюминосиликатного стекла, инициатор полимеризации, пигменты и др.

**ПОКАЗАНИЯ**

Реставрация фронтальных зубов

Прокладочный материал

Малые, неоклосионные реставрации под давлением задних зубов

**МЕРЫ ПРЕДОТОРОЖНОСТИ**

Не следует применять данный продукт для пациентов, у которых ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал или метакрилатные мономеры.

Персонал, у которого ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал или метакрилатные мономеры, не должен использовать этот продукт.

При возникновении у персонала или пациента воспалительных или других аллергических реакций следует немедленно прекратить применение данного продукта и обратиться за консультацией к врачу.

4. Для предотвращения сенсибилизации на продукт следует использовать защитные медицинские (стоматологические) перчатки и очки. При случайном контакте с муками тканями полости рта или с кожей немедленно промыть ватным тампоном, пропитанным спиртом, и прополоскать большим количеством воды. Медицинские (стоматологические) перчатки обеспечивают определенную защиту от прямого контакта с этим материалом, однако некоторые мономеры могут очень быстро проникнуть через перчатки на кожу. Это значит, что даже в случае попадания материала на защитные перчатки им следует немедленно смыть с мыльной рукой большим количеством воды.

5. При контакте с глазами необходимо немедленно промыть им большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.

6. Этот продукт предназначен только для применения указанного в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.

3. Использовать данный продукт только до истечения указанного на упаковке и昱期の日付。

(Пример: 1ГГГ-MM-DD → год-месяц-дата окончания срока годности)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Следовать инструкциям по применению стоматологических материалов или инструментов, используемых с этим продуктом.

2. Применять продукт исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.

3. Использовать данный продукт только до истечения указанного на упаковке и昱期の日付.

(Пример: 1ГГГ-MM-DD → год-месяц-дата окончания срока годности)

**ХРАНЕНИЕ**

1. Хранить при комнатной температуре (1-30 °C).

Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности. Защищать от прямых солнечных лучей, хранить вдали от источников возгорания.

2. Утилизировать использованную канюлю и хранить данный продукт либо из рекомендованных способов.

4. Изолированность

Изолировать с помощью резинового изолятора слоны.

5. Защита пульпы

Когда рабочая зона расположена близко к пульпе, закрыть пульпу гидроксидом кальция и др.

6. Не использовать материалы, содержащие эпоксиду, поскольку они влияют на качество полимеризации или адгезии материала.

7. Обработка и наложение адгезива

Нанести адгезив для дентина согласно инструкции производителя.

8. Подготовка канюли

Установить поставляемую канюлю BEAUTIFUL (тонкую насадку) следующим образом:

1. Снять защитный колпачок путем медленного вращения. (Fig.A)

2. Примянить канюлю вращая ее по часовой стрелке, пока она плотно не зафиксируется. (Fig.B)

3. Надежно установить на место защитный колпачок. (Fig.D)

**pl NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIMI**

**Uwalniający fluor płynny materiał wypełnieniowy**

BEAUTIFUL Flow to światłouwertzalny, radioneprzewierzający materiał wypełnieniowy. Dostępne są dwa różne poziomy płynności F02 i F10. F02 wykazuje się niższą płynnością, a f10 wyższą.

**ODCZENIE**

F02: A1, A2, A3, A5, A4, A30, G (odcinek żywicy)

F10: A1, A2, A3, A5, A4, A30, A3T (A3 półprzezroczysty)

**SKŁAD**

Bis-GMA, TEGDMA, wypełniacz S-PRG na bazie szkła fluoroborowo-glinowo-krzemowego, inicjator polimerizacji, pigmenty i inne

**A-8. Naniesienie**

Należy nieobiodzko koliwstvo BEAUTIFUL Flow w poslepsztwie w pełnościcie w postaci żelowej i dr.

7. Dosiadzanie i porządkowanie

8. Wykonanie i polerowanie

9. Wypełnianie zębów przednich

10. Podstawa/pokład

11. Postępowanie wg procedury opisanej powyżej w punkcie "A-1"- "A-7" dla wypełnienia żebów przednich i tylnych.

12. Podstawa/pokład

13. Przygotowanie kanüli

14. Wykonanie i polerowanie

15. Wypełnianie zębów tylnych

16. Wykonanie i polerowanie

17. Wypełnianie zębów tylnych

18. Wykonanie i polerowanie

19. Wypełnianie zębów tylnych

20. Wykonanie i polerowanie

21. Wypełnianie zębów tylnych

22. Wykonanie i polerowanie

23. Wypełnianie zębów tylnych

24. Wykonanie i polerowanie

25. Wypełnianie zębów tylnych

26. Wykonanie i polerowanie

27. Wypełnianie zębów tylnych

28. Wykonanie i polerowanie

29. Wypełnianie zębów tylnych

30. Wykonanie i polerowanie

31. Wypełnianie zębów tylnych

32. Wykonanie i polerowanie

33. Wypełnianie zębów tylnych

34. Wykonanie i polerowanie

35. Wypełnianie zębów tylnych

36. Wykonanie i polerowanie

37. Wypełnianie zębów tylnych

38. Wykonanie i polerowanie

39. Wypełnianie zębów tylnych

40. Wykonanie i polerowanie

41. Wypełnianie zębów tylnych

42. Wykonanie i polerowanie

43. Wypełnianie zębów tylnych

44. Wykonanie i polerowanie

45. Wypełnianie zębów tylnych

46. Wykonanie i polerowanie

47. Wypełnianie zębów tylnych

48. Wykonanie i polerowanie

49. Wypełnianie zębów tylnych

50. Wykonanie i polerowanie

51. Wypełnianie zębów tylnych

52. Wykonanie i polerowanie

53. Wypełnianie zębów tylnych

54. Wykonanie i polerowanie

55. Wypełnianie zębów tylnych

56. Wykonanie i polerowanie

57. Wypełnianie zębów tylnych

58. Wykonanie i polerowanie

59. Wypełnianie zębów tylnych

60. Wykonanie i polerowanie

61. Wypełnianie zębów tylnych

62. Wykonanie i polerowanie

63. Wypełnianie zębów tylnych

64. Wykonanie i polerowanie

65. Wypełnianie zębów tylnych

66. Wykonanie i polerowanie

67. Wypełnianie zębów tylnych

68. Wykonanie i polerowanie

69. Wypełnianie zębów tylnych

70. Wykonanie i polerowanie

71. Wypełnianie zębów tylnych

72. Wykonanie i polerowanie

73. Wypełnianie zębów tylnych

74. Wykonanie i polerowanie

75. Wypełnianie zębów tylnych

76. Wykonanie i polerowanie

77. Wypełnianie zębów tylnych

78. Wykonanie i polerowanie

79. Wypełnianie zębów tylnych