

Diamond Polish

1.0µm & 0.5µm Polishing Paste

EN

Description & Indications: Ultradent® Diamond Polish is a white, mint-flavored paste available in two grits: 1.0µm and 0.5µm. Both contain diamond particles in a water base. Diamond Polish is used to obtain unsurpassed polish on porcelain or composite restorations. It may be used intraorally or extraorally for achieving high luster.

Procedure:

- For polishing porcelain
1. Contour and finish all surfaces of the restoration with Jiffy® points, cup and discs (Fig. 1).
- Remove Luer Lock cap from syringe. Twist a disposable Mini tip securely onto syringe.
- For optimum control, hold syringe in palm of hand (Fig. 2) rather than in conventional manner with thumb on plunger.
- Apply a small amount of diamond polish with a felt wheel. For final polishing, increase speed of hand piece and use a heavy spray of water while polishing.
- Use a firm air water spray for final rinse.

II. For polishing composite

- Contour and finish all surfaces of the restoration with Jiffy® cups, points, discs, wheels and abrasive strips.
- Apply Diamond Polish with a Jiffy Goat Hair Brush (Fig. 3).
- Rinse and dry surface(s).

Precautions:

- We recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer for a protective barrier to prevent cross-contamination.
- Tips are disposable.

GENERAL PRECAUTIONS

- For professional use only.
- Review instructions, precautions, and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
- Keep products out of heat/sunlight.
- Avoid skin exposure to resins.
- Isolate strong chemicals to area of treatment.
- Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
- Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
- Never force syringe plungers.




Fig. 1 Use fine stones, diamond burs, Jiffy® cups, points, discs and/or finishing strips to contour and finish the restoration.




Fig. 2 Hold syringe in palm of hand for optimum control.



Fig. 3 To prevent premature loss of polishing material, use slow revolutions with a low speed handpiece without water.

Ultradent® Diamond Polish


Diamond Polish
Diamond Polish
Diamond Polierpaste
Diamond polijstapa
Diamond Polish

Diamond Polish
Pasta Diamantada para Polimento
Diamond Polish
Diamond Polierpaste
Diamond Polierpaste
Timantipasta

Диамант Стiлβρωτιzό
Алмазная Полировальная Паста
Diamantowa Pasta Polernicza
鑽石磨砂膏
Elmas Cila
المعك الماسي الترادنت
Diamond Polish
Diamond Polish



Black Mini® Tip



Store at room temperature.

ENGLISH

Provide maximum polish for porcelain or composite. Use with a felt or rag wheel.

GERMAN

Um die maximale Hochglanzpolitur bei Keramik oder Komposit zu erreichen, Filzpolierkörper oder Schwabbel verwenden.

FRENCH

Procure le degré maximal de polissage à la porcelaine et au composite. Utiliser des feutres ou des roues.

DUTCH

Verschaft porselein of composiet een hoogglans; gebruik met een vilt-of lappenschijf.

ITALIAN

Fornisce la massima lucidatura a ceramica e compositi. Viene usato con ruotine di feltro o tessuto.

SPANISH

Proporciona un máximo pulido para porcelana o resina. Uselo con el disco de feltro o trapo.

PORTUGUESE

Polimento ideal para porcelana ou compósito, utilizar com disco de feltro.

SWEDISH

Ger maximal polering av porslin och komposit, användes med filthjul.

DANISH

Giver bedst mulig glans på keramik eller komposit. Bruges på et filthjul eller lignende.

FINNISH

Kiillottaa loistavasti posliinin ja yhdistelmämuovin, käytetään huopakiekon kanssa.

GREEK

Επιτυγχάνει πολύ καλή-στiλβωση-για-πορσελάνη-ή-σύνθετη-ρητινη- με-την-χρηση-δισκου από-τούχα,-ύφρασμα, βουρτσάκια.

RUSSIAN

Обеспечивает наилучшую полировку фарфора или композитов. Применять с фетровым или тканевым диском.

POLISH

Pasta umożliwia bardzo dokładne wypolerowanie powierzchni kompozytu lub porcelany przy użyciu krążków filcowych itp.

TURKISH

Porselen veya kompozitin çok iyi cilalanmasını sağlar, keçe veya pamuk frez ile uygulayınız.

ARABIC

يعطي أقصى درجة للبورسلين والكمبوزيت - استعمل مع عجلة من الخوج أو القماش.

KOREAN

Felt 또는 rag wheel로 캅파짓 또는 porcelain을 완전하게 연마해 줍니다.

CHINESE

用來打磨陶瓷或是複合樹脂，可與布輪併用

THAI

ใช้ขัดพอร์ซเลน หรือ คอมโพสิท



EN: Do not re-use to avoid cross contamination
 DE: Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.
 FR: Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.
 NL: Niet opnieuw gebruiken om kruiscontaminatie te vermijden.
 IT: Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
 ES: No reutilice, así evitara la contaminación cruzada.
 PT: Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.
 SV: För att undvika tvärsmitning bör produkterna inte återvändas.
 DA: Må ikke bruges for at undgå krydskontaminering.
 EL: Να μην επαναχρησιμοποιηθούν τα προϊόντα λόγω κρουστικής μόλυνσης.
 RU: Повторное использование не допустимо во избежание перекрестного заражения.
 TH: ห้ามนำวัสดุที่ทำความสะอาดแล้วกลับมาใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม



EN: Lot Number
 DE: Chargennummer
 FR: Numéro de lot
 NL: Batchnummer
 IT: Numero del lotto
 ES: Número de Lote
 SV: Lotnummer
 DA: Lotnummer
 EL: Εφαρμοστικός αριθμός
 RU: Номер партии
 TH: เลขที่บรรจุภัณฑ์



EN: For professional use only
 DE: Nur zur Verwendung durch Sachkundige
 FR: Destiné à un usage professionnel uniquement
 NL: Alleen voor professioneel gebruik
 IT: Esclusivamente ad uso professionale
 ES: Solo para uso profesional
 PT: Apenas para uso profissional
 SV: Enbart för yrkeskunnad användning
 DA: Kun til professionel brug
 EL: Van ammattikäyttöön
 RU: Только для профессионального назначения
 TH: ใช้เฉพาะโดยบุคลากรทางการแพทย์

General Precautions:

ENGLISH
GERMAN
FRENCH
DUTCH
ITALIAN
SPANISH
PORTUGUESE
SWEDISH
DANISH
FINNISH

- For professional use only.
 - Review instructions, precautions, and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
 - Keep products out of heat/sunlight.
 - Avoid skin exposure to resins.
 - Isolate strong chemicals to area of treatment.
 - Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
 - Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
 - Never force syringe plungers.
- Algemeine Vorichtsanbahnungen:
 1. Nur für professionellen Zahnmedizinischen Gebrauch.
 2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
 3. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
 4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Resin.
 5. Bestätigen Sie den Einheitsfall, dass keine Allergien auf das Behandlungsmaterial.
 6. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die die zur Behandlung verwendeten Materialien.
 7. Prüfen Sie den Fluss des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
 8. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.

- Précautions générales:
 1. Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
 2. Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement.
 Utiliser uniquement selon les instructions.
 3. Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
 4. Éviter le contact des résines avec la peau.
 5. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
 6. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
 7. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
 8. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.

- Algemeine voorzorgsmaatregelen:
 1. Uitsluitend bestemd voor afdeling aan en toepassing door landartsen.
 2. Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen.
 Gebruik alleen zoals is beschreven.
 3. Bewaar de producten buiten de zon.
 4. Vermijd huidcontact met harsen.
 5. Applicator alleen daar waar nodig.
 6. Overtuig u ervan dat de patient niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
 7. Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
 8. Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.

- Precauzioni Generali:
 1. Prodotto riservato all'uso professionale.
 2. Prima dell'inizio del trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso e i moduli per la sicurezza dei prodotti (SDS). Evitare esclusivamente nei modi indicati.
 3. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
 4. Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
 5. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
 6. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
 7. Prima dell'uso intracale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
 8. Non forzare mai gli starterli delle siringhe.

- Precauciones Generales:
 1. Para Uso Exclusivo de Profesionales.
 2. Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el SDS.
 3. Sigue las instrucciones.
 4. Mantenga siempre los productos alejados del calor y de la luz solar.
 5. Evite el contacto de las resinas con la piel.
 6. Aísle los químicos fuertes del área de tratamiento.
 7. Asegúrese de que el paciente no es alérgico a los materiales.
 8. Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
 9. Nunca empuje con fuerza el émbolo.

- Precações gerais:
 1. Somente para uso profissional.
 2. Ler instruções, precauções e SDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
 3. Manter os produtos longe do calor e da luz solar direta.
 4. Evitar contato com a pele.
 5. Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
 6. Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
 7. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
 8. Nunca forçar os êmbolos da seringa.

- Generella försiktighetsåtgärder:
 1. Enbart för professionellt bruk.
 2. Läs bruksanvisningen, försiktighetsåtgärder, och varuinformationsblad innan behandling påbörjas.
 Använd endast enligt anvisning.
 3. Håll produkten borta från värme och solljus.
 4. Undvik hudkontakt med resin.
 5. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
 6. Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterial.
 7. Testa att materialet flyter fritt i spritzan spets innan användning intraoralt.
 8. Inga gå med "kraft" hårt tryckning i sprutan.

- Generelle forholdsregler:
 1. Kun til professionelt brug.
 2. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlings start. Bør kun anvendes som foreskrevet.
 3. Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
 4. Undgå hudkontakt med resin.
 5. Isolér stærke kemikalier til behandlingsområdet.
 6. Bør bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
 7. Check at materialet flyder frit i tryk spritzan spids før brug intraoral.
 8. Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen undersøres først.

- Yleist ohjeet:
 1. Vain ammattikäyttöön.
 2. Käyttöönottoon käyttöohjeiden, suojeluohjeiden ja käyttövalvonnus tiedotteiden ennen toimenpiteen aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
 3. Säilytä tuotteet lämpimöllä ja auringonvaloilta suojattuna.
 4. Vältä ihokosketusta resinin kanssa.
 5. Eristä käsiteltävä alue.
 6. Varmista ettei potillailla ole ole todettuja allergioita hoitomenoiteissä käytettävillä aineilla.
 7. Testaa materiaalin juoksevuus ruiskuissa ja kärjessä ennen materiaalin käyttöä intraorallyisesti.
 8. Älä käytä liikkua voimakkaasti painottaen ruiskuun materiaalia.



EN: Recycle
 DE: Recyceln
 FR: Recycler
 NL: Recyclen
 IT: Riciclare
 ES: Reciclar
 PT: Reciclar
 SV: Återvinna
 DA: Genbruge
 EL: Κιανόληση
 RU: Переработка
 TH: รีไซเคิล

EN: Use by date
 DE: Verfallsdatum
 FR: Date de péremption
 NL: Utlersa gebruiksdatum
 IT: Utilizare entro
 ES: Utilizar antes de
 PT: Validade
 SV: Använd före
 DA: Anvendes inden
 EL: Πιλιμηνια κηληση
 RU: Дата истечения
 TH: ระยะเวลาที่ใช้

EN: Catalog number
 DE: Katalognummer
 FR: Numéro de catalogue
 NL: Catalogusnummer
 IT: Numero di catalogo
 ES: Número de catálogo
 SV: Katalognummer
 DA: Katalognummer
 EL: Αριθμός καταλόγου
 RU: Номер каталога
 TH: หมายเลขผลิตภัณฑ์

EN: Avoid strong
 DE: Vermeiden Sie
 FR: Évitez le contact
 NL: Vermijd contact
 IT: Evitare il contatto
 ES: Evitar el contacto
 PT: Evitar o contacto
 SV: Undvik starka
 DA: Undgå stærke
 EL: Αποφύγετε τον
 RU: Избегайте
 TH: หลีกเลี่ยง

EN: Read instructions
 DE: Bitte anleitung
 FR: Voir le mode d'emploi
 NL: Zie gebruiksaanwijzing
 IT: Vedere le istruzioni
 ES: Ver las instrucciones
 PT: Ver as instruções
 SV: Se bruksanvisning
 DA: Se vejledningen
 EL: Διαβάστε τις οδηγίες
 RU: Прочитайте
 TH: อ่านคู่มือ



EN: Store at room temperature
 DE: Auf Zimmertemperatur lagern
 FR: Entreposer à température ambiante
 NL: Bij kamertemperatuur bewaren
 IT: Conservare a temperatura ambiente
 ES: Almacenar a temperatura ambiente
 SV: Förvaras i rumtemperatur
 DA: Opbevares ved stuetemperatur
 EL: Συλλεχθή ναυσηματισμένη
 RU: Хранить при комнатной температуре
 TH: เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง



Diamond Polish

1.0µm & 0.5µm Polishing Paste

Manufactured by:
 Ultradent Products Inc
 505 West 10200 South
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Made in USA

Diamond Polish

Flammability



HAZARD RATING
 4 = Severe
 3 = Serious
 2 = Moderate
 1 = Slight
 0 = Minimal

10053-UJ-7 072815

Generelle forsiktighetsregler:
 1. Kun for professionel bruk.
 2. Les gjennom bruksanvisning, forsiktighetsregler og sikkerhetsdatablad før behandling igang settes. Følg bruksanvisningen.
 3. Hold produktet unna varme og sollys.
 4. Unngå hudkontakt med resin.
 5. Behandlingsområdet må isoleres mot sterke kjemikalier.
 6. Undersek om pasienten har kjente allergier mot behandlingsmateriale.
 7. Kontroller alltid flyten på materialet før bruk i munnen.
 8. Unngå å presse materialet ut fra sprøyten.

GENIKES ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
 1. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
 2. Διαβάστε τις οδηγίες, προφυλάξεις και SDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία.
 3. Να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
 4. Φυλάξτε τα προϊόντα far η έκθεση τους στο φως και η θερμότητα.
 5. Αποφύγετε την επαφή τη δερμάτι με το δαμά.
 6. Περιορίστε την εφαρμογή του προϊόντος στις ζώες της θεραπείας.
 7. Να επιβεβαιώσετε ότι ο ασθενής δεν έχει γνωστή αλλεργία αντίδραση στο υλικό της θεραπείας.
 8. Να διασφαλίσετε τη ροή του υλικού από τη σύριγγα και το στόμψλο πριν να χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
 9. Μην πιέζετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.

Общие предосторожности:
 1. Смодрите инструкции, предупреждения и SDS до начала лечения. Используйте только согласно указаниям.
 2. Храните препараты от воздействия жары и солнечного света.
 3. Избегайте контакта полимеров и композитов с кожей.
 4. Избегайте попадания сильных химикатов за пределы области лечения.
 5. Убедитесь, что у пациента нет аллергии на используемые материалы.
 6. Проверьте вытекание материала из шприца вне ротовой полости.
 7. Не нажимайте на давите шприца на поршень шприца.
 8. Используйте чехлы для шприцов от Ultradent® или очищайте и дезинфицируйте шприцы перед следующим использованием.

Spodli ohjeet:
 1. Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów
 2. Przed rozpoczęciem leczenia zapoznać się z treścią instrukcji stosowania materiału, ulotka SDS (ulotka z danymi o bezpieczeństwie i bezpieczeństwie pacjenta) i zaktualizować stanowiące. Materiał stosować ściśle zgodnie z zaleceniami.
 3. Nie narażać materiału na działanie światła słonecznego i ciepła.
 4. Nie należy używać na bezobszarach ciała.
 5. Chronić pole zabiegowe przed innymi silnie działającymi związkami chemicznymi.
 6. Upewnić się, czy pacjent nie ma uczulenia na stosowane materiały stomatologiczne.
 7. Przed zastosowaniem preparatu w jamie ustnej pacjenta sprawdzić, czy materiał wypływa ze strzykawki i nasłynie nakręcony na nią korkówką.
 8. Nie naciskać uchwytu nakręconej na głowę strzykawki.

Genel Ohjelemler:
 1. Tedaviye baslamadan önce talimatlar, ohjelemler ve SDS'yi gözden geçirin. Kullandığınız talimatlarla tamamen uyunuz.
 2. Kullanırken sakaçtan önce talimatları kontrol ediniz.
 3. Derman etmeden önce talimatları gözden geçirin.
 4. Ünlülerle temasından kaçınarak bulaşmaktan kaçının.
 5. Hastanın tedavi materyallerine karşı bilmiyebilir bir alerjiye olmadığını kontrol ediniz.
 6. Materyali ağıza yerleştirmeden önce siringa (misirgini) ve uçları akıyor olduğunu kontrol ediniz.
 7. Hiç bir zaman siringa pistonuna kuvvet uygulamayınız.
 8. Hastalar aradan Ultradent siringa Ohjelemler kullandıktan sonra siringaları dezenfekte ediniz.

احتیاطات عامة:
 1. راجع التعليمات والاحتياطات قبل بداية العلاج، واستعمل كما هو محدد.
 2. حافظ بعيدا عن الحرارة وضوء الشمس.
 3. تجنب تعرض المواد.
 4. اهدأ الكيمياء القوية من منطقة العلاج.
 5. تأكد من عدم وجود حساسية لدى المرضى لمواد العلاج.
 6. اختبار سهولة خروج المواد من السرنجة والس قبل استعمالها داخل الفم.
 7. لا تضغط بقوة، أبداً على مكبس السرنجة.
 8. استعمال غطاء سرنجات الترددات أو قطفه بتطهير السرنجة عند الاستعمال بين المرضى.
 9. استعمال ضوء المعالجة الفلوريساني في المواد القابلة للتليين الضمني بالكامل.

일반적 주의사항
 1. 사용전에 반드시 사용설명서, 주의사항 및 안전성 자료를 읽고 지시대로 사용하십시오.
 2. 열이나 직사광선에 피하십시오.
 3. 레진류는 피부접촉을 피하십시오.
 4. 화학성이 강한 재료는 진료지역에서 먼 곳에 두십시오.
 5. 환자가 체에 알레르기 반응이 있는지의 여부를 꼭 확인하십시오.
 6. 구강내에 사용하기전에 시린저 등에서 제품의 점도(흐름)를 확인하십시오.
 7. 시린저 미세를 가볍게 개천히 미십시오.
 8. 환자 위생을 위해 시린저 카피를 이용하거나 소독된 시린저를 사용하십시오.

注意事項
 1. 治前請先詳閱說明書、注意事項及使用說明、限牙醫師使用
 2. 請避免置於光照或高濕處
 3. 避免皮膚接觸到樹脂
 4. 這些化學物質僅可在治療部位使用
 5. 先確認病患對即將使用的材料不會過敏
 6. 在正式使用之前、請先測試注射針及針頭內的材料是否有流動性
 7. 在用力推筒後
 8. 使用Ultradent®針筒要注意在兩個筒間患處必須消毒或清潔

Thailand: Thai
 1. ลอยการใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้โดยแพทย์ที่ผ่านการรับรอง SDS และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น
 2. เก็บรักษาในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดด
 3. ห้ามสัมผัสผิวหนัง
 4. ห้ามใช้วัสดุนี้กับวัสดุอื่นที่ไม่ใช่สำหรับทันตกรรม
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้
 6. ตรวจสอบการไหลของวัสดุออกจากกระบอกฉีดก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย
 7. หลีกเลี่ยงการบีบหัวเข็ม
 8. ห้ามใช้นิ้วกดเพื่อดันวัสดุออกจากกระบอกฉีดหรือใช้ความรุนแรงกับกระบอกฉีด