

pl
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

Płyn do mieszkania VINTAGE Art Universal

OPIS PRODUKTU

Płyn VINTAGE Art Universal LIQUID jest przeznaczony do farbek do porcelany VINTAGE Art Universal.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Płyn do mieszania farbek do porcelany VINTAGE Art Universal w celu uzyskania optymalnej lepkości do barwienia i glazurowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

- W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub innych reakcji alergicznych należy niezwłocznie przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie dotykać płynu ani mieszaniny tego materiału gołymi rękami. Unikać styczności tego materiału ze skórą i oczami. W przypadku nieumyślnego kontaktu ze skórą należy niezwłocznie zetrzeć bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem i przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Należy przestrzegać instrukcji użycia wszystkich materiałów, instrumentów lub sprzętów, które są stosowane razem z niniejszym produktem.
- Nie stosować tego produktu do celów innych niż wyraźnie podane w niniejszej instrukcji użycia.
- Produkt ten należy zużyć przed upływem terminu ważności podanego na opakowaniu lub pojemniku. (Przykład ☞ RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dodać odpowiednią ilość tego płynu do farbek i glazur do porcelany VINTAGE Art Universal w celu uzyskania optymalnej lepkości do barwienia i glazurowania.

(Uwagi)

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do farbek do porcelany VINTAGE Art Universal. Nie używać do innych materiałów barwiących.
- Unikać źródeł zapłonu, ponieważ produkt jest łatwopalny.
- Materiał ten należy stosować w miejscach o dobrej wentylacji (zalecane jest odpowiednie wietrzenie kilka razy na godzinę).
- Nie pozostawiać tego produktu w obszarach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu grzejnika itp. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Szczelnie zamykać nasadkę po użyciu.

SKŁAD

1,3-Butanodiol, woda

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed źródłami ognia.

sv
LÅS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

Blandningsvätska till VINTAGE Art Universal

PRODUKTBESKRIVNING

VINTAGE Art Universal LIQUID är avsedd för VINTAGE Art Universal Stains för keramer.

AVSEDD ANVÄNDNING

Blandningsvätska till VINTAGE Art Universal Stains för keramer, för att uppnå optimal viskositet för stains- och glaze-arbeten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

- Om någon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion uppträder hos användaren: Avbryt användningen omedelbart och rådgör med läkare.
- Använd alltid skyddshandskar vid hantering av vätskan respektive blandningen av det här materialet. Se till att produkten inte kommer i kontakt med ögon eller hud. I händelse av kontakt med hud, badda omedelbart med en bomullspellet fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. I fall av kontakt med ögonen: Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten och rådgör med läkare.
- Följ bruksanvisningen för alla material, instrument och utrustningar som används tillsammans med den här produkten.
- Använd inte produkten för andra ändamål än den avsedda användning som specificeras i den här bruksanvisningen.
- Använd produkten före det utgångsdatum som är angivet på förpackningen eller behållaren. (T.ex. ☞ AAAA-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatumet)
- Produkten är endast avsedd för yrkesmässig användning inom tandvården

BRUKSANVISNING

Tillför en lämplig mängd vätska till VINTAGE Art Universal stains och glazes för keramer, för att uppnå optimal viskositet för stains- och glaze-arbeten.

(Obs!)

- Den här produkten är enbart avsedd för VINTAGE Art Universal Stains för keramer. Använd den aldrig till andra stain-material.
- Undvik alla antändningskällor eftersom produkten är lättantändlig.
- Använd produkten i välventilerade utrymmen. (Vi rekommenderar att utrymmet ventileras flera gånger i timmen).
- Lämna inte den här produkten på ställen med hög temperatur, som t.ex. nära element eller liknande. Får ej utsättas för direkt solljus.
- Stäng noga efter varje användning.

SAMMANSÄTTNING

1,3-butandiol, vatten

FÖRVARING

Förvara vid rumstemperatur. Får ej utsättas för direkt solinstrålning. Förvaras åtskilt från antändningskällor.

pt
LER COM ATENÇÃO ANTES DE USAR

Líquido de mistura para VINTAGE Art Universal

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O VINTAGE Art Universal LIQUID é destinado aos pigmentos de porcelana VINTAGE Art Universal.

INDICAÇÕES DE USO

Líquido de mistura para pigmentos de porcelana VINTAGE Art Universal para a obtenção de uma viscosidade ideal para trabalhos com pigmentos e glaze.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Se qualquer inflamação ou outras reações alérgicas ocorrerem no operador, interromper imediatamente o uso e consultar um médico.
- Não tocar o líquido ou a mistura deste material com as mãos desprotegidas. Evitar o contato deste material com a pele e os olhos. Em caso de contato acidental com a pele, secar imediatamente com um chumaço de algodão umedecido em álcool e enxaguar com bastante água. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com bastante água e procurar assistência médica.
- Seguir as instruções de uso de cada material, instrumento ou equipamento a ser usado juntamente com este produto.
- Não usar este produto para quaisquer outros fins não especificamente descritos nestas instruções de uso.
- Usar o produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem ou no recipiente. (Exemplo ☞ AAAA-MM-DD → Ano-Mês-Dia da data de expiração)
- Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da área odontológica

INSTRUÇÕES DE USO

Adicionar uma quantidade adequada deste líquido de mistura a pigmentos e glazes de porcelana VINTAGE Art Universal para obter a viscosidade ideal para trabalhos com pigmentos e glaze.

(Notas)

- Este produto é destinado exclusivamente para os pigmentos de porcelana VINTAGE Art Universal.
- Não utilizar para outros materiais de pigmentos.
- Evitar qualquer fonte de ignição, uma vez que o produto é inflamável.
- Usar este material em áreas bem ventiladas (recomendam-se várias ventilações adequadas por hora).
- Não deixar este produto em áreas de temperatura elevada, como perto do aquecedor, etc. Evitar a luz solar direta.
- Fechar bem a tampa após o uso.

COMPOSIÇÃO

1,3–butanodiol, água

ARMAZENAMENTO

Armazenar à temperatura ambiente e evitar a luz solar direta. Manter afastado de qualquer fonte de ignição.

ro
A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Lichid de amestecare pentru VINTAGE Art Universal

DESCRIEREA PRODUSULUI

VINTAGE Art Universal LIQUID este destinat pentru culoriile de porțelan VINTAGE Art Universal.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Lichid de amestecare pentru culorile de porțelan VINTAGE Art Universal, în scopul obținerii vâscozității optime pentru colorare și glazurare.

PRECAUȚII ȘI AVERTIZĂRI

- Dacă operatorul suferă orice inflamație sau orice alt tip de reacție alergică, întrerupeți imediat utilizarea și consultați medicul.
- Nu atingeți lichidul sau amestecul acestui material cu mâinile goale. Evitați contactul acestui material cu pielea și ochii. În cazul unui contact accidental cu pielea, ștergeți imediat cu un tampon de vată înmuiat în alcool și clătiți cu apă din abundență. În caz de contact cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și solicitați asistență medicală.
- Respectați instrucțiunile de utilizare aferente fiecărui material, instrument sau echipament ce urmează să fie folosit împreună cu acest produs.
- Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele menționate în mod specific în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați acest produs înainte de data de expirare indicată pe ambalaj sau pe container. (Exemplu ☞ AAAA-LL-ZZ → Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)
- Acest produs este destinat utilizării numai de către profesioniștii din domeniul stomatologic

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Adăugați o cantitate adecvată din acest lichid la culorile și glazurile de porțelan VINTAGE Art Universal în scopul obținerii vâscozității optime pentru colorare și glazurare.

(Observații)

- Acest produs este destinat exclusiv pentru colorarea porțelanului VINTAGE Art Universal. Nu îl utilizați pentru alte materiale de colorare.
- Evitați orice sursă de aprindere pentru că acest produs este inflamabil.
- Utilizați acest material în zone bine aerisite (se recomandă câteva aerisiri corespunzătoare pe oră).
- Nu lăsați acest produs într-o zonă cu temperatură ridicată, de exemplu lângă un radiator etc. Evitați lumina solară directă.
- Închideți bine capacul după utilizare.

COMPOZIȚIE

1,3-Butanediol, apă

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperatura camerei și evitați lumina directă a soarelui. A se păstra departe de orice sursă de foc.

el
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Υγρό ανάμιξης για το VINTAGE Art Universal

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το VINTAGE Art Universal LIQUID προορίζεται μόνο για τις χρωστικές πορσελάνης VINTAGE Art Universal.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

Αναμίξτε το υγρό των χρωστικών πορσελάνης VINTAGE Art Universal για την επίτευξη ιδανικής ρευστότητας για εργασία χαρακτηρισμού και στίλβωσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Εάν εμφανισθεί φλεγμονή ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις στον χειριστή, διακόψτε άμεσα τη χρήση και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην ακουμπάτε το υγρό ή την ανάμιξη αυτού του υλικού με γυμνά χέρια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα άμεσα βρέξτε την περιοχή με ένα βαμβάκι εμποτισμένο σε αλκοόλη και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, άμεσα ξεπλύνετε τα μάτια με πολύ νερό και αναζηήστε ιατρική συμβουλή.
- Ακολουθείτε της οδηγίες χρήσης κάθε υλικού, εργαλείου ή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιοσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ειδικά περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία ή το δοχείο. (Παράδειγμα ☞ EEEE-MM-HH → Έτος-Μήνας-Ημέρα της ημερομηνίας λήξης)
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες της οδοντιατρικής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέστε αρκετή ποσότητα από αυτό το υγρό στις χρωστικές και στίλβωτικά πορσελάνης VINTAGE Art Universal για να επιτύχετε την ιδανική ρευστότητα για εργασία χρωματισμού και στίλβωσης.

(Σημειώσεις)

- Αυτό το προϊόν είναι αποκλειστικά για τις χρωστικές πορσελάνης VINTAGE Art Universal. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο υλικό..
- Αποφύγετε κάθε πηγή ανάφλεξης καθώς αυτό το υλικό είναι εύφλεκτο..
- Χρησιμοποιείτε αυτό το υλικό σε καλά αεριζόμενους χώρους (συνιστώνται αρκετοί κατάλληλοι αερισμοί κάθε ώρα).
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, όπως δίπλα σε θερμαντικό σώμα κλπ. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Κλείστε ερμητικά το καπάκι μετά από τη χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

1,3- Βουτανοδιόλη, Νερό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κρατήστε μακριά από κάθε πηγή πυρός.