

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Instrucciones de inicio rápido



Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – DATOS Y CARACTERÍSTICAS

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY es:

- un spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio, de silicato, de feldespato o vítreas.
- Adecuado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones monolíticas de cerámica sin metal sin fluorescencia propia.
- Adecuado para sellar la superficie de la cerámica.

Con VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY se beneficiará de:

- un incremento sencillo de la fluorescencia.
- Un glaseado rápido y seguro.
- Resultados altamente estéticos gracias a la fluorescencia natural.

COMPONENTES DEL SISTEMA



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Utilización de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Aplicación de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Limpiar la restauración.
- Agitar enérgicamente el aerosol inmediatamente antes de usarlo.
- Sostener el cabezal pulverizador a unos 10 cm de la superficie a rociar.
- Aplicar desde todos los lados una capa uniforme.
- Colocar la restauración sobre un soporte de cocción para la cocción de glaseado (y de maquillajes) y cocerla conforme a los parámetros de cocción.



> Grosor de capa óptimo



> Se ha aplicado una capa demasiado fina



> Se ha aplicado una capa demasiado gruesa

Atención

- En caso de que el brillo sea insuficiente, se puede repetir el proceso.

Parámetros de cocción



	Presec. °C	→ min	↗ °C/min	Temp. aprox. °C	→ min	VAC min	↘ °C
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* La temperatura de cocción y/o el enfriamiento lento dependen de la cerámica de recubrimiento y del material de estructura utilizados; se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

1 Obtención de una fluorescencia natural



2 Tomando como ejemplo una corona natural y coronas anteriores monolíticas de dióxido de circonio

corona natural



corona monolítica
de dióxido de circonio

con agente de fluorescencia de la corona



> sin fluorescencia
propia

> fluorescencia
demasiado débil

> estriado debido
al uso de pasta



competencia



> fluorescencia
excesiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



**Agente de fluorescencia y glaseado perfectamente
armonizado y aplicado de forma homogénea**
> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Gama de productos

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Colores especialmente cromáticos y cubrientes.
- Para la reproducción de tonos cromáticos personalizados y ajustes cromáticos de cualquier característica de color natural.
- Aplicados en una capa gruesa, cubren por completo el color básico subyacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Materiales translúcidos de aplicación en capa fina, que actúan como un delgado filtro de color sobre el material de base.
- Para alteraciones y desviaciones del color hacia un tono rojizo, amarillento, naranja, pardusco o gris verdoso.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Material de glasear para obtener una superficie brillante, vítrea, homogénea y cerrada tras la cocción.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: material para glasear de bajo punto de fusión, para cerámicas con temperaturas de cocción inferiores a 800 °C.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para alcanzar una fluorescencia natural.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Proporciona una textura natural de la superficie con un brillo mate.

VITA AKZENT® Plus – Colores disponibles

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  blanco
- ES02  crema
- ES03  amarillo limón
- ES04  amarillo sol
- ES05  naranja
- ES06  rojo óxido
- ES07  caqui
- ES08  rosa
- ES09  rojo oscuro
- ES10  lila
- ES11  azul
- ES12  azul grisáceo
- ES13  gris
- ES14  negro

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  amarillo
- BS02  marrón amarillento
- BS03  naranja
- BS04  gris oliva
- BS05  marrón grisáceo

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  rojizo-pardusco
- CSB  rojizo-amarillento
- CSC  grisáceo
- CSD  grisáceo-rojizo

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  amarillento
- CSM2  amarillento-rojizo
- CSM3  amarillo-rojo
- CSR  rojizo
- CSIO  naranja

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?

El **protésico dental y asesor técnico Ralf Mehlin**

estará encantado de responderlas:

- ▶ **Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Correo electrónico: info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **De 8:00 a 17:00 h CET**

Encontrará más datos de contacto internacionales

- ▶ en **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?

Encontrará respuestas competentes online en forma de

Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Рабочая инструкция Quick-Start



Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазурочный спрей

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА

Спрей VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT:

- Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазурочный спрей для всей обычной облицовочной керамики, монокристаллической циркониевой, силикатной, полевошпатной или стеклокерамики
- Подходит для достижения естественной флуоресценции, особенно в монокристаллических реставрациях без собственной флуоресценции
- Подходит для герметизации керамической поверхности

С VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY Вы получите:

- Простое увеличение флуоресценции
- Быстрое и надежное глазурование
- Высокоэстетичные результаты благодаря естественной флуоресценции

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Использование VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Нанесение VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Очистить реставрацию
- Спрей энергично встряхнуть непосредственно перед использованием.
- Распылительную головку держать на расстоянии около 10 см от распыляемой поверхности.
- Распылять следует равномерным слоем со всех сторон реставрации.
- Поместить реставрацию на обжиговый треггер (для обжига красителя и глазуровочного обжига) и провести обжиг в соответствии с рекомендуемыми параметрами.



> Оптимальная толщина
слоя



> Слишком тонкий слой



> Слишком толстый слой



Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Если глянец недостаточный, процесс можно повторить

1 — Достижение естественной флуоресценции

2 — На примере естественной коронки и монолитной фронтальной коронки из диоксида циркония

естественная коронка




монолитная коронка
из диоксида циркония




**Отсутствие собственной
флуоресценции**

с помощью флуоресцентного средства



**слишком слабая
флуоресценция**



**полоски из-за
использования пасты**



конкурента



слишком высокая
флуоресценция



с помощью VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Идеально подобранный и равномерно нанесенный
флуоресцентный VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Портфолио продукта

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Особенно хроматичные и хорошо распределяющиеся красители
- Для воспроизведения индивидуальных цветовых нюансов и характерных особенностей
- Равномерным густым слоем распределяются по всей поверхности базисного материала

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Полупрозрачные красители, которые выполняют функцию тонкого цветового фильтра на базисном материале
- Для получения красноватого, желтоватого, оранжевого, коричневатого или серо-зеленоватого оттенка

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной цветовой группы

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Глазуровочные массы способствуют образованию глянцевых, стекловидных равномерных поверхностей после обжига

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: легкоплавкие массы специально для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °C

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазуровочный спрей для достижения естественной флуоресценции

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Для создания естественной поверхностной текстуры с помощью матового глянца

VITA AKZENT® Plus – Доступные цвета

VITA AKZENT Plus


VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  белый
- ES02  кремовый
- ES03  лимонно-желтый
- ES04  солнечно-желтый
- ES05  оранжевый
- ES06  ржавый
- ES07  хаки
- ES08  розовый
- ES09  темно-красный
- ES10  лиловый
- ES11  голубой
- ES12  серо-голубой
- ES13  серый
- ES14  черный

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  желтый
- BS02  желто-коричневый
- BS03  оранжевый
- BS04  оливково-серый
- BS05  серо-коричневый

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  Красновато-коричневые
- CSB  Красновато-желтые
- CSC  сероватый
- CSD  серовато-красный

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  желтоватый
- CSM2  Желтовато-красный
- CSM3  желто-красный
- CSR  красноватый
- CSIO  оранжевый

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Вопросы по продукции VITA?

Опытные зубные техники Ralf Mehlin и

Daniel Schneider ответят на Ваши вопросы

- **Телефон: + 49 (0) 7761 / 56 22 22**
e-mail: info@vita-zahnfabrik.com
с 8.00 до 17.00 ч

Технические консультанты:



Алина Керецман

тел.: +7 (915) 079-62-76

e-mail: alinakeretsman@gmail.com

Олег Стребков

тел.: +7 (916) 352-14-91

e-mail: o.strebkov@vita-zahnfabrik.com

Владимир Мадюдя

тел.: +38 (067) 740-52-94

e-mail: V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com

Дополнительные международные контакты см. в разделе
www.vita-zahnfabrik.com/contacts



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Instruções de processamento Quick-Start



Spray de glaze altamente fluorescente, independente de CET

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FATOS E CARACTERÍSTICAS

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY é:

- Um spray de glaze altamente fluorescente independente de CET para todas cerâmicas de recobrimento convencionais e cerâmicas monolíticas de zircônio, silicato, feldspato ou de vidro.
- Adequado para obtenção de fluorescência natural, especialmente em restaurações monolíticas de cerâmica pura sem fluorescência própria
- Adequado para selagem da superfície cerâmica

Com VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, você se beneficia de:

- Obtenção fácil da fluorescência
- Glaze rápido e seguro
- Resultados altamente estéticos graças à fluorescência natural

COMPONENTES DO SISTEMA



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

1 Aplicação do VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



2 Aplicação do VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Limpe a restauração
- Agite vigorosamente o pulverizador imediatamente antes da aplicação
- Mantenha a ponta de pulverização aprox. a 10 cm da superfície de pulverização
- Jateie em todos os lados uma camada homogênea
- Coloque a restauração em uma bandeja de queima para a queima de glaze (e fixação dos pigmentos), e proceda à queima de acordo com os respectivos parâmetros



> Excelente espessura de camada



> Aplicação muito fina



> Aplicação muito espessa

3 Atenção:

- Caso o brilho não seja suficiente, o processo pode ser repetido

4 Parâmetros de queima


	Pré-seca-gem °C	→ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C.
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* A temperatura de queima e/ou o resfriamento dependem da cerâmica de revestimento ou do material da estrutura, observar as indicações do fabricante.


1 – **Obtenha uma fluorescência natural**

2 – No exemplo, uma coroa natural e coroas anteriores de dióxido de zircônio monolítico

coroa natural




coroas de dióxido de zircônio monolítico




> **Sem fluorescência própria**

com agente de fluorescência



> **Fluorescência muito fraca**



> **Entremeado através da aplicação de pasta**



da marca concorrente



> Para uma alta
fluorescência



com VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Agente de fluorescência e de glaze
> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT** perfeitamente
coordenados e homogeneamente aplicados

VITA AKZENT® Plus – Portfólio de produtos

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Cores particularmente cromáticas e opacas
- Para a reprodução de tonalidades individuais e ajustes de cor com todas as suas características naturais
- A aplicação de uma camada grossa permite a cobertura total da cor original

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Massas caracterizadoras translúcidas que podem ser usadas como um fino filtro de cor sobre o material de base
- Para alterações e mudanças de cor para tons avermelhados, amarelados, alaranjados, acastanhados ou cinzentos-esverdeados

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Cores translúcidas para alterar a cromaticidade do material básico dentro de um grupo de cores

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Massa de glaze para uma superfície brilhante, vítrea, homogênea e sem poros após a queima

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Baixa Temperatura: massa de glaze de baixa fusão para cerâmicas com ponto de fusão abaixo de 800°C

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaze altamente fluorescente, independente de CET, para obtenção de uma fluorescência natural

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Para uma superfície com textura natural com um brilho mate






VITA AKZENT® Plus – Cores disponíveis

VITA AKZENT Plus





VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  branco
- ES02  creme
- ES03  amarelo limão
- ES04  amarelo sol
- ES05  laranja
- ES06  vermelho ferrugem
- ES07  khaki (cáqui)
- ES08  rosa
- ES09  vermelho escuro
- ES10  lilás
- ES11  azul
- ES12  azul-acinzentado
- ES13  cinzento
- ES14  preto

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  amarelo
- BS02  castanho-amarelado
- BS03  laranja
- BS04  cinzento-esverdeado
- BS05  castanho-acinzentado

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  castanho-avermelhado
- CSB  amarelo-avermelhado
- CSC  acinzentado
- CSD  vermelho-acinzentado

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  amarelado
- CSM2  amarelo-avermelhado
- CSM3  vermelho-amarelado
- CSR  avermelhado
- CSIO  laranja

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



HOTLINE TÉCNICA

Questões a respeito das soluções de produtos VITA?

O Técnico de Prótese e Consultor Técnico, MDT Ralf Mehlin

responde as suas perguntas:

- ▶ **Telefone +49(0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **E-mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8:00 às 17:00 CET**

Para mais contatos internacionais para acessibilidade,

- ▶ acesse o site **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



SUPORTE ON-LINE

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?

Você encontra respostas competentes online em forma de **FAQs, vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.**

Para demais informações detalhadas, consulte o completo e abrangente manual de processamento do VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Istruzioni di impiego Quick-Start



Glasuren in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FATTI & CARATTERISTICHE

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET, per tutte le correnti ceramiche di rivestimento, ceramiche monolitiche a base di zirconio, silicato, feldspato e vetroceramiche
- per conseguire una fluorescenza naturale specialmente su restauri monolitici in ceramica integrale privi di fluorescenza propria
- per sigillatura della superficie ceramica

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY offre:

- semplice incremento della fluorescenza
- glasura rapida e sicura
- risultati altamente estetici grazie alla fluorescenza naturale

COMPONENTI DI SISTEMA



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Impiego di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Applicazione di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- pulire il restauro
- agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
- tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm dalla superficie da trattare
- nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
- posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura (dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati



> Spessore ottimale



> Strato troppo sottile



> Strato troppo spesso

Attenzione:

- Se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo

Parametri di cottura



	Prees. °C	→ min.	↗ °C/min.	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C.
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* Attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda temperatura di cottura e/o raffreddamento lento in funzione della ceramica di rivestimento o del materiale strutturale usati.

1 - **Conseguimento di una fluorescenza naturale**

2 - Sull'esempio di una corona naturale e di corone frontali monolitiche in biossido di zirconio

corona naturale



corona in biossido
di zirconio monolitico




> assenza di fluorescenza primaria



> fluorescenza insufficiente

con massa fluorescente di alta



> a strisce per l'uso di pasta



o produttore



> fluorescenza eccessiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Massa glasura ad alta fluorescenza perfettamente correlata e applicata in modo omogeneo

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- per modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

VITA AKZENT Plus GLAZE

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C


VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET per conseguire una fluorescenza naturale

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili





HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?

L'odontotecnico e consulente tecnico Ralf Mehlin

può essere contattato nei modi seguenti:

- ▶ **Telefono +49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 -17.00**

Per altri contatti internazionali consultare

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?

Risposte competenti online in forma di **FAQ**,
video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Quickstart Working Instructions



CTE-independent, highly fluorescent glaze spray

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FACTS & FEATURES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY is:

- a CTE-independent, highly fluorescent glaze spray for all standard veneering ceramics, monolithic zirconia, silicate or feldspar ceramics
- suitable for achieving a natural fluorescence, especially for monolithic, all-ceramic restorations without auto-fluorescence
- suitable for sealing the ceramic surface

When using VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, you will benefit from:

- simple enhanced fluorescence
- fast and reliable glazing
- highly esthetic results through natural fluorescence

SYSTEM COMPONENTS



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Using VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



✓ VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY application:

- Clean the restoration
- Shake spray can well immediately before use
- A distance of approx. 10 cm between the spray head and the surface to be sprayed is required
- Spray from all sides to apply a uniform layer
- Place the restoration on a firing tray for stains firing and glaze firing, and fire according to the firing parameters



> Optimal layer thickness



> Not enough applied



> Too much applied

! Please note:

- If the gloss is insufficient, the process can be repeated.

✓ Firing parameters


	Predry. °C	→ min.	↗ °C/min.	approx. temp. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

*Firing temperature and/or long-term cooling depend on the veneering ceramic or substructure material used. Observe the manufacturer's instructions.


1 Creation of natural fluorescence

2 Example of a natural crown and monolithic zirconia front tooth crowns

natural crowns




monolithic
zirconia crowns



> no auto-
fluorescence



> fluorescence
too weak



> streaky due to
use of paste

with competitor's fluorescent



agent



> fluorescence
too high



with VITA AKZENT **Plus** FLUOGLAZE LT



**Perfectly matched and homogeneously
applied fluorescent and glaze agent**

> VITA AKZENT **Plus** FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Product portfolio

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- highly chromatic and opaque stains
- to reproduce individual shades and to adapt the shade to the characteristics of a natural shade
- when applied thickly, they cover the underlying base shade completely

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- translucent finishing materials that have the effect of a thin color filter on the base material
- for color changes and color shifts towards reddish, yellowish, orange, brownish or gray-greenish

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- glazing stains for modifying the chromaticity of the base material within a shade group

VITA AKZENT Plus GLAZE

- glaze material for a brilliant, glasslike, homogeneous and dense surface after firing

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: low-melting glaze material for ceramics with firing temperatures below 800°C


VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- CTE-independent, highly fluorescent glaze spray to achieve natural fluorescence

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- for a natural surface texture with a matte finish

VITA AKZENT® Plus – Available shades





TECHNICAL HOTLINE

Questions about VITA product solutions?

The **dental technician and technical consultant**

Ralf Mehlin (DT) can answer your questions here:

- ▶ **Phone +49(0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Email info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8 a.m. to 5 p.m CET**

Additional international contact information can be found

- ▶ at **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ONLINE SUPPORT

Questions about processing and product solutions?

You can find competent answers online in the form of **FAQs, videos and electronic tutorials.**

More detailed information can also be found in the comprehensive VITA AKZENT Plus Working Instructions.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Mode d'emploi rapide



Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FAITS & CARACTÉRISTIQUES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY est :

- un spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses,
- adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations céramo-céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre,
- adapté au scellage des surfaces céramiques.

Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, vous profitez des avantages suivants :

- augmentation plus simple de la fluorescence,
- glaçage plus rapide et plus sûr,
- résultats très esthétiques à la fluorescence naturelle.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Utilisation de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Application de VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

- Nettoyer la restauration.
- Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage.
- Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter.
- Appliquer une couche uniforme sur toutes les faces.
- Déposer la restauration pour la cuisson de (colorants et) glaçage sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués.



> Épaisseur de couche optimale



> Application trop mince



> Application trop épaisse

N. B.

- Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété.

Paramètres de cuisson


	Prés. °C	→ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	→ min	Vide min	↘ °C
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* La température de cuisson et/ou le refroidissement lent dépendent de la céramique cosmétique utilisée, en particulier du matériau d'infrastructure ; respecter les spécifications du fabricant.


1 - **Obtention d'une fluorescence naturelle**

2 - À l'exemple d'une couronne naturelle et de couronnes antérieures en dioxyde de zirconium


Couronne naturelle



Couronne monolithique
en dioxyde de zirconium



Avec agent fluorescent concu



> **Aucune
fluorescence
intrinsèque**

> **Fluorescence
trop faible**

> **Stries dues à
l'utilisation de pâte**



rent



› Trop grande
fluorescence



Avec VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Agent fluorescent et de glaçage parfaitement
harmonisé et homogènement appliqué
› VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Gamme de produits

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes.
- Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière.
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous-jacente.

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base.
- Pour des variations chromatiques et des écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur.

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson.

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C.
-





























VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT pour l'obtention d'une fluorescence naturelle.

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat.

VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

VITA AKZENT Plus	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS	ES01  blanc ES02  crème ES03  jaune citron ES04  jaune vif ES05  orange ES06  rouille ES07  kaki ES08  rose ES09  rouge foncé ES10  lilas ES11  bleu ES12  gris-bleu ES13  gris ES14  noir
	VITA AKZENT Plus BODY STAINS	BS01  jaune BS02  brun-jaune BS03  orange BS04  gris-olive BS05  brun-gris
	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4	CSA  rougeâtre-brunâtre CSB  jaunâtre-rougeâtre CSC  grisâtre CSD  grisâtre-rougeâtre
	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER	CSL  jaunâtre CSM2  jaunâtre-rougeâtre CSM3  jaune-rouge CSR  rougeâtre CSIO  orange
	VITA AKZENT Plus GLAZE	GLAZE GLAZE LT FLUOGLAZE LT FINISHING AGENT



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

Questions au sujet des produits VITA ?

Ralf Mehlin, prothésiste dentaire et conseiller technique,
répond à vos questions :

- ▶ **Téléphone + 49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Courriel info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8 h - 17 h HEC**

Pour obtenir les coordonnées des autres interlocuteurs à l'international,
▶ visitez la page www.vita-zahnfabrik.com/contacts



ASSISTANCE EN LIGNE

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?

Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de **FAQ,**
de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

- ▶ www.vita-zahnfabrik.com
- ▶ www.facebook.com/vita.zahnfabrik



 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG**
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Quick-Start Verarbeitungsanleitung



WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FACTS & FEATURES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY ist:

- ein WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray für alle gängigen Verblendkeramiken, monolithische Zirkon-, Silikat-, Feldspat- oder Glaskeramiken
- geeignet zur Erreichung einer natürlichen Fluoreszenz speziell bei monolithischen vollkeramischen Restaurationen ohne Eigen-Fluoreszenz
- zum Versiegeln der Keramikoberfläche geeignet

Mit VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY profitieren Sie von:

- einfacher Fluoreszenzsteigerung
- schnellem und sicherem Glasieren
- höchästhetischen Ergebnissen durch natürliche Fluoreszenz

SYSTEMKOMPONENTEN



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

1 Einsatz von VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



2 VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY-Auftrag:

- Restauration reinigen
- Spraydose unmittelbar vor der Anwendung kräftig schütteln
- Sprühkopf ca. 10 cm vor der zur besprühenden Oberfläche halten
- von allen Seiten eine gleichmäßige Schicht aufsprühen
- Restauration zum (Malfarben- und) Glanzbrand auf Brennträger platzieren und gemäß Brennparametern brennen



> Optimale Schichtstärke



> Zu dünn aufgetragen



> Zu dick aufgetragen

3 Bitte beachten:

- Sollte der Glanz nicht ausreichen, kann der Prozess wiederholt werden

4 Brennparameter


	Vt. °C	→ min.	↗ °C/min.	ca. Temp. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C.
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT Paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

* Brenntemperatur und/oder Langzeitabkühlung abhängig von der verwendeten Verblendkeramik, bzw. Gerüstwerkstoff, Herstellerangaben beachten.


Erzielen einer natürlichen Fluoreszenz

Am Beispiel einer natürlichen Krone und monolithischen Zirkondioxid-Frontzahnkronen

natürliche Krone



monolithische
Zirkondioxid Krone



mit Wettbewerbs-Fluoreszenz

> keine Eigen-
fluoreszenz

> zu schwache
Fluoreszenz

> streifig durch
Einsatz von Paste



mittel



> zu hohe Fluoreszenz



mit VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Perfekt abgestimmt und homogen aufgetragenes Fluoreszenz- und Glasurmittel

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Produktportfolio

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- besonders chromatische und deckende Farben
- zur Reproduktion individueller Farbtöne und farblichen Angleichungen jeder natürlichen Farbcharakteristik
- dick aufgetragen decken sie die darunterliegende Basisfarbe vollständig ab

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- lasierende, durchscheinende Massen, die wie ein dünner Farbfilter auf dem Basismaterial wirken
- für Farbveränderungen und Farbverschiebungen in Richtung rötlich, gelblich, orange, bräunlich oder grau-grünlich

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- lasierende Farben zur Veränderung der Chromazität des Basismaterials innerhalb einer Farbgruppe

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glasurmasse für eine glänzende, glasartige, homogene und geschlossene Oberfläche nach dem Brand

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: niederschmelzende Glasurmasse für Keramiken mit Brenntemperaturen unter 800 °C

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray zur Erreichung natürlicher Fluoreszenz

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- für eine natürliche Oberflächentextur mit einem matten Glanz






VITA AKZENT® Plus – Verfügbare Farben

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

ES01		weiß
ES02		creme
ES03		zitronengelb
ES04		sonnengelb
ES05		orange
ES06		roströt
ES07		khaki
ES08		rosa
ES09		dunkelrot
ES10		lila
ES11		blau
ES12		grau-blau
ES13		grau
ES14		schwarz






VITA AKZENT Plus BODY STAINS

BS01		gelb
BS02		gelb-braun
BS03		orange
BS04		olive-grau
BS05		grau-braun

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

CSA		rötlich-bräunlich
CSB		rötlich-gelblich
CSC		gräulich
CSD		gräulich-rötlich

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		gelblich
CSM2		gelblich-rötlich
CSM3		gelb-rot
CSR		rötlich
CSIO		orange

VITA AKZENT Plus GLAZE

GLAZE		
GLAZE LT		
FLUOGLAZE LT		
FINISHING AGENT		



TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen?

Der **Zahntechniker und Technikberater ZT Ralf Mehlin** beantwortet sie unter:

- ▶ **Phone +49(0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 bis 17.00 Uhr CET**

Weitere internationale Kontaktdaten zur Erreichbarkeit

- ▶ finden Sie unter **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen?

Kompetente Antworten finden Sie online in Form von

FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u. a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com