



# neodisher® Z



## Zuur neutralisatiemiddel voor instrumenten en laboratorium glaswerk



Vloeibaar concentraat

### Belangrijkste toepassingsgebied:

- Neutralisatiemiddel voor de geautomatiseerde reiniging van chirurgische instrumenten, anesthesie benodigdheden, containers, OK schoenen, babyflessen en andere medische hulpmiddelen.
- Neutralisatie na het alkalisch reinigen (de hoofdreiniging) en/of een zure voorreiniging bij de machinale reiniging van laboratorium glaswerk.

### Eigenschappen:

- Neutraliseert alkalische resten uit de hoofdreiniging, in een geautomatiseerd proces.
- Verwijdert zure oplosbare resten.
- Excellente materiaal compatibiliteit; daardoor geschikt voor chirurgische instrumenten, anesthesie benodigdheden en andere kwetsbare materialen.
- Niet geschikt voor de zure voorreiniging van geanodiseerd aluminium, chroom en vernikkelde onderdelen

### Speciale eigenschappen:

- Gebaseerd op organische zuren.
- Vrij van fosfaten, fosforzuur, stikstofverbindingen en oppervlakte-actieve stoffen, dus geen storende invloed op analytische testmethoden.
- Bevat minder dan 10 ppm  $P_2O_5$  in het concentraat.

### Dosering en gebruik:

neodisher Z is bedoeld voor gebruik in reiniging- en desinfectiemachines voor neutralisatie en / of zure voorreiniging.

Bij het gebruik van neodisher Z bevelen wij de volgende doseringen aan:

Voor neutralisatie	1 - 2 ml/l
Voor zure voorreiniging /reiniging	2 - 5 ml/l, 40 - 60 °C

Maak voor het doseren gebruik van voor neodisher Z geschikte doseerapparatuur.

Om watervlekken te voorkomen is het gebruik van demi-water in de laatste spoeling aan te bevelen. Geëloxeerd aluminium is dan ook beschermd.

Bij het gebruik van neodisher Z als voor- en/of reinigingsmiddel dienen alle materialen die in aanraking komen met het concentraat of de gebruiksooplossing zuurbestendig te zijn. Afvoerleidingen van Eternit en/of gietijzer zijn niet geschikt (in dat geval is neutralisatie, voordat de gebruiksooplossing wordt afgevoerd, noodzakelijk).

### Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Niet vermengen met andere producten.
- De neodisher Z gebruiksooplossing moet volledig met water afgespoeld worden (bij voorkeur met demi-water).
- Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.
- De reiniging en desinfectie moet in overeenstemming met de richtlijn voor medische hulpmiddelen worden uitgevoerd in passende gevalideerde processen.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de te reinigen voorwerpen zoals aangegeven in de DIN en ISO 17664 norm.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigingsmachine.



## Product gegevens:

pH-waarde	3.0 – 2.6 (1 – 5 ml/l in demi water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Soortelijk-gewicht	1.2 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Titratie factor	0.36


## Samenstelling:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn  
648/2004:  
Conserveringsmiddel (2-octyl-2H-isothiazol-3-one)

## CE-markering:

Conform de Europese richtlijn 93/42/EC, bijlage I voor medische producten.

## Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen -3 °C en 30 °C.  
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.  
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .  
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Veranderingen in de kleur van het product kunnen optreden bij opslag in de originele verpakking.  
Dit heeft geen invloed op de eigenschappen van het product die relevant zijn voor de toepassing.

## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje “Downloads”.

MB 4202/03-1

Versie 07-2017

Vervangt: 10-2014

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)