



# I AM CARING



ULTRASCHALLSPITZEN  
**Perfekt abgestimmt**

# Unsere Spitzen beruhen auf Spitzentechnologie

Bereits vor 45 Jahren hat ACTEON® EQUIPMENT den ersten piezoelektrischen Scaler für die Zahnheilkunde entwickelt. Seitdem haben wir uns der kontinuierlichen Innovation im Bereich elektronischer Geräte und Ultraschallspitzen verschrieben. Wir investieren fortwährend in Forschung und Entwicklung und pflegen die Zusammenarbeit mit Ärzten, Universitäten und zahnmedizinischen Experten in der ganzen Welt. Auf diese Weise haben wir eine einzigartige, international anerkannte Kompetenz erlangt und vermarkten unsere Produkte in mehr als 135 Ländern.

Unser Ziel besteht nicht nur darin, mit unseren klinischen und technischen Innovationen den Ansprüchen von Zahnärzten und Dentalhygienikern gerecht zu werden, wir sind auch bestrebt, mit klinischen Ergebnissen zu überzeugen und die Erwartungen der Patienten zu erfüllen.

Mit annähernd 80 verschiedenen Gerätespitzen bietet ACTEON® EQUIPMENT das größte Spektrum an Instrumenten, das alle klinischen Bereiche abdeckt: Prophylaxe, Parodontologie, Implantologie, Endodontie und Prothetik.

Die exklusiven Legierungen der NEWTRON®-Spitzen bieten für jede Indikation die optimale Lösung, da sie jeweils für die zu behandelnde Oberfläche entwickelt wurden: Zahnschmelz, Prothese oder Implantat.

Das Color Coding System™ (CCS) ermöglicht die intuitive Zuordnung der einzelnen Spitzen zu einem der vier verfügbaren Leistungsbereiche, sodass jederzeit ein Maximum an Effizienz und eine wirtschaftliche Nutzung der Spitze gewährleistet sind.

Die exklusive und patentierte NEWTRON®-Technologie trägt nicht nur zum Zahnerhalt bei, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Komfort.

Die perfekte Anpassung der Spitzen an unsere Ultraschallgeneratoren wird durch unsere industriellen Verfahren und unsere rigorose Qualitätskontrolle garantiert. Elektronikmodul, Handstück und Spitze ergeben eine harmonische Einheit und bieten Ihnen und Ihren Patienten eine optimale Leistung.

## Inhalt

S. 4-9

PROPHYLAXE

S. 10-15

PARODONTOLOGIE

S. 16-19

IMPLANTATERHALT

S. 20-27

ENDODONTIE

S. 28-33

PROTHETIK UND ÄSTHETIK

# Zahnerhalt mit perfekten Ultraschallschwingungen und hochqualitativen Ansätzen aus Stahl

NEWTRON®-Technologien und -Spitzen ergänzen das klinische Fachwissen des Zahnarztes.

Die vom Handstück an die Spitze übertragenen Ultraschall-Mikrooszillationen erzeugen eine perfekte lineare Bewegung. Somit wird die Spitze in der Achse des Handstücks hin- und her bewegt.

Der aktive Bereich jeder Spitze befindet sich in den distalen 2 bis 3 mm. Dieser Arbeitsbereich kann mit einer progressiven Bewegung von der Krone zur Wurzel auf der zu behandelnden Oberfläche angewendet werden.

Für die lineare Bewegung der Spitze gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die sich auch ergänzen:



Abb. 1

- Bürstbewegung: angezeigt bei Zahnsteinentfernung und zur Zerstörung des Biofilms

- ✓ Die Spitze muss tangential zur behandelten Fläche geführt und über den gesamten aktiven Bereich verwendet werden (Abb. 1)




Abb. 2

- Hämmernde Bewegung: zum Aufbrechen großer Zahnsteinablagerungen und zur Entfernung von Zement

- ✓ Die Spitze muss gegenüber dem zu lösenden Element positioniert und ohne Druck auf den Punkt geführt werden (Abb. 2)

## NEWTRON®-Technologie – Ihr Garant für Effizienz und Sicherheit

### • Erhaltung

- ✓ Kontrollierte Schwingungen
- ✓ Hochwertige Stahlspitzen
- ✓ Vollständige Spülkontrolle


### • Effizienz

- ✓ Frequenzeinstellung
- ✓ Leistungsregelung
- ✓ Leistungsstarke Kavitation

### • Komfort

- ✓ Lineare, gleichmäßige Schwingungen

# NEWTRON TECHNOLOGY



Die Ultraschallschwingungen erzeugen zudem einen biologischen Effekt, die sogenannte Kavitation, die interessante Vorteile bietet.

Wenn eine Flüssigkeit Ultraschallschwingungen ausgesetzt ist, verursachen die Schallwellen relativ starke Druckänderungen, sodass kleine Dampfblasen entstehen, was Kavitation genannt wird.

Diese Blasen sind äußerst instabil und zerplatzen heftig, wodurch Ablagerungen zertrümmert und entfernt werden.

Außerdem werden bei der Kavitation Mikro-Sauerstoffblasen gebildet, die eine reinigende und desinfizierende Wirkung haben.\*

\* Lea S.C. "Cavitation damage to ultrasonic scalers" - Dental Health 2008; 47:2-6





# PROPHYLAXE

Prävention und Behandlung im Praxisalltag

# Schritt 1

## Supragingivale Zahnsteinentfernung

scaling



Ref. F00246

1

### Universal Spitze

Empfohlen für die Behandlung einfacher Fälle: Grobentfernung von supragingivalen Zahnsteinablagerungen.

- Tangentiale Ausrichtung zur Oberfläche
- Bürstbewegung nach vorne und hinten, um den Zahnstein „zu schieben“ oder „zu ziehen“, ohne den Schmelz anzugreifen



Ref. F00247

2

### Extremer Zahnstein

Für die Entfernung von großen supragingivalen Ablagerungen. Das flache Ende der Spitze wird an der Zahnoberfläche angelegt.



Ref. F00248

3

### Verfärbungen

Entfernung von Belägen und Verfärbungen (Nikotin, Tee, Kaffee, usw.). Die Spitze wird mit der abgerundeten Seite auf der Behandlungsoberfläche angewendet.



Ref. F00245

1S

**Feine Spitze**

Entwickelt für die supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung. Dank ihrer aktiveren seitlichen Ränder ist sie besonders für die Zahnsteinentfernung in den interproximalen Räumen geeignet.

*Feiner und länger als Spitze Nr. 1, aber dennoch leistungsstark und robust.*



Ref. F00359

10X

**Interproximal**

Dank des flachen aktiven Teils besonders für die Behandlung von interproximalen Räumen und für die supragingivale Zahnsteinentfernung geeignet. Die anatomische Form ermöglicht zügige und effiziente Bewegungen.

# Subgingivale Zahnsteinentfernung und Sondieren

scaling



Ref. F00253 **10P**

**Zahnfleischtaschen mit geringer Tiefe**

Feines, rundes Instrument, das für die Zahnsteinentfernung in Taschen mit geringer Tiefe (weniger als 2-3 mm) geeignet ist.



Ref. F00254 **10Z**

**Subgingival**

Empfohlen für die Zahnsteinentfernung in Taschen mit mittlerer Tiefe (< 4 mm). Entfernung von Biofilm und weichen Belägen, währenddessen anhand der Markierungen alle 3 mm die Taschentiefe kontrolliert werden kann.

*Diese Spitze eignet sich für die Erhaltungstherapie bei Patienten mit guter Mundhygiene.*



# Minimal-invasive Kavitätenpräparation

excavus



Ref. F02040

EX1

## Kugelförmiger, diamantierter Ansatz (46 µm)

Präparation der okklusalen Fläche und Bearbeitung der Kavitätenränder. Entfernung hyper-mineralisierter Zahnstruktur.




Ref. F02041

EX2

## Mesialer, halbkugelförmiger, diamantierter Ansatz oben (46 µm)

Bearbeitung der mesialen Kavität ohne Verletzung der Nachbarzähne.



Ref. F02042

EX3

## Distaler, halbkugelförmiger, diamantierter Ansatz unten (46 µm)

Bearbeitung der distalen Kavität ohne Verletzung der Nachbarzähne.



Ref. F02044

EXL

## Halbkugelförmiger, diamantierter Ansatz (46 µm) mit Linksausrichtung

Die Spitze EXL besitzt einen 45°-Winkel nach links und ermöglicht so besonders in hinteren Bereichen den Zugang zur Läsion, ohne dabei die Nachbarzähne zu beschädigen.



Ref. F02043

EXR

## Halbkugelförmiger, diamantierter Ansatz (46 µm) mit Rechtsausrichtung

Die Spitze EXR besitzt einen 45°-Winkel nach rechts und ermöglicht so besonders in hinteren Bereichen den Zugang zur Läsion, ohne dabei die Nachbarzähne zu beschädigen.




Excavus-Spitzen bieten aufgrund der Regelmäßigkeit ihrer Diamantbeschichtung eine hervorragende Abrasionsqualität.\*



Excavus Kit (Ref. F00739): mit Spitzen EX1, EX2, EX3, EXL und EXR, einem autoklavierbarem Universalschlüssel und Edelstahlbox

\* Takanashi H. "Effect of ultrasonic diamond tip on dentin bonding of composite" IADR/AADR/CADR-2007; poster 1509



# PARODONTOLOGIE

Sanfte, nicht-chirurgische Parodontalbehandlung

# Parodontales Debridement

periodontics



Ref. F00369

H3

## Initialtherapie, Frontbereich

Ideales Instrument für die Initialtherapie. Ermöglicht die Behandlung des Schneidezahn-Eckzahnblocks. Die scharfe Seite wird parallel zur Tasche ausgerichtet.

Die Spitze H3 wird ohne Verletzungsgefahr für die Wurzelhaut in die Zahnfleischtasche gelenkt. Die Ablagerungen werden durch die Kavation herausgehoben.



Ref. F00114

H4L

## Prämolar- und Molarbereich, linksgerichtet

Erstes Instrument der Sequenz zur Behandlung der Oberflächen und Furkationen.

- **Oberkiefer:** bukkale und distale Flächen in Bereich 2, umschwenken bei 13, dann die bukkalen und mesialen Flächen in Bereich 1
- **Unterkiefer:** bukkale und distale Flächen in Abschnitt 4, umschwenken bei 43, dann die lingualen und mesialen Flächen in Abschnitt 3



Ref. F00115


H4R

## Prämolar- und Molarbereich, rechtsgerichtet

Zweites Instrument der Abfolge nach der Verwendung der H4L Spitze.

- **Oberkiefer:** palatinale und distale Flächen in Bereich 2, umschwenken bei 13, dann die bukkalen und distalen Flächen in Bereich 1
- **Unterkiefer:** linguale und mesiale Flächen in Bereich 4, umschwenken bei 43, dann die bukkalen und distalen Flächen in Bereich 3

Die Spitzen H4L und H4R ermöglichen die Behandlung des gesamten Mundraums in einer einzigen Sitzung.



→ H4L / TK2-1L  
→ H4R / TK2-1R

Paro Kit (Ref. F00936): mit Spitzen 1S, H3, H4L und H4R, einem blauen und drei grünen autoklavierbaren Drehmomentschlüsseln und Steribox





Ref. F01001 **TK1-1S**

**Kurze Sonde**

Die Spitze TK1-1S ist in 3-mm-Schritten graduert und wird für die Untersuchung von kleinen und mitteltiefen Taschen (< 4 mm) und für die Erhaltungsbehandlung in einfachen Fälle empfohlen.



Ref. F01004 **TK1-1L**

**Lange Sonde**

Empfohlen für die Untersuchung und Behandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen (> 4 mm). Dient als Diagnosehilfe beim Debridement und der Spülung von Taschen.

Die TK1-Sonden werden ohne Druck angewandt. Dabei ist der Kontur der Taschen zu folgen und die Wurzeloberfläche leicht zu berühren.



Ref. F02162 **TK2-1L**

**Prämolar- und Molarbereich, linksgerichtet**

Empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen. Äquivalent der Nabers-Sonde.




Ref. F02161 **TK2-1R**

**Prämolar- und Molarbereich, rechtsgerichtet**

Ergänzend zur TK2-1L Spitze. Empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen. Äquivalent der Nabers-Sonde.

# Wurzelglättung

periodontics



Ref. F00366

H1

## Wurzelglättung Frontbereich, diamantierte Spitze (30 µm)

Diamantierte Mini-Spitze, empfohlen für einfache Fälle im zervikalen Bereich. Ebenfalls effizient für die Entfernung von Granulationsgewebe.

Die Spitze H1 sollte aufgrund ihrer Abrasion ohne Druck und über dem epithelialen Attachment verwendet werden.



Ref. F00367

H2L

## Wurzelglättung Prämolar- und Molarbereich, linksgerichtete, diamantierte Spitze (30 µm)

Diamantierte Micro-Paro-Sonde, empfohlen für die Behandlung von Furkationen und sehr schmalen Räumen.



Ref. F00368

H2R

## Wurzelglättung Prämolar- und Molarbereich, rechtsgerichtete, diamantierte Spitze (30 µm)

Diamantierte Micro-Paro-Sonde, empfohlen für die Behandlung von Furkationen und sehr schmalen Räumen.

Die H2-Spitzen werden auch zur Behandlung von Abszessen empfohlen.

Intro Paro Kit (Ref. F00718): mit Spitzen H1, H2L, H2R und H3, vier grünen autoklavierbaren Drehmomentschlüsseln und Steribox



Ref. F00090

P2L



## Debridement Prämolar- und Molarbereich, linksgerichtet

Runde Mikrospitze, empfohlen für das parodontale Debridement bei dünnem Parodontium und in engen Bereichen.

- **Oberkiefer:** bukkale und distale Flächen in Bereich 2, umschwenken bei 13, dann die palatinalen und mesialen Flächen in Bereich 1
- **Unterkiefer:** bukkale und distale Flächen in Abschnitt 4, umschwenken bei 43, dann die lingualen und mesialen Flächen in Abschnitt 3



Ref. F00091

P2R




## Debridement Prämolar- und Molarbereich, rechtsgerichtet

Zweites Instrument, nach Verwendung der Spitze P2L. Die doppelte Krümmung ermöglicht die Behandlung schwer zugänglicher Stellen (interradikuläre Räume, tiefe Taschen).

- **Oberkiefer:** bukkale und mesiale Flächen in Bereich 2, umschwenken bei 13, dann die bukkalen und distalen Flächen in Bereich 1
- **Unterkiefer:** linguale und mesiale Flächen in Bereich 4, umschwenken bei 43, dann die bukkalen und distalen Flächen in Bereich 3.

Die Spitze P2R kann punktuell mit starkem Druck verwendet werden, um dadurch klein voluminöse harte Ablagerungen (Zahnstein und Zement) zu beseitigen.



→ H2L / P2L  
→ H2R / P2R





# IMPLANTATERHALT

Prävention und Behandlung bei Implantaten

# Prävention bei Implantaten und Prothesen

perioSoft



Ref. F00702

**PH1**

## Hygiene im Frontzahnbereich

Mikrospitze aus Kunststoff in Form einer Universal-Kürette zur Behandlung der Schneidezahn-/Eckzahngruppen.

- Zur Entfernung des Biofilms und lockerer Beläge, ohne dass die Prothesenoberflächen zerkratzt werden
- Auch geeignet für das Polieren der Sulki und der Furchen der natürlichen Zähne



*Das neue Material dieser Spitzen ermöglicht eine schnellere Reinigung und auch ein schnelleres Debridement. Außerdem erhöht es die Bruchfestigkeit.  
Max. Leistung = 3 (Beginn des grünen Modus)*



Ref. F00705

**PH2L**

## Hygiene im Prämolaren- und Molarenbereich, linksgerichtet

Mikrospitze aus Kunststoff in Form einer Kürette 13-4 zur Entfernung von Biofilm und lockeren Belägen für die Behandlung der Seitenzahngruppen.

- Pflege der Schrauben und des Abutments der Implantate
- Zahnsteinentfernung an Prothesen



Ref. F00706

**PH2R**

## Hygiene im Prämolaren- und Molarenbereich, rechtsgerichtet

Mikrospitze aus Kunststoff in Form einer Kürette 13-4 zur Entfernung von Biofilm und lockeren Belägen für die Behandlung der Molaren.



# Behandlung und Implantaterhalt bei Periimplantitis

**implantProtect**  
Pure Titanium




Ref. F02121 **IP1**

**Debridement des Implantat-Abutments und breiter Gewinde**

Spitze aus reinem Titan mit einem breiteren Endpunkt für die Reinigung von Implantat-Abutment und das Debridement breiter Gewinde.


Mit ImplantProtect-Spitzen aus reinem Titan werden die Implantatoberflächen erhalten.




Ref. F02122 **IP2L**

**Debridement mittlerer Implantatgewinde, linksgerichtet**


Spitze aus reinem Titan mit einer ähnlichen Form wie die Spitze P2L für das Debridement mittlerer Implantatgewinde. Die Krümmung der Spitze erleichtert den Zugang zum Implantat und zu umliegenden Bereichen, sodass eine vollständige Dekontaminierung erreicht wird.




Ref. F02123 **IP2R**

**Debridement mittlerer Implantatgewinde, rechtsgerichtet**

Spitze aus reinem Titan mit ähnlicher Form wie P2R für das Debridement mittelgroßer Implantatgewinde. Der Zugang kann nicht-chirurgisch oder durch offene Kürettage erfolgen.





Ref. F02124 **IP3L**

**Debridement enger Implantatgewinde, linksgerichtet**

Spitze aus reinem Titan mit einem spitzen Endpunkt für enge Implantatgewinde. Mit diesen verschiedenen Spitzengrößen lassen sich alle Arten von Implantaten behandeln.


Der schwarze Ring an diesen Spitzen zeigt an, dass ausschließlich Titan verwendet wird.  
Max. Leistung = 5 (grün)





Ref. F02125 **IP3R**

**Debridement enger Implantatgewinde, rechtsgerichtet**

Spitze aus reinem Titan mit einem spitzen Endpunkt für enge Implantatgewinde.




ImplantProtect Kit (Ref. F02120):  
mit Spitzen IP1, IP2L, IP2R, IP3 und IP3R,  
autoklavierbarem Universalschlüssel und Edelstahlbox





Modernste

# ENDODONTIE

# Wurzelkanalaufbereitung

**endo**success  
Canal Access Prep



Ref. F88181

**CAP1**

## Spitze mit Mikroschneide, 12 mm Länge, 6 % Konizität

Die Spitze CAP1 wird mit dem aktiven lateralen Teil verwendet für:

- Feinpräparation von Seitenwänden und Politur
- Entfernen von Zement- und Dentinrückständen
- Entfernen von Dentinüberschüssen



Die Spitze CAP1 minimiert dank ihres passiven Endstücks das Risiko einer Perforation des Pulpakammerbodens.



Ref. F88182

**CAP2**

## Spitze mit Mikroschneide, 9 mm Länge, 5 % Konizität

Die Spitze CAP2 besitzt einen aktiven Seitenteil und eine aktive Spitze. Sie wird mit Bürstbewegungen zur Entfernung von Dentinüberhängen verwendet.

- Lokalisierung des zweiten mesiobukkalen Kanal (MB2) und versteckter Kanaleingänge
- Aufbereitung der Pulpakammer
- Entfernung der Dentschicht, die den Zugang zum MB2-Kanal verdecken kann



Mikroschneiden sind weniger aggressiv als Diamanten und durch ihre Beschichtung sind diese Spitzen sehr haltbar.



Ref. F88183

**CAP3**

## Spitze mit Mikroschneide, 8 mm Länge, 6 % Konizität

Die Spitze CAP3 besitzt ein sehr spitzes Ende und ist daher besonders geeignet für:

- Lokalisierung und Eröffnung kalifizierter Kanäle
- Fragmentierung von Kalzifikationen oder Pulpasteinen in der Pulpakammer
- Lockern von Wurzelstiften
- Lokalisierung von Kanalverzweigungen



Da das Ende besonders scharf ist, muss die Spitze CAP3 vorsichtig gehandhabt werden (visuelle Hilfsmittel werden empfohlen).



Ref. F88017

**ET18D**

## Diamantierte Stahlspitze, 76 µm, 18 mm Länge, 5 % Konizität

Die Spitze ET18D ist diamantiert und eignet sich für:

- Finieren der Zugangskavität
- Entfernung von Dentinüberhängen, Kalzifikationen und Füllmaterialien



Ref. F88020

**ETBD**

## Diamantierte Kugelspitze, 20 mm Länge, 5 % Konizität

Diamantierte Kugelspitze für das Sondieren des Wurzelkanals und die Lokalisierung kalifizierter Kanäle.





IRRI 20, 25

## Feilen für die passive Ultraschallspülung (PUI) mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern

Irrisafe™-Feilen passen sich unterschiedlichen Kanalgrößen an:

- Ø 2 mm / Länge 21 mm und 25 mm
- Ø 2,5 mm / Länge 21 mm und 25 mm

Irrisafe™-Feilen werden zur Spülung nach der Präparation des Wurzelkanals verwendet.

- 20 ml Spüllösung (NaOCl) werden in den Kanal injiziert
- Irrisafe™ wird bis auf 2 mm vor Arbeitslänge eingeführt und durch Vorwärts-Rückwärts-Bewegung aktiviert, sodass Ablagerungen und die Schmierschicht nach oben gespült werden.
- 3 x 1 Minute pro Kanal

*Irrisafe™ entfernt die Schmierschicht, Dentin-späne und Bakterien sicher aus dem Wurzelkanal. Ihre stumpfe Spitze verhindert die Gefahr einer Perforation des Apex oder der Kanalwände.*



Feilen K 10, 15, 25, 30


## Feilen mit unterschiedlichen Längen und Durchmesser, 2 % Konizität

Die K-Feilen passen sich unterschiedlichen Kanalgrößen an:

- Ø 1 mm / Länge 21 mm und 25 mm
- Ø 1,5 mm / Länge 21 mm und 25 mm
- Ø 2,5 mm / Länge 21 mm und 25 mm
- Ø 3 mm / Länge 21 mm und 25 mm

Die Einsatzgebiete für K-Feilen sind Spülung, Entfernung von kalifiziertem Dentin und Guttapercha sowie Entfernung abgebrochener Instrumente.

Für die Spülung werden Ultraschallfeilen mit einer Desinfektionslösung verwendet. Zur abschließenden Dekontamination Natriumhypochlorit verwenden, bis die Schmierschicht entfernt ist.



*Bei K-Feilen handelt es sich um sehr scharfe Instrumente, die mit Präzision gehandhabt werden sollten. Sie sind jedoch elastisch und können vorgebogen werden.*

Blister mit vier Feilen: IRR 20-21 (Ref. F43807), IRR 20-25 (Ref. F43808), IRR 25-21 (Ref. F43805), IRR 25-25 (Ref. F43806)

Blister mit vier Feilen: K10-21 (Ref. F43710), K10-25 (Ref. F43712), K15-21 (Ref. F43715), K15-25 (Ref. F43717), K25-21 (Ref. F43725), K25-25 (Ref. F43727), K30-21 (Ref. F43730), K30-25 (Ref. F43732)

# Endo Treatment

**endosuccess**  
Retreatment




Ref. F88011

**ET20**

## „Endo Treatment“ Spitze, Länge 20 mm, Konizität 6%

Die ET20 Spitze wird im koronalen Drittel des Wurzelkanals verwendet:

- Extraktion von Füllungsmaterialien, Silberstiften und frakturierten Instrumenten
- Entfernung von Ablagerungen und Schmierschicht




Ref. F88013

**ET20D**

## Diamantierte „Retreatment“ Spitze (30 µm), Länge 20 mm, Konizität 5%

Die diamantierte ET20 Stahlspitze wird im ersten koronalen Drittel angewandt. Durch „Bürsten“ der parietalen Wände können sehr harte Materialien entfernt werden.



Die Diamantbeschichtung der Spitze ET20D verbessert die Schnittleistung und erhöht die seitliche Abrasionswirkung.




Ref. F88018

**ET25**

## Titanium-Niobium Spitze, Länge 20 mm, Konizität 3%

Empfohlene Spitze für Eingriffe im mittleren und apikalen Drittel des Kanals und zur Extraktion von frakturierten Instrumentenstücken.



Die Titanium-Niobium-Legierung des ET25-Sortiments ermöglicht eine perfekte Übertragung der Ultraschallschwingungen und Spitzenelastizität.



Ref. F88021

**ET25S**

## Kurze Titanium-Niobium Spitze, Länge 15 mm, Konizität 4%

Die kurze ET25S Spitze ist besonders für die endodontische Wiederaufbereitung im koronalen Drittel und im Isthmus geeignet.



EndoSuccess Retreatment Kit (Ref. F00737):  
mit Spitzen ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD und ETPR,  
einem autoklavierbaren Universalschlüssel und Steribox

\* E.W. Collings „Applied superconductivity, metallurgy and physics of titanium alloys“ 1985






Ref. F88012

**ET40**

**Lange Retreatment-Spitze,  
Länge 40 mm, Konizität 4%**

Die ET40 Spitze wird zur schnellen Entfernung von abgebrochenen Instrumentenstücken im mittleren Drittel von weiten, geraden Kanälen verwendet.



Ref. F88014

**ET40D**

**Lange, diamantierte  
Retreatment-Spitze (30 µm),  
Länge 40 mm, Konizität 4%**

Die diamantierte ET40D Spitze ist zur endodontischen Wiederaufbereitung bei extrem widerstandsfähigen Materialien im mittleren Drittel geeignet.



Ref. F88022

**ET25L**

**Lange Titanium-Niobium Spitze,  
Länge 25 mm, Konizität 3%**

Die lange ET25L Spitze ist besonders für die endodontische Wiederaufbereitung im apikalen Drittel langer, gerader Kanäle geeignet.



Die ET25-Spitzen können für die Behandlung gekrümmter Kanäle vorgeformt werden.



Ref. F88009

**SO4**

**Schmalere Kondensator,  
Länge 40 mm, Konizität 4%**

Die Spitze SO4 ist für die laterale Guttapercha-Kondensation mittels thermischer Wirkung ausgelegt. Sie besitzt keinen Zugang für Spülflüssigkeit und wird daher trocken verwendet.



# Mikroapikale Chirurgie

**endosuccess**  
Apical Surgery



Ref. F00065

**AS3D**

**Diamantierte  
Universalspitze (30 µm),  
Länge 3 mm, Konizität 9%**

Empfohlen für Zähne im vorderen Teil des Zahnbogens. Dieses Instrument muss ohne Druck und mit der geringstmöglichen Kraft angewendet werden.



Ref. F00079

**AS6D**

**Diamantierte Spitze (30 µm),  
Länge 6 mm, Konizität 9%**

Zweites Instrument in der Behandlungsabfolge, das zwingend eingesetzt werden muss, um eine Präparationslänge von mindestens 5 mm zu erreichen.



Ref. F00067

**AS9D**

**Diamantierte Spitze (30 µm),  
Länge 9 mm, Konizität 8%**

Die Spitze AS9D ist für komplexe Fälle geeignet und ermöglicht die Präparation des Wurzelkanals bis zum koronalen Drittel. Um ein Überpräparieren des Kanals zu vermeiden, wurde die AS9D nur an der Spitze diamantiert.



Ref. F00081

**ASRD**

**Diamantierte,  
rechtsgerichtete Spitze (30 µm),  
Länge 3 mm, Konizität 10%**

Die Spitze ASRD wird für die apikale Chirurgie an Prämolaren und Molaren empfohlen.



Die AS9D muss vor der Aktivierung in das Innere der Kavität eingeführt und dann in Richtung der Wurzelachse gedreht werden, um eine Bildung des „falschen Weges“ zu vermeiden.

Das Apical Surgery-Kit bietet mit seinem einzigartigen 3-6-9-mm-Konzept eine kontrollierte retrograde Wurzelbehandlung, sodass mehr Knochen- und Zahngewebe erhalten bleibt.



Ref. F00080

**ASLD**

**Diamantierte,  
linksgerichtete Spitze (30 µm),  
Länge 3 mm, Konizität 10%**

Empfohlen für die Behandlung von Prämolaren und Molaren. Dieses Instrument darf nur mit leichtem Druck angewendet werden.



EndoSuccess Apical Surgery Kit (Ref. F00069): mit Spitzen AS3D, AS6D, AS9D, ASLD und ASRD, einem autoklavierbaren Universalschlüssel und Edelstahlbox



Ref. F00118

**S12-70D**

**Um 70° abgewinkelte, diamantierte (30 µm) Retro-Spitze, Länge 5 mm, Konizität 9%**

Die Spitze S12-70D wird für die Behandlung von schwer erreichbaren Wurzelkanälen in hinteren Bereichen empfohlen.




Ref. F00106

**P14D**

**Universelle, diamantierte (30 µm) Mikro-Retro-Spitze, Länge 5 mm, Konizität 7%**

Die Spitze P14D ist empfohlen für die Präparation der Frontzahnkanäle.



*Die Mikro-Retro-Spitzen ermöglichen eine minimal-invasive Behandlung, was die Heilungsdauer verkürzt.*



Ref. F00107

**P15LD**

**Linksgerichtete, diamantierte (30 µm) Mikro-Retro-Spitze, Länge 5 mm, Konizität 7%**

Die Spitze P15LD ist empfohlen für die Präparation der Prämolaren und Molaren.





Ref. F00108

**P15RD**

**Rechtsgerichtete, diamantierte (30 µm) Mikro-Retro-Spitze, Länge 5 mm, Konizität 7%**

Die Spitze P15RD ist empfohlen für die Präparation der Prämolaren und Molaren.







# PROTHETIK UND ÄSTHETIK

Optimale Perfektion

# Prothetisches Finish mit abgeschrägter Form

*perfectmargin*  
Rounded



Ref. F02250

**PM1**

## Abgerundete, diamantierte (76 µm) Spitze zur Präparation

Erstes Instrument bei der Ultraschallbehandlung nach der Bearbeitung mit rotierenden Instrumenten. Penetration des Sulkus zur weiteren Bearbeitung des Dentins, um die Linie zum Finieren zu präparieren.



Die Spitzen PerfectMargin Rounded und Shoulder besitzen eine Lasermarkierung 1 mm vor dem Ende der Spitze, um die Sulkuspenetration zu kontrollieren.



Ref. F02251

**PM2**

## Abgerundete, diamantierte (46 µm) Spitze zum Finieren

Korrektur von Unregelmäßigkeiten an der Linie zum Finieren und Beginn der Politur. Seine im Vergleich zur Spitze PM1 weniger dichte Diamantierung ermöglicht ein Finieren auch an scharfkantigen Stellen.




Ref. F02252

**PM3**

## Polieren, abgerundet, glatt

Mit diesem absolut glatten Instrument wird das Finieren abgeschlossen und der Oberflächenzustand der Zervikalgrenze vor Abdrucknahme verbessert.




Ref. F02253

**PM4**

## Koronar-radikuläre konische Präparation, diamantiert (46 µm)

Nach der Bearbeitung mit rotierenden Instrumenten wird die Spitze PM4 für folgende Aufgaben verwendet:

- Präparation des oberen Drittels der Kanalkammer
- Anatomisches Formen des Verbindungskegels
- Reinigen der Wurzelkanalwände
- Glätten der Eintrittskegel bei anatomisch geformten Stiften



Die Spitze PM4 ist in beiden PerfectMargin Kits enthalten.



PerfectMargin Rounded Kit (Ref. F00738): mit Spitzen PM1, PM2, PM3 und PM4, einem autoklavierbaren Universalschlüssel und Edelstahlbox



# Prothetisches Finish mit Schulter-Form

**perfectmargin**  
Shoulder



Ref. F02254

**PMS1**

## Präparation, Schulterform mit abgerundetem Innenwinkel, Diamantierte Spitze (76 µm)

Erstes Instrument bei der Ultraschallbehandlung nach der Bearbeitung mit rotierenden Instrumenten. Penetration des Sulkus zur weiteren Bearbeitung des Dentins, um den Präparationsrand zu korrigieren und eine Linie zum Finieren in Form einer Schulter zu erhalten.



Ref. F02255

**PMS2**

## Finieren, Schulterform mit abgerundetem Innenwinkel, Diamantierte Spitze (46 µm)

Schulterförmige Spitze zum Finieren ohne die Gefahr einer Läsion des Attachmentsystems und Beginn der Politur dank ihrer diamantierten, gering-körnigen Beschichtung.



Bei Verwendung der Ultraschallfrequenz im Farbcode Gelb können die Spitzen PMS2 und PMS3 Spitze auch zum Polieren von Dentin eingesetzt werden.



Ref. F02256

**PMS3**

## Polieren, Schulterform mit abgerundetem Innenwinkel, glatt

Politur und Verbesserung der Oberfläche.



Durch das Finieren mit einer glatten Spitze lassen sich eine bessere Abdrucksqualität und eine bessere Haftung des Zements erzielen.



PerfectMargin Shoulder Kit (Ref. F00736): mit Spitzen PMS1, PMS2, PMS3 und PM4, autoklavierbarem Universalschlüssel und Edelstahlbox



# Finieren von keramischen Veneers

*perfectmargin*  
Veneers




Ref. F02021

**PMV1**

## Runde Diamantspitze (107 µm)

Die Einschnitte in die Inzisalkante werden mit der PMV1-Spitze vorgenommen, wobei das Instrument senkrecht zur Zahnfläche gehalten und die Tiefe mit dem Radius der runden Spitze kontrolliert wird. Anschließend werden die Einschnitte verbunden, um eine gleichmäßige Reduktion von 1,5 mm zu erhalten. Vervollständigen Sie die vestibuläre Reduktion.




Ref. F02022

**PMV2**

## Außen diamantierter, scharfer Löffel (107 µm)

Nach der Gingivaretraktion mit Expasy1®, werden die gingivalen Ränder mit der PMV2-Spitze und parallel zur Zahnfläche gehaltenem Instrument festgelegt. Die interproximalen Ränder werden mit der senkrecht zur Zahnfläche gehaltenen PMV2- und PMV3-Spitze festgelegt.



Ref. F02023

**PMV3**

## Innen diamantierter, scharfer Löffel (107 µm)

Die inzisalen Ränder werden im rechten Winkel mit der senkrecht zur Zahnfläche gehaltenen PMV3-Spitze festgelegt. Anschließend werden die inzisalen und interproximalen Ränder mit den Spitzen PMV2 und PMV3 zusammengeführt.



Mit den Spitzen PMV2 und PMV3 kann eine rotierende Einschubrichtung für die Veneers geschaffen werden.



Ref. F02024

**PMV4**

## Außen glatter, scharfer Löffel

Die interproximalen und gingivalen Ränder werden mit den senkrecht zur Zahnfläche gehaltenen Spitzen PMV4 und PMV5 im rechten Winkel poliert.



Ref. F02025

**PMV5**

## Innen glatter, scharfer Löffel

Die interproximalen und gingivalen Ränder werden mit den senkrecht zur Zahnfläche gehaltenen Spitzen PMV4 und PMV5 im rechten Winkel poliert.



Ref. F02026

**PMV6**

## Glatte, runde Spitze

Die vestibuläre Fläche und die inzisalen Ränder werden mit der PMV6-Spitze poliert.



PerfectMargin Veneers Kit (Ref. F02020):  
mit Spitzen PMV1, PMV2, PMV3, PMV4, PMV5 und PMV6,  
autoklavierbarem Universalschlüssel und Edelstahlbox

\* Dieses zahnmedizinische Produkt ist mit der erforderlichen CE-Kennzeichnung gemäß dieser Verordnung ausgestattet. Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung. Hergestellt von PIERRE ROLLAND®. Erscheinungsdatum des Werbemittels: April 2015. Updates sind auf [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com) verfügbar.





Ref. F00249

**5AE**

## Ablösen mit Spray

Empfohlen für das Ablösen von Wurzelkanalstiften, in Kombination mit endodontischen „Retreatment“ Spitzen. Der Ansatz wird für die linguale/palatinale und bukkale Seite verwendet, bevor die okklusale Oberfläche fertiggestellt wird. Die flache Seite des Instruments wird fest gegen den Zahn gehalten.

*Der Ansatz besitzt eine Sprayöffnung zur Kühlung des Operationsfeldes, um der Wärmeentwicklung entgegen zu wirken, die sich von der Prothese auf den darunter liegenden Zahn überträgt.*



Ref. F00113

**C20**

## Kondensation, PiezoCem

Kondensationsansatz für Inlays oder Onlays, der für Molaren eingesetzt wird. Die Anwendungsdauer der Ansätze erfolgt in Intervallen von ca. zehn Sekunden, bis die Prothese perfekt in der Kavität sitzt. Zwei bis drei Abfolgen sind normalerweise ausreichend. Der Restzement wird jeweils an den seitlichen Rändern entfernt.



Ref. F88019

**ETPR**

## Ablösespitze (Stiftentfernung)

Leistungsstarke Stahlspitze zum Ablösen von Stiften und Kronen. Verwendung mit integrierter Spülung beim Kontakt mit dem abzulösenden Element und auf höchster Leistungsstufe.

*Die Spitze ETPR besitzt eine profilierte und konkave Form. Sie ist im Seitenzahnbereich wirksamer.*

# EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

| Pure NEWTRON | LEISTUNGS-EINSTELLUNG | SPÜLUNG |
|--------------|-----------------------|---------|
| Spitzen      |                       |         |

## PROPHYLAXE

|                             |    |                                                                                   |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / 2 / 3 / 1S              | 14 |  |
| 10P                         | 14 |  |
| 10X / 10Z                   | 12 |  |
| EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR | 12 |  |

## PARODONTOLOGIE

|                                 |   |                                                                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R | 2 |  |
| P2L / P2R                       | 3 |  |
| TK1-1S                          | 2 |  |
| TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R        | 2 |  |

## IMPLANTERHALT

|                           |   |                                                                                     |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PH1 / PH2L / PH2R         | 2 |   |
| IP1                       | 3 |  |
| IP2L / IP2R / IP3L / IP3R | 5 |  |

## ENDODONTIE

|                            |    |                                                                                     |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP1                       | 10 |  |
| CAP2 / CAP3                | 10 |  |
| ET18D                      | 10 |  |
| ET20 / ET25 / ET25S / ETBD | 7  |  |

| Pure NEWTRON | LEISTUNGS-EINSTELLUNG | SPÜLUNG |
|--------------|-----------------------|---------|
| Spitzen      |                       |         |

## ENDODONTIE

|                                           |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ET20D / ET25L / ET40 / ET40D              | 7 |  |
| IRR20-21 / IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25 | 9 |  |
| K10 / K15 / K25 / K30                     | 6 |  |
| AS3D / AS6D                               | 7 |  |
| AS9D                                      | 6 |  |
| ASLD / ASRD                               | 7 |  |
| P14D / S12-70D                            | 7 |  |
| P15LD / P15RD                             | 7 |  |
| SO4                                       | 7 |  |

## PROTHETIK UND ÄSTHETIK

|                    |    |                                                                                       |
|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PM1 / PMS1         | 15 |   |
| PM2 / PMS2         | 10 |  |
| PM3 / PMS3         | 8  |  |
| PM4                | 15 |  |
| PMV1 / PMV2 / PMV3 | 15 |  |
| PMV4 / PMV5 / PMV6 | 10 |  |
| 5AE / ETPR         | 20 |  |
| C20                | 11 |  |



tropfenweise



mittelstarker Sprayfluss



starker Sprayfluss



keine Spülung

## ANPASSUNG DER DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT DER SPÜLFLÜSSIGKEIT

Um für Parodontalbehandlungen einen optimalen, tropfenweisen Flüssigkeitsaustritt und ein Spray, das kein Aerosol erzeugt, zu erhalten, muss die Spülung für jede Spitze einzeln eingestellt werden:



1/ Stellen Sie die Durchflussgeschwindigkeit der Spülflüssigkeit auf 0 und die Leistung am Ultraschall-generator auf 3.



2/ Das Handstück mit der Spitze nach oben halten.  
3/ Das Spray einstellen, indem progressiv die Durchflussgeschwindigkeit erhöht wird, sodass die Spülflüssigkeit tropfenweise aus der Spitze austritt.



4/ Das Gerät auf die benötigte Leistung einstellen.



5/ Die Arbeit beginnen und dabei die Absaugung neben der Spitze platzieren.

# X-BELIEBIGE SPITZEN KÖNNEN SIE VIEL MEHR KOSTEN



Normales Gewinde bei  
ACTEON® EQUIPMENT-Spitzen



Abgenutztes Gewinde bei  
x-beliebiger Spitze



Abgebrochenes Gewinde bei  
X-beliebiger Spitze

ACTEON® EQUIPMENT entwickelt schon seit vielen Jahren Spitzen, die der Anatomie des Zahnes Rechnung tragen und die in perfekter Abstimmung mit dem Handstück schwingen. Die potenziellen sowohl physikalischen als auch elektronischen Kompatibilitätsprobleme von Spitzen der Marke X können Gefahren darstellen und zu vorzeitigem Verschleiß führen.

## Gefahren für den Patienten

- Gefahr der Beschädigung von Geweben des Patienten (Zahnschmelz, Zement usw.).
- Bruchgefahr der Spitze, wobei das abgebrochene Stück vom Patienten verschluckt oder eingeatmet bzw. im Gewebe verlorengehen kann.

## Gefahren für das Gerät

Gefahr der Überhitzung des Handstücks (was gleichbedeutend mit einem Verlust der elektromechanischen Leistung ist), wodurch das Handstück beschädigt werden könnte.

## Effizienzverlust

Durch Verschleiß wird die Effizienz der Spitze verändert (-2 mm = -50 % Effizienz) sowie ihre Rauheit, Vibration und Bewegung verringert.

Verständlicherweise kann die Haftung durch ACTEON® EQUIPMENT – sowohl die gesetzliche Haftung als auch die Haftung bezüglich der Garantie auf Teile und Zubehör – nicht für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als den echten ACTEON® EQUIPMENT Zubehörteilen entstehen, in Anspruch genommen werden.



**Greifen Sie immer auf  
ACTEON® Equipment-Spitzen zurück –  
die einzige Möglichkeit, um wirklich Kosten  
zu sparen und keine Zähne zu beschädigen.**



Besuchen Sie uns online!  
[www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)



Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal:  
[www.youtube.com/user/acteongermanygmbh](http://www.youtube.com/user/acteongermanygmbh)

ACTEON® Germany GmbH | Klaus-Bungert-Strasse 5 | 40468 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0) 211 / 16 98 00-0 | Fax: +49 211 / 16 98 00-48  
E-Mail: [info.de@acteongroup.com](mailto:info.de@acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

SOPRO S.A. | A company of ACTEON Group  
ZAC Athélia IV | Avenue des Genévriers | 13705 LA CIOTAT cedex | FRANCE  
Tel.: + 33 (0) 442 98 01 01 | Fax: + 33 (0) 442 71 76 90  
E-Mail: [info@sopro.acteongroup.com](mailto:info@sopro.acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)





**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban