

**Zweckbestimmung:** Draht zur Anfertigung von Zahnrestorationen

**Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei erwiesener Überempfindlichkeit auf ein oder mehrere in der Legierung enthaltene Metalle.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Bitte beachten Sie beim Umgang mit Dentallegierungen, dass Stäube und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Verwenden Sie zum Schutz vor Stäuben und Dämpfen geeignete Absauganlagen und zusätzlich einen Gesichts- oder Atemschutz.

**Nebenwirkungen:** Möglich sind Allergien gegen in der Legierung enthaltene Metalle sowie elektrochemisch bedingte Missempfindungen. Systemische Nebenwirkungen von in der Legierung enthaltenen Metallen werden in Einzelfällen behauptet.

**Wechselwirkungen:** Okklusale und approximale Kontakte unterschiedlicher Legierungstypen vermeiden.

Weitere Hinweise zur Handhabung, zu Staubschutz und Anwendungshinweise siehe Broschüre „Edelmetall-Dentallegierungen Verarbeitungshinweise“.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemäß den örtlichen Vorschriften zu melden.

Nur zum dentalen Gebrauch

Symbole auf den Produktetiketten:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten
 Chargennummer	 Vorsicht
 Produktnummer	 CE Europäische Konformitätskennzeichnung
 Haltbar bis	 Medizinprodukt

**Format:**  
204 x 40 mm

**Farben:**  
PMS 425  
PANTONE 3005  
PANTONE 414

Zusammensetzung in Massen-%

Au	Pt	Pd	Ir
60,0	24,9	15,0	0,1

Refer to IFU for explanation of symbols



dentsplysirona.com/ifu



**Manufacturer:**  
**DequDent GmbH**  
Rodenbacher Chaussee 4  
63457 Hanau-Wolfgang  
Tel. +49/6181/5950  
dentsplysirona.com

Made in Germany

 Dentsply  
Sirona

Permador®

Wire  
Draht  
Tige  
Filo  
Alambre

Schmelzintervall  
1320-1460 °C

REF	Durchmesser
53 1701 0705	0,7 mm
53 1701 1005	1,0 mm
53 1701 1205	1,2 mm
53 1701 1505	1,5 mm

Gewicht  
Area

HIBC  
Symbol  
Area

UDI - HIBC Area  
80mm x 10mm

50534632 Rev. 2021-04