



## elements™ Connect und Apex Connect

*Kabelloser Endodontiemotor und elektronischer Apex-Lokator*

### **Nahtlose Verbindung. Mehr Sicherheit.**

elements Connect und Apex Connect können als eigenständige Geräte oder als verbundenes System verwendet werden. Für nahtlose Zusammenarbeit konzipiert, unterstützt das verbundene System die Patientensicherheit mit zusätzlichen Features und vereinfacht zugleich Ihre Arbeitsabläufe.

# elements™ Connect und Apex Connect

Noch mehr Features als verbundenes System



## Duale Kontrollleuchten

Mit intuitiven Kontrollleuchten, sowohl im Motor-Handstück als auch im Apex-Feilenclip, haben Sie die Echtzeit-Anzeige der Arbeitslänge immer im Sichtfeld.



## Integrierte Sicherheit

Nähert sich die Feile dem Apex, werden Drehzahl und Drehmoment automatisch reduziert.



## Ruhiges & fokussiertes Arbeiten

Dank der Start-/Stopp Automatik behalten Sie eine ruhige Hand. Es muss kein Schalter oder Fusspedal bedient werden, denn das System erkennt, ob sich die Feile im Kanal befindet.

## elements™ Connect

### Vielfältige Bewegungen

Der bürstenlose Motor bietet adaptive, reziproke und rotierende Bewegungen an. Das sterilisierbare 2:1 Winkelstück ist um 360° drehbar und für jeden Behandlungswinkel frei einstellbar. Für jederzeit gute Sicht auf das Display.

### Flexible Einstellungen

Neun anpassbare Voreinstellungen für Kerr Feilen, eine Voreinstellung für reziproke Bewegung und vier vom Behandler frei einstellbare Speicherplätze.

### Eingriff ohne Unterbrechung

Im Lieferumfang sind zwei herausnehmbare Akkus enthalten, um sicherzustellen, dass einer immer aufgeladen ist – so können Sie jeden Eingriff sicher und ohne Unterbrechung durchführen.



## Apex Connect

### Eingebaute Genauigkeit

Stellen Sie mit der automatischen Selbstkalibrierfunktion von Apex Connect die Messgenauigkeit sicher: Sie wird jedes Mal aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

### Aufbereitung mit mehr Sicherheit

Während der Behandlung wird die Information zur Arbeitslänge in Echtzeit angezeigt – mit einer intelligenten Kontrollleuchte, die ihre Farbe verändert, sowie dank akustischer Signale, während Sie sich der Wurzelspitze annähern.



# Bestellinformationen

## elements Connect

- 815-1801 elements Connect Motor-Kit, kabellos
- 815-1906 elements Connect Netzteil
- 815-1908 elements Connect Winkelstück
- 815-1909 elements Connect Ladestation
- 815-1910 elements Connect Akku

## Apex Connect

- 815-1803 Apex Connect Kit
- 815-1907 Apex Connect Netzteil
- 815-1912 Apex Connect Sondenkabel
- 815-1913 Apex Connect Lippenhaken
- 815-1914 Apex Connect Feilenhalter-Adapter
- 815-1915 Apex Connect Feilenhalter A
- 815-1916 Apex Connect Feilenhalter B
- 815-1917 Apex Connect Akku

## Netzkabel

- 815-1805 elements/Apex Connect Stromkabel



Für weitere Informationen den QR-Code scannen oder besuchen Sie <https://to.kerrdental.com/de/elements-connect-apex-connect>



Kontaktieren Sie Ihren Kerr Ansprechpartner um mehr über die Endodontie-Lösungen von Kerr zu erfahren. Alle Kontaktdaten finden Sie hier.



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban