


# MicroMega HandFiles<sup>(1)</sup>




Vorsterilisierte Instrumente  
Blister mit je 6 Handfeilen

*K-Feilen, K-Reamer, H-Feilen (1)*  
[micromega.coltene.com](http://micromega.coltene.com)

# Der Beitrag von COLTENE für mehr Sicherheit für Patienten, Zahnärzte und Behandler in den Praxen: vorsterilisierte, einsatzbereite Instrumente



- Garantierte Sterilisierung gemäß regulatorischen Standards
- Vereinfachte Logistik dank einsatzbereiter Instrumente



## Gewohnt hohe Produktqualität in neuer Verpackung

- Blister mit 6 vorsterilisierten Instrumenten
- Wiederaufbereitbare Feilen



MicroMega K-Files (K-Feilen)



MicroMega K-Reamers (K-Reamer)



MicroMega H-Files (H-Feilen)

## K-Feilen, K-Reamer, H-Feilen

- Erhältliche Längen:
  - > 21 mm
  - > 25 mm
  - > 31 mm NEUE GRÖSSE
- Größen von 006 bis 140<sup>(1)</sup>
- 2 % Konizität



Weitere Informationen über MicroMega Handfeilen finden Sie auf unserer Website: [micro-mega.com/catheterism](https://micro-mega.com/catheterism)



(1) Scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Liste der Artikelnummern herunterzuladen, oder finden Sie den gewünschten Artikel auf [channel.micro-mega.com](https://channel.micro-mega.com)

©COLTENE



**Legal-Hersteller:**  
**Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 BESANCON / France  
T +33 3 81 54 42 42  
F +33 3 81 54 42 30  
[commercial@micro-mega.com](mailto:commercial@micro-mega.com)

MicroMega K-Files - MicroMega K-Reamers - MicroMega H-Files  
Werbung | Jahr der CE-Kennzeichnung: 2020 | Medizinprodukt-Klasse Is gemäß der Richtlinie 93/42/EWG | Benannte Stelle: LNE/G-MED | Medizinprodukt für zahnärztliche Behandlungen, ausschließlich für den professionellen, zahnmedizinischen Gebrauch bestimmt. Siehe Produktkennzeichnung und Gebrauchsanweisung auf der Website: [micro-mega.com](https://micro-mega.com)



**COLTENE**

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban