

## Construcción innovadora

Primer material termoplástico con dos distintos grados de dureza.

### Mejor confort

Este protector bucal deportivo individual tiene un óptimo ajuste. Durante el deporte, la leve toma de mordida estabiliza los dientes en el maxilar inferior.



### Combinable

Combinable con brackets sin problema.

### Gran efecto

El porte de un protector bucal deportivo reduce considerablemente el riesgo de daños en labios, dientes, maxilares y la articulación temporomandibular.

### Absorción de impactos

El impacto se absorbe de forma elástica y se extiende con menos fuerza y retraso.

### Higiénico

El limpiador CETRON®, cepillo y dentífrico son idóneos para un suave cuidado.

## Protector bucal deportivo a la medida en tan sólo pocos pasos.

### 1 Consulta con su dentista

Depende del tipo de deportes y actividades ejercidas en tiempo libre, su dentista le aconsejará o a su niño en la selección del óptimo protector bucal.

### 2 Impresión

La impresión del maxilar superior es la base para la fabricación del protector bucal deportivo.

### 3 Fabricación del protector bucal deportivo

Se elabora de forma precisa e individual en el laboratorio. Cubre la fila de dientes del maxilar superior y tiene una leve toma de mordida de los dientes inferiores.

### 4 Ajuste y supervisión

El dentista controla periódicamente el ajuste y en caso necesario realizará una adaptación individual.

Entregado por:



BIOPLAST® – El protector bucal deportivo seguro e idóneo para todas las aplicaciones.



## BIOPLAST®

### ¿Qué es?

BIOPLAST® es un etílico vinílico acetato (EVA) de alta calidad que se distingue por la absorción de primera clase de impactos y culminante elasticidad no obstante su extremado mínimo peso.

Protectores bucales deportivos de BIOPLAST® para deportes activos se elaboran especialmente para usted por técnicos dentales en colaboración con dentistas. Eso garantiza que su protector bucal deportivo personal esté adaptado a sus exigencias particulares para todos os tipos de deportes.

## Para todas las exigencias

### Tres tipos de protectores bucales deportivos




#### BIOPLAST® MASTER

- // probado, protector bucal deportivo de dos capas
- // para todas las actividades en tiempo libre
- construcción de laminado de dos capas con gran protección y confort
- // disponible en una variedad de diez combinaciones de colores



#### BIOPLAST® XTREME

- // con segmento reforzado integrado en el área sensible de los dientes anteriores
- // apropiado para deportes de contacto porque absorbe golpes pequeños y rasos
- // construcción de laminado de dos capas con el mejor en protección y confort



#### BIOPLAST® XTREME PRO

- // con segmento reforzado y soporte adicional de una capa dura-elástica en el área sensible de los dientes anteriores
- // construcción de laminado de tres capas para un máximo en protección y confort
- // para deportes profesionales de contacto con alto riesgo de golpes duros y rasos (impactos se extienden sobre un mayor área)



Un largo número de accidentes en el deporte incluyen heridas en los dientes y el periodonto.



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban