



**BIOPLAST®**  
**XTREME**

## Concetto innovativo

Il primo materiale termoformabile con due differenti gradi di durezza.

### 1 Più confortevole

È un paradenti personalizzato, che si adatta perfettamente alla bocca del paziente. Durante gli sport, la leggera indentazione nell'arcata inferiore stabilizza il paradenti nella bocca.



**BIOPLAST®**  
**XTREME**

**BIOPLAST®**  
**XTREME PRO**

### 2 Si può indossare insieme all'apparecchio ortodontico

Il trattamento ortodontico non interferisce con il paradenti, anzi, ne viene protetto.

### 3 Elevata efficacia

Indossare un paradenti significa ridurre i rischi di danni alle labbra, ai denti, ai mascellari e all'articolazione temporomandibolare.

### 4 Assorbimento dell'impatto

La forza negativa dell'impatto viene assorbita dall'elasticità del dispositivo e distribuita su tutta la sua superficie.

### 5 Igienico

**CETRON®** polvere igienizzante, spazzolino e dentifricio per l'igiene quotidiana ideale della bocca e del dispositivo.

## In pochi passaggi

Il tuo paradenti di precisione.

### 1 Parlane con il tuo dentista

Secondo il tipo di sport o di attività ricreativa che viene praticata da te o dai tuoi ragazzi, il dentista ti saprà consigliare nella scelta del paradenti più idoneo.

### 2 Impronte

Una impronta delle arcate dentali è alla base dei paradenti sportivi.

### 3 Fabbricazione del paradenti

Viene costruito in laboratorio su misura per te affinché sia preciso e confortevole. Coprirà i denti dell'arcata superiore ed avrà una leggera indentazione nell'arcata inferiore.

### 4 Consegna

Il perfetto adattamento alla bocca viene controllato dal tuo dentista, che lo adatterà alle esigenze individuali del paziente.

# Proteggi il tuo sorriso.



Metti in cassaforte il tuo sorriso,  
il paradenti ideale per ogni attività.

# BIOPLAST®

Contatti:

[www.scheu-dental.com](http://www.scheu-dental.com)

**SCH**  
**EU**

IT 1.000/10/14 G REF 0308.04



**SCH**  
**EU**  
Dental Technology



## BIOPLAST®

Cos'è?

BIOPLAST® è un materiale di alta qualità costituito da Etilene-vinil-acetato (EVA) che si distingue nell'assorbimento degli impatti di prima classe e nella sua eccezionale elasticità, nonostante il suo peso, estremamente leggero.

BIOPLAST® paradenti per sport di contatto è costruito su misura per te in collaborazione tra il tuo dentista ed il suo laboratorio di fiducia. E' quindi un dispositivo individuale che ti garantisce una protezione personale e specifica secondo il tipo di sport praticato.



## Per ogni sfida:

Tre tipi di paradenti.



### BIOPLAST® COLOR/MULTICOLOR

- testato, paradenti a doppio strato di materiale per un elevato livello di protezione.
- per ogni attività ricreativa
- disponibile in 10 colorazioni



### BIOPLAST® XTREME




### BIOPLAST® XTREME

- paradenti con una sezione di rinforzo integrata nella parte frontale dei denti.
- adatto per sport di contatto, in quanto protegge contro colpi duri e concentrati.
- fabbricato in laminato a doppio strato per la massima protezione e comfort



### BIOPLAST® XTREME PRO



### BIOPLAST® XTREME PRO

- con zona di rinforzo integrata e inserto supplementare duro/elastico intorno alla parte frontale dei denti
- fabbricato in laminato a doppio strato per la migliore protezione e comfort
- per gli sport di contatto professionali con aspettativa di colpi duri e concentrati (l'impatto è distribuito su una superficie maggiore)



„Un gran numero di infortuni sportivi includono lesioni ai denti e al parodonto.“

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban