

Construcción innovadora

Primer material termoplástico con dos distintos grados de dureza.

Mejor confort

Este protector bucal deportivo individual tiene un óptimo ajuste. Durante el deporte, la leve toma de mordida estabiliza los dientes en el maxilar inferior.



Combinable

Combinable con brackets sin problema.

Gran efecto

El porte de un protector bucal deportivo reduce considerablemente el riesgo de daños en labios, dientes, maxilares y la articulación temporomandibular.

Absorción de impactos

El impacto se absorbe de forma elástica y se extiende con menos fuerza y retraso.

Higiénico

El limpiador CETRON®, cepillo y dentífrico son idóneos para un suave cuidado.

Protector bucal deportivo a la medida en tan sólo pocos pasos.

1 Consulta con su dentista

Depende del tipo de deportes y actividades ejercidas en tiempo libre, su dentista le aconsejará o a su niño en la selección del óptimo protector bucal.

2 Impresión

La impresión del maxilar superior es la base para la fabricación del protector bucal deportivo.

3 Fabricación del protector bucal deportivo

Se elabora de forma precisa e individual en el laboratorio. Cubre la fila de dientes del maxilar superior y tiene una leve toma de mordida de los dientes inferiores.

4 Ajuste y supervisión

El dentista controla periódicamente el ajuste y en caso necesario realizará una adaptación individual.

Entregado por:



BIOPLAST® – El protector bucal deportivo seguro e idóneo para todas las aplicaciones.



BIOPLAST®

¿Qué es?

BIOPLAST® es un etílico vinílico acetato (EVA) de alta calidad que se distingue por la absorción de primera clase de impactos y culminante elasticidad no obstante su extremado mínimo peso.

Protectores bucales deportivos de BIOPLAST® para deportes activos se elaboran especialmente para usted por técnicos dentales en colaboración con dentistas. Eso garantiza que su protector bucal deportivo personal esté adaptado a sus exigencias particulares para todos os tipos de deportes.

Para todas las exigencias

Tres tipos de protectores bucales deportivos




BIOPLAST® MASTER

- // probado, protector bucal deportivo de dos capas
- // para todas las actividades en tiempo libre
- construcción de laminado de dos capas con gran protección y confort
- // disponible en una variedad de diez combinaciones de colores



BIOPLAST® XTREME

- // con segmento reforzado integrado en el área sensible de los dientes anteriores
- // apropiado para deportes de contacto porque absorbe golpes pequeños y rasos
- // construcción de laminado de dos capas con el mejor en protección y confort



BIOPLAST® XTREME PRO

- // con segmento reforzado y soporte adicional de una capa dura-elástica en el área sensible de los dientes anteriores
- // construcción de laminado de tres capas para un máximo en protección y confort
- // para deportes profesionales de contacto con alto riesgo de golpes duros y rasos (impactos se extienden sobre un mayor área)



Un largo número de accidentes en el deporte incluyen heridas en los dientes y el periodonto.



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban