

## Constitution innovante

Première plaque de thermoformage avec deux degrés de dureté différents.

### Excellent confort de port

Le protège-dent personnalisé présente une forme optimale. Pendant le sport, l'empreinte légère ménagée dans l'appareil stabilise les dents de la mâchoire inférieure.



### Combinable

Le déroulement du traitement par brackets n'est pas gêné.

### Grand effet

Le port des protège-dents réduit considérablement le risque de blessure des lèvres, dents, mâchoires et des articulations des maxillaires.

### Absorption des impacts

La force d'impact est absorbée de manière élastique et transmise atténuée avec une temporisation.

### Hygiénique

La pâte dentifrice, la brosse et la poudre de nettoyage CETRON® conviennent pour un traitement en douceur.

## Protège-dents exactement ajustés en quelques étapes.

### 1 Consultation de votre dentiste

Votre dentiste vous conseillera vous ou votre enfant de manière ciblée en fonction du sport pratiqué ou de l'activité de loisir, et vous aidera à choisir le protège-dents optimal.

### 2 Prise d'empreinte

La prise d'une empreinte de la mâchoire supérieure constitue la base de fabrication de la protection buccale de sport.

### 3 Réalisation du protège-dents

Il est fabriqué avec précision et personnalisé en laboratoire. Il enveloppe les rangées de dents supérieures et comporte une légère empreinte pour les dents inférieures.

### 4 Essai et contrôle

Votre dentiste vérifie l'assise à intervalles réguliers et la corrige de façon personnalisée si nécessaire.

Remis par:



BIOPLAST® – Protège-dents idéal et sûr en toute situation.



## BIOPLAST®

### C'est quoi?

BIOPLAST® est un éthylène-acétate de vinyle (EVA) de haute qualité caractérisant par d'excellentes propriétés d'amortissement et une élasticité hors pair associées à un poids extrêmement réduit.

Les protège-dents en BIOPLAST® pour le sport seront confectionnés entièrement et exactement à votre mesure en collaboration avec des techniciens dentaires et avec votre dentiste. Cela garantit que votre protège-dents personnel puisse être adapté à toutes les exigences inhérentes à vos différents sports.



## Pour toutes exigences

### Trois types de protège-dents




#### BIOPLAST® MASTER

- Protège-dents double couche éprouvé, pour un summum de protection
- Pour toutes les activités sportives de loisirs
- Feuille double couche offrant une excellente protection et un excellent confort de port
- Vous avez le choix entre 10 coloris différents



#### BIOPLAST® XTREME

- Avec renforcement intégré dans la région antérieure
- Convient à tous les sports impliquant un contact physique car il protège contre les impacts durs et sur de petites surfaces
- Plaque double couche offrant une excellente protection et un excellent confort de port



#### BIOPLAST® XTREME PRO

- Avec segment de renforcement intégré et insert dur-élastique dans la région antérieure
- Plaque double couche offrant une excellente protection et un excellent confort de port
- Pour les sports à contact au niveau professionnel impliquant des impacts prévisibles durs et sur de petites surfaces (les forces d'impact sont réparties sur de grandes surfaces)



Un grand nombre des accidents de sport s'accompagnent de blessures du parodonte et des dents.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban