



Bambach® Sattelsitz

Unsere Vielfalt für Ihre Gesundheit



Rückenschmerzen: Das Zahnarztleiden!

Rückenschmerzen: Mehr als 80% der Bevölkerung leiden gelegentlich daran, mehr als ein Drittel chronisch. Sie sind die Ursache für über 20% aller Arbeitsausfälle – kein Wunder, dass die Krankenkassen von einer „Epidemie“ sprechen. Sie schätzen ihre Kosten durch Rückenbeschwerden auf 5 – 6 Milliarden Euro. Besonders betroffen ist, wer beruflich einseitigen Belastungen ausgesetzt ist, vor allem in sitzender Position – extrem ausgeprägt bei Beschäftigung in der Zahnarztpraxis.

Die Idee zum Bambach® Sattelsitz

Der Bambach Sattelsitz verdankt dem Reitsport die Entwicklung eines gesunden Arbeitssitzes. Die Sitzhaltung auf dem Bambach Sattelsitz in Kombination mit der Bewegung und dem Balancehalten ahmt die gesunde Reiterposition nach und entlastet den gesamten Rücken.

Der Bambach Sattelsitz wurde in Australien von der Ergotherapeutin Mary Gale entwickelt.

Sie untersuchte die Sitzhaltung auf dem Pferd ausgehend von den Phänomenen,

- dass Rollstuhlfahrer ohne Hilfe im Sattel auf einem Pferd sitzen konnten.
- dass Reiter mit Rückenleiden auf dem Pferd sitzend schmerzfrei waren.

Mary Gales jahrelange Arbeit bewies, dass der Bambach Sattelsitz eine natürliche, rückenfreundliche Körperhaltung ermöglicht. Bei dieser Sitzhaltung wird das Becken leicht nach vorne gekippt, die Hüftgelenke sind 45° gebeugt in Ruhestellung. Die natürliche Form der Lendenwirbelsäule wird gewahrt, der Druck auf die Bandscheiben vermindert. Eine perfekt ausbalancierte, bequeme Haltung ist das Ergebnis. Sie nimmt die Rückenmuskulatur in Anspruch, ohne sie zu überfordern. Rücken, Nacken und Schultern bleiben entspannt, die Blutzirkulation in den Beinen verbessert sich. Kurz gesagt, der Bambach Sattelsitz bietet dem Nutzer die bestmögliche Balance und Mobilität in dauerhaft aufrechter Haltung.



Mary Gale
australische Ergotherapeutin
und passionierte Reiterin

Der Bambach® Sattelsitz

schafft Entspannung für Ihren Rücken!

Heute sitzt der Mensch über 70% des Tages – im Laufe des Lebens über 100.000 Stunden! Die höchste Belastung stellt Sitzen mit häufig gebeugtem Rücken und extremen Verdrehungen dar – z. B. in der Zahnarztpraxis.

Untersuchungen haben ergeben, dass vorgebeugtes Sitzen denselben Bandscheibendruck verursacht wie das Heben schwerer Gewichte. Setzen wir die Belastung auf die Bandscheiben im Stehen mit 100% an, so vermindert sich der Druck im Liegen auf 20%, erhöht sich aber auf 120 – 140% in „normaler“ und auf über 200% in der nach vorne gekrümmten Sitzhaltung.

Der Wirbelsäulendruck auf dem Bambach Sattelsitz dagegen entspricht dem in stehender Haltung. Der Rücken wird so nachhaltig entlastet und das Ergebnis spürt man!



Optimale ergonomische Haltung
auf dem Bambach® Sattelsitz



Video

Bambach® Spezialsitze



Bambach® Sattelsitz Cutaway Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Speziell mit schmaler V-Wölbung
- Komfortabel für Personen mit schmalen Beckenstand

| | Farbe | REF |
|-----------------|-----------------------|---------|
| Bambach Cutaway | Premium Leder Black | B204051 |
| Bambach Cutaway | Med. Kunstleder Black | B203001 |

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



Bambach® Sattelsitz Large Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Größte Sattelform
- Besonders beliebt bei Personen mit kräftigem Beckenstand

| | Farbe | REF |
|---------------|-----------------------|---------|
| Bambach Large | Premium Leder Black | B207051 |
| Bambach Large | Med. Kunstleder Black | B207001 |

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



Bambach® OP Operations-Spezialsitz

vollständig
desinfizierbar

- Mit Fußhöhenverstellung
- Entspricht den hygienischen Anforderungen von Operationssälen
- Regulierung der Sitzhöhe ohne Hände
- Neigungswinkel der Sitzfläche verstellbar
- Sitzfläche aus Polyethylen (Spritzgussverfahren)

| | Farbe | REF |
|------------|-------|---------|
| Bambach OP | Black | 460 100 |



Bitte pflegen Sie das Leder
1 – 2 x wöchentlich!

Bambach® Lederpflegeöl Intensive Pflege und Schutz für Lederflächen

- Hält Lederflächen langfristig weich und geschmeidig
- Vermeidet schnelles Abnutzen und mögliche Risse

| | Inhalt | REF |
|-----------------------|--------|---------|
| Bambach Lederpflegeöl | 50 ml | 554 304 |

Bambach® Zubehör

Armlehne

Speziell zur Entlastung bei längeren Behandlungen

- Perfekt für Endodontie und Zahnchirurgie
- Löst Verspannungen in der Schultermuskulatur
- Schwenkbare Armlehne erhältlich

| | REF (Rechts) | REF (Links) |
|--|--------------|-------------|
| Armlehne Lang, Premium Leder Black (55 cm) | BARM-1051 | BARM-3051 |
| Armlehne Kurz, Premium Leder Black (30 cm) | BARM-2051 | BARM-4051 |
| Armlehne Smart, Lang, Black | BARM-1901 | BARM-3901 |



Armlehne Kurz



Armlehne Smart



Fußring

Fußablage für Bambach Sattelsitz

- Geeignet für hohe Arbeitsplätze

| | REF |
|-----------------|-----------|
| Fußring, Chrome | BBAS-1020 |



Fußhöhenverstellung

Hygienische Höhenregulierung am Fußkreuz

- Ideal bei Operationen oder längeren Behandlungen

| | REF |
|----------------------------|-----------|
| Fußhöhenverstellung Small | BSTE-2013 |
| Fußhöhenverstellung Medium | BSTE-2014 |
| Fußhöhenverstellung Large | BSTE-2015 |



Rückenlehne Smart

Gewährleistet optimale Stützung des Rückens

- Höhenverstellbar
- Leicht zu reinigendes (abzuwischendes) Vinyl

| | REF |
|---------------------------------|-----------|
| Rückenlehne Smart, Vinyl, Black | BBKR-1001 |



Gasdruckfeder

| | REF |
|--------------------------|-----------|
| Gasdruckfeder S < 1,60 m | BSTE-2006 |
| Gasdruckfeder M < 1,90 m | BSTE-2007 |
| Gasdruckfeder L > 1,90 m | BSTE-2008 |



Fußkreuz

| | REF |
|-------------------------|-----------|
| Fußkreuz Small Ø 46 cm | BBAS-1013 |
| Fußkreuz Medium Ø 54 cm | BBAS-1014 |



Laufrollen

| | REF |
|-----------------------------------|-----------|
| Laufrolle weich (für harte Böden) | BCAS-1105 |
| Laufrolle hart (für weiche Böden) | BCAS-1101 |
| Laufrolle mit Bremse ohne Last | BCAS-1102 |
| Laufrolle mit Bremse unter Last | BCAS-1103 |
| XL Rollen | BCAS-1107 |

Bambach® Farbauswahl

Premium Echtleder



White Vellum
#059



Cream
#058



Grey
#053



Lime Green
#062



Beach Yellow
#064



Orange
#063



Poppy
#057



Hotpink
#066



Türkis
#067



Green
#061



Dark Green
#060



Aubergine
#065



Tan
#056



Merlin Blue
#055



Atlantic Blue
#054



Heron
#052



Black
#051

Medizinisches Kunstleder (weich, abriebsbeständig)



White
#012



Almond
#011



Silver Pearl
#008



Pink
#014




Sunshine
#009



Coral
#010



Stone
#006



Grey
#003



Baltic
#002



Aubergine
#013



Blue Heron
#004



Orchard
#007



Black
#001

(Auch mit eigenem Bezug lieferbar)





Referenzen:

„Die natürliche Sitzposition gefällt! Man sitzt viel aufrechter. Wir haben festgestellt, dass sich unsere Rückenprobleme wesentlich verbessert haben und damit verbundene Schmerzen. Wir würden nie mehr darauf verzichten wollen.“

(Dr. med. Helga Heß, Hinternah)

„Wir haben nach und nach in sechs Behandlungszimmern die Stühle durch Bambach Sattelsitze ausgetauscht. Der Bambachstuhl ist gut verarbeitet, benötigt wenig Platz und ermöglicht eine angenehme, entspannte Sitzposition.“

(Dres. Ulrike und Paul Diemer, Ellwangen)

„Die hohe Behandlungsflexibilität spricht für diesen Sattelsitz. Er ermöglicht einen schnellen Positionswechsel und eine entspannte Sitzposition, hygienisch ohne Handkontakt.“

(ZA Cora Ludewig, Northeim)

„Der Bambach Sattelsitz tut meiner Sitzhaltung besonders gut. Ich kenne seitdem keine Rückenschmerzen mehr. Inzwischen wurden alle Behandlungszimmer damit ausgestattet und unsere Angestellten sind begeistert.“

(ZA Renate Thieme, Schwülper)



✓ Physiotherapie



✓ Tierarztpraxis



✓ Home-Office



✓ Industrie



✓ Krankenhaus



✓ Tattoostudio

Bambach® Sattelsitz

Meine Wunsch-Konfiguration:



1. Sitzform

- Standard Cutaway OP
 Small Large

2. Nennen Sie uns Ihre Körpergröße, damit wir die passende Gasdruckfeder liefern können

- Small: < 1,60 m
 Medium: < 1,90 m
 Long: > 1,90 m

3. Wählen Sie die für Ihr Umfeld richtigen Rollen

- Laufrolle weich (für harte Böden)
 Laufrolle hart (für weiche Böden)
 Laufrolle mit Bremse ohne Last
 Laufrolle mit Bremse unter Last

4. Wählen Sie Ihre Wunschausführung und -farbe

- Premium Echtleder
 Medizinisches Kunstleder

Farbe: _____

5. Optionale Extras

Rückenlehne

- Small Large Smart

Armlehne

- Rechts Links
 Kurz Lang Smart (Lang)

Fußring

Fußhöhenverstellung

Angebotsanfrage

Fax: +49 (203) 299283

| | |
|---|---|
|  Dentalprodukte weltweit Dental Products Worldwide | Häger & Werken GmbH & Co. KG Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany Tel.: +49 (203) 99269-0 Fax: +49 (203) 299283 E-Mail: info@hagerwerken.de Website: www.hagerwerken.de |
|---|---|

| |
|---------------|
| Praxisstempel |
|---------------|



Hong Kong, China
 Tel.: +852-2622 2795
 Fax: +852-2622 2503
 E-Mail: info@hagerasia.com.hk



Hickory, USA
 Tel.: +001 (828) 624-3300
 Fax: +001 (828) 624-3303
 E-Mail: contact@hagerworldwide.com



Moscow, Russia
 Tel. / Fax: +7 495 255 0902
 E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de



Wroclaw, Poland
 Tel.: +48-71-368 71 66
 Fax: +48-71-368 10 21
 E-Mail: biuro@hager.com.pl