

Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten




Testen ohne Risiko
mit der **60-Tage-Geld-zurück-Garantie!**¹



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II
Anwendung: 1,80 €


Inhalt: Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



Warum sollten Sie ein Teilmatrizensystem verwenden?

System im Tofflemire-Stil

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfalle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung



Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Kurvatur orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.


*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

SlickBands™ Tofflemire-style


Antihaft-Technologie von Garrison: Moderne Bonding-Stoffe können an unbeschichteten Matrizenbändern haften, jedoch nicht an den Slick Bands™.



Margin Elevation Band
Das Margin Elevation Band gibt Ihnen die beste subgingivale Adaption und Kontur in subgingivalen Bereichen. Das Margin Elevation Band ist in der Höhe getrimmt, um eine verbesserte Anpassung in tiefen Randleistenbereichen zu gewährleisten.



Normales Tofflemire Band



Margin Elevation Band


Slick Bands™

SMT500H10-M enthält:
50/Pck. Margin Elevation Bänder

BlueView® VariStrip™

Vorkonturierte Frontzahnmatrizen

- Blue View VariStrip™ hat die optimalen Kurvatur und Bandhöhe
- Sie können den Strip approximal platzieren und anschließend hindurchziehen bis er der Zahnhöhe genau entspricht.



Anwendungstutorial

Variable Länge / Breite

Gebogene Form Bietet die optimale Kurvatur und Bandhöhe für fast jede Frontzahn-Restauration.

Blaue Färbung Für Kontrast zwischen Matrize und Zahnstruktur ohne Beeinträchtigung der Komposit-Polymerisation.



Dr. Martin von Sontagh, Österreich

VS01 enthält:
100/Pck. Blue View VariStrip™
Nur 0,05 mm dick

VS02 enthält:
50/Pck. Blue View VariStrip™
Nur 0,05 mm dick

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

Garrison
Dental Solutions

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.



Composi-Tight® 3DFusion™

Teilmatrizensystem für Klasse II Kavitäten



Garrison
Dental Solutions

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban