

# Approximale Finier- und Konturierstreifen



**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.  
**Starter Set** zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm  
 2 gezackte FitStrips, 2 Griffe  
 4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)  
 4 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

FPSK01

**Siehe Rückseite für Nachfüllpackungen** →

# Perfekt gerüstet für ASR

**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.  
**NEU Universal Set** für ASR (approximale Schmelzreduktion)- Messung und Finieren/Polieren **FPSK04**  
 1 ASR-Messlehre, 2 Griffe  
 4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)  
 6 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)  
**NEU ASR Set** für approximale Schmelzreduktion bis 0,50 mm **FPSK05**  
 1 ASR-Messlehre, 2 Griffe  
 10 doppelt beschichtet (je 2x fein/gelb 0,11 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)



FPSK04

# NEU! Subgingivale Trimmer



**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.  
**NEU Subgingivales Finieren/Polieren Set** (alle subgingivalen Streifen sind einseitig beschichtet) **FPSK07**  
 1 gezackter FitStrip, 2 Griffe  
 3 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm  
 3 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm  
 3 subgingivale FitStrips medium/blau 0,13 mm  
**NEU Subgingivales und reguläres Finieren/Polieren Set** (alle Streifen sind einseitig beschichtet) **FPSK08**  
 1 gezackter FitStrip, 2 Griffe  
 2 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm  
 2 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm  
 1 subgingivale FitStrip medium/blau 0,13 mm  
 4 reguläre FitStrips einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

FPSK08



## Nachfüllpackungen

Super fein  
15 Micron



**10 Streifen einseitig beschichtet**

FPSXFSS  
0,08 mm dünn

**10 Streifen doppelt beschichtet**

FPSXFDS  
0,11 mm dünn

**4 Streifen einseitig beschichtet**

FPSXFSS-4  
0,08 mm dünn

**4 Streifen doppelt beschichtet**

FPSXFDS-4  
0,11 mm dünn

Fein  
30 Micron



FPSFSS  
0,10 mm dünn

FPSFDS  
0,15 mm dünn

FPSFSS-4  
0,10 mm dünn

FPSFDS-4  
0,15 mm dünn

Medium  
46 Micron



FPSMSS  
0,13 mm dünn

FPSMDS  
0,21 mm dünn

FPSMSS-4  
0,13 mm dünn

FPSMDS-4  
0,21 mm dünn

Grob  
90 Micron



FPSCSS  
0,18 mm dünn

FPSCDS  
0,30 mm dünn

FPSCSS-4  
0,18 mm dünn

FPSCDS-4  
0,30 mm dünn

Medium  
46 Micron



–

FPSTMDS  
0,40 mm dünn

–

FPSTMDS-4  
0,40 mm dünn

Medium  
46 Micron



–

FPSXTMDS  
0,50 mm dünn

–

FPSXTMDS-4  
0,50 mm dünn

Säge, gezackt  
unbeschichtet



FPSSAW  
10x Säge 0,05 mm dünn

FPSSAW-4  
4x Säge 0,05 mm dünn

**NEU** Subgingival  
Super fein  
15 Micron



FPSGXFSS  
0,08 mm dünn

–

FPSGXFSS-4  
0,08 mm dünn

–

**NEU** Subgingival  
Fein  
30 Micron



FPSGFSS  
0,10 mm dünn

–

FPSGFSS-4  
0,10 mm dünn

–

**NEU** Subgingival  
Medium  
46 Micron



FPSGMSS  
0,13 mm dünn

–

FPSGMSS-4  
0,13 mm dünn

–

**FitStrip Ersatz-Griffe**  
2 Stück  
Art.-Nr. FPSHANDLE-2



**ASR-Messlehre**  
in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm)  
Art.-Nr. FPSGAUGE




**Garrison Dental Solutions**  
Carlstrasse 50  
D-52531 Übach-Palenberg  
Tel. +49 (0)2451 971-409  
Fax +49 (0)2451 971-410  
E-Mail: info@garrisondental.net  
Web: www.garrisondental.com

**Garrison**  
Dental Solutions



# Composi-Tight 3DFusion

Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



Approximale Finier- und Konturierstreifen



**Garrison**  
Dental Solutions

# Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3D Fusion™  
Ringseparierzange  
Art.Nr. FXP01



## 3DFusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
  - Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
  - Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
  - Hält auf Kofferdam
  - Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
  - Große Silikonbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)



## 3DFusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)  
Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



# Composi-Tight® 3DFusion™



Testen ohne Risiko  
mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!<sup>1</sup>

Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!

FX-KFF-00



Inhalt:



1 Ring blau



1 Ring orange



1 Ring grün



80 Stk. sortiert  
in 4 Größen



70 Stk. sortiert  
in 5 Größen



1 Zange

## Ihr Teilmatrizenband - passt sich jeder Zahnform an!

Full Curve Matrizenbänder legen sich weiter um den Zahn- perfekt für große Kavitäten!

Einfache Platzierung: die Kurve erhöht die Stabilität der Bänder; gleichzeitig sind sie ultra-dünn und trotzdem formbar.

Einfaches Entfernen dank Slick Bands™ Antihaf-Beschichtung und praktischer Greiflasche.



	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
<b>0,038 mm dünn</b>					
<b>Höhe</b>	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
<b>Artikel Nr.</b>	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
<b>Inhalt</b>	100 / Pck.	60 / Pck.	100 / Pck.	100 / Pck.	60 / Pck.

<sup>1</sup>Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

# Composi-Tight® 3DFusion™

Full Curve Non Stick Matrices

Ihr Teilmatrizenband - passt sich jeder Zahnform an!



- Art.-Nr. Inhalt**
- FXB01** Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 420 Bändern, (je 100 FX100, FX175 und FX200 und je 60 FX150 und FX300)
- FXB02** Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder Kit mit 210 Bändern, (je 50 FX100, FX175 und FX200 und je 30 FX150 und FX300)

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- Art.-Nr. Inhalt**
- FXK4** Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen, je 100 ultrafein, klein, mittel und groß
- FXK4-M** Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen, je 50 ultrafein, klein, mittel und groß



- | Art. Nr.      | FXYL       | FXBL       | FXOR       | FXGR       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Inhalt</b> | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. | 100 / Pck. |

Bestellen Sie ganz bequem und einfach, ohne Registrierung über unseren Online Katalog auf <http://katalog.garrisonsdental.net> oder scannen Sie den folgenden QR Code.



\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbgebung etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50  
D-52531 Übach-Palenberg • [info@garrisonsdental.net](mailto:info@garrisonsdental.net)  
[www.garrisonsdental.com](http://www.garrisonsdental.com)



Fax-Antwort an 02451 971 410  
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban