

Composi-Tight® 3DFusion™

Das Teilmatrixsystem für alle Klasse II Kavitäten



Testen ohne Risiko
mit der **60-Tage-Geld-zurück-Garantie!**¹



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II
Anwendung: 1,80 €


Inhalt: Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



Warum sollten Sie ein Teilmatrixsystem verwenden?

System im Tofflemire-Stil

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfalle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung



Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrixsystem

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Kurvatur orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.


*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Fusion™ Frontzahnmatrizensystem *Neu!*

Das brandneue Fusion™ Frontzahnmatrizensystem von Garrison gibt Ihnen die Materialien und Techniken an die Hand, mit denen Sie viele Arten von Frontzahn-Läsionen sicher wiederherstellen können.



ANK01 enthält:
50 kurze Bänder
50 hohe Bänder
25 extra kleine Keile XS
25 kleine Keile S
25 mittlere Keile M
25 große Keile L




Anwendungstutorial auf Englisch

BlueView VariStrip™

Vorkonturierte Frontzahnmatrizen

- Blue View VariStrip™ hat die optimalen Kurvatur und Bandhöhe
- Sie können den Strip approximal platzieren und anschließend hindurchziehen bis er der Zahnhöhe genau entspricht.



Anwendungstutorial

Variable Länge / Breite

Gebogene Form Bietet die optimale Kurvatur und Bandhöhe für fast jede Frontzahn-Restauration.

Blaue Färbung Für Kontrast zwischen Matrize und Zahnstruktur ohne Beeinträchtigung der Komposit-Polymerisation.



Dr. Martin von Sontagh, Österreich

VS01 enthält:
100/Pck. Blue View VariStrip™
Nur 0,05 mm dick

VS02 enthält:
50/Pck. Blue View VariStrip™
Nur 0,05 mm dick

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

Garrison
Dental Solutions

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Composi-Tight® 3DFusion™


Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



Neu!

Fusion™

Frontzahnmatrizensystem für Klasse III & IV Kavitäten



Garrison
Dental Solutions

Composi-Tight® 3D Fusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Composi-Tight® 3D Fusion™
Ringseparierzange
Art.Nr. FXP01



3D Fusion™ FX500

- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
 - Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
 - Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste der Zähne ab
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)**



3D Fusion™ FX400

- Für kurze, schiefstehende Zähne
 - Hält auf Kofferdam
 - Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangenen Rings
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)**



3D Fusion™ FX600

- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
 - Große Silikonbacken verhindern Eindrücken des Matrizenbandes
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)**



3D Fusion™ FXR01

(1x grün, 1x orange, 1x blau)
Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



Wählen Sie Ihr Lieblingsband nach Ihren Präferenzen: Ob Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder ...

	Kinderzähne	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Firm Bänder	Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FXH100 4,3 mm	FXH150 4,3 mm Subg. 5,9 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 6,1 mm Subg. 7,7 mm
FX Bänder	Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	FX100 4,4 mm	FX150 4,1 mm Subg. 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 6,0 mm Subg. 8,7 mm

... oder unsere altbewährten Matrizenbänder

	Slick Bands™ XR	Slick Bands™ XR Matrizenbänder				
0,038 mm dünn						
Höhe	—	SXR100 4,6 mm	SXR150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SXR175 5,4 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
SM Bänder	Slick Bands™ Matrizenbänder					
0,038 mm dünn						
Höhe	—	SM100 4,6 mm	SM150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	SM175 5,4 mm	SM200 6,4 mm	SM300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
M Bänder	Composi-Tight® 3D Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	M050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm	M300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
AU Bänder	Composi-Tight Gold® Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	AU050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	—	AU200 6,4 mm	AU300 6,4 mm Subg. 8,6 mm
B Bänder	Composi-Tight® Original Matrizenbänder					
0,035 mm dünn						
Höhe	B050 3,2 mm Subg. 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 3,8 mm Subg. 5,4 mm	—	B200 6,4 mm	B300 6,4 mm Subg. 8,6 mm

Composi-Tight® 3D Fusion™

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- | Art.-Nr. | Inhalt |
|---------------|--|
| FXK4 | Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen,
je 100 ultrafein, klein, mittel und groß |
| FXK4-M | Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen,
je 50 ultrafein, klein, mittel und groß |

	Ultrafein	Klein	Mittel	Groß
Art. Nr.	FXYL	FXBL	FXOR	FXGR
Inhalt	100 / Pck.	100 / Pck.	100 / Pck.	100 / Pck.

Perfekte Abdichtung ohne herauszurutschen



Menge	Artikelnummer / Beschreibung	Preis
		Praxis:
		Straße, Nr.
		PLZ / Ort
		Telefon
		Depot
		Unterschrift
		Gesamt

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrissondental.net
www.garrissondental.com



Fax-Antwort an 02451 971 410
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.
^{*}Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban