

Copolymer®

Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer /
Our sterile copolymer examination glove



Technische Informationen / technical information

Paarweise verpackt

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width	PZN
8091S	Small	Transparent	128 mm ± 2 mm	11362864
8091M	Medium	Transparent	133 mm ± 2 mm	11362870
8091L	Large	Transparent	152 mm ± 2 mm	11362887

Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	0,03 ± 0,01
Finger / Finger	0,03 ± 0,01
Schaft / Cuff	0,03 ± 0,01

Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	1,5
-----	-----

Abmessungen / Dimensions (mm)

Länge / length	Min. 280 ± 2
----------------	--------------

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer, puderfrei, steril, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /
Sterile examination glove copolymer, powderfree, sterile, ambidextrous, for single use only

Anwendung / Application Für kurze Eingriffe im medizinischen Bereich, für sterile Tätigkeiten im täglichen Stationsalltag. Erfüllt die Funktion eines Unterzieh- und auch Überziehhandschuhs, wenn zusätzlicher Schmutz- und Flüssigkeitsschutz benötigt wird. /
Suitable for short procedures in the medical field, for sterile activities in the daily ward routine. Fulfills the function of an underglove and an overglove when additional protection against dirt and liquids is required.




Inhaltsstoffe / Ingredients Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Calciumcarbonat, Armoslip CP /
Ethylene vinyl acetate, calcium carbonate, armoslip cp

Haltbarkeit / Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung / Packaging 50 Paar pro Packung; 12 Packungen pro Karton; 40 Karton pro Palette /
50 pairs per package; 12 packages per carton; 40 carton per palett

Maße Box / dimensions box: 175 x 115 x 100 mm
 Maße Karton / dimenstions carton: 324 x 250 x 370 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information		
Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Regel 1/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC rule 1	
Normen / Standards	EN 455-1 EN 11137-2, EN 10993-10	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Nur geschlossene und unbeschädigte Verpackungen verwenden / Use sealed and undamaged packages only.	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Copolymer®

Unser steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer /
Our sterile copolymer examination glove



Technische Informationen / technical information

Einzel verpackt

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width	PZN
8092S	Small	Transparent	128 mm ± 2 mm	03896416
8092M	Medium	Transparent	133 mm ± 2 mm	03896221
8092L	Large	Transparent	152 mm ± 2 mm	03896215

Wandstärke / Thickness (mm)	
Handfläche / Palm	0,03 ± 0,01
Finger / Finger	0,03 ± 0,01
Schaft / Cuff	0,03 ± 0,01

Lochfreiheit / Freedom from Holes	
AQL	1,5

Abmessungen / Dimensions (mm)	
Länge / length	Min. 280 ± 2

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Steriler Untersuchungshandschuh aus Copolymer, puderfrei, steril, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch /
Sterile examination glove copolymer, powderfree, sterile, ambidextrous, for single use only

Anwendung / Application Für kurze Eingriffe im medizinischen Bereich, für sterile Tätigkeiten im täglichen Stationsalltag. Erfüllt die Funktion eines Unterzieh- und auch Überziehhandschuhs, wenn zusätzlicher Schmutz- und Flüssigkeitsschutz benötigt wird. /
Suitable for short procedures in the medical field, for sterile activities in the daily ward routine. Fulfills the function of an underglove and an overglove when additional protection against dirt and liquids is required.

Inhaltsstoffe / Ingredients Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Calciumcarbonat, Armoslip CP /
Ethylene vinyl acetate, calcium carbonate, armoslip cp




Haltbarkeit / Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Verpackung / Packaging 100 Stück pro Packung; 12 Packungen pro Karton; 40 Karton pro Palette /
100 pcs per package; 12 packages per carton; 40 carton per palett

Maße Box / dimensions box: 175 x 115 x 100 mm
 Maße Karton / dimenstions carton: 324 x 250 x 370 mm

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Regel 1/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC rule 1	
Normen / Standards	EN 455-1 EN 11137-2, EN 10993-10	
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016	
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex	
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Nur geschlossene und unbeschädigte Verpackungen verwenden / Use sealed and undamaged packages only.	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban