

Merkmals-Nutzen Blatt: DIAGNOcam

Hauptverkaufsargumente:

- 1) Hohe diagnostische Sicherheit mit signifikant höherer Erkennungswahrscheinlichkeit
- 2) Frühe und schonende Karieserkennung durch Difoti - Technologie
- 3) Strahlungsfreie Karieserkennung
- 4) Einfach im Ablauf – leicht integrierbar

Applikationsbereiche:

- Prophylaxe
- Diagnose von Karies im Frühstadium
- Diagnose von Okklusal- und Approximalkaries
- Diagnose von Sekundärkaries und Cracks
- Diagnosesystem zur minimalinvasiven Kariestherapie



USP	Prio	Nutzenkategorie	Wunsch/ Problem	Produkteigenschaft	Nutzen/ Mehrwert	Beweis	Tipp zur Quantifizierung
Hauptverkaufsargumente							
		1	Behandlungsqualität	Erkennen von Karies im Frühstadium Stellen von Fehldiagnosen	• Difoti Technologie Digital Imaging Fiber Optic Transillumination	• Sichere Kariesfrüherkennung (Hidden Caries) • Frühzeitige Behandlung ermöglicht Konservierung und Schonung der gesunden Zahnschicht des Patienten • Minimalinvasive Behandlung möglich	Klinischen Leitfaden
x		1	Behandlungsqualität	Erkennen von Sekundärkaries	• Difoti Technologie Digital Imaging Fiber Optic Transillumination	• Sekundärkaries kann bis zu einer bestimmten Füllungsgröße erkannt werden	Bilder, Live Demo
x		1	Behandlungsqualität	leichte Interpretation der Befunde	• Kariöse Stellen werden als dunkle Punkte dargestellt	• kein Vergleich mit Zahlen oder Farbtabelle nötig. • Befund ist sofort erkennbar	Bilder, Live Demo
		1	Patientenbindung	Strahlenbelastung beim Röntgen	• Kann Röntgenbild ersetzen • Reduzierung der Belastung durch Röntgenstrahlen	• keine Röntgenstrahlungsbelastung des Patienten	Anwenderbericht
		1	Patientenbindung	Monitoring der Diagnose	• Karies wird als dunkler Punkt erkennbar und abgespeichert -> Klar quantifizierbare Aussage bzgl. Ausmaß des Kariesbefalls möglich	• Starkes Patientenbindungstool -> Zahnarzt und Patient besprechen gemeinsam die positiven, zahnschonenden Veränderungen durch präventive Maßnahmen -> Zahnarzt und Patient haben das gleiche Verständnis bzgl. weiterführender Behandlungen • Etablierung Recall-System	Bilder
		2	Einfache Handhabung	keine zusätzlichen Arbeitsschritte	keine Kalibrierung notwendig	• plug & play • kann zu jeder Zeit eingesetzt werden	Live demo
x		2	Einfache Handhabung	keine zusätzlichen Arbeitsschritte	keine Zahnreinigung möglich	• kann zu jeder Zeit eingesetzt werden	Live demo
		2	Wirtschaftlichkeit	Verbrauchsartikel nachbestellen	keine Abstandshalter zur Fokussierung notwendig sterilisierbare Aufsätze	• keine Folgekosten	Live demo
		2	Wirtschaftlichkeit	Kleine Kariesstellen werden übersehen	• Difoti Technologie Digital Imaging Fiber-Optic Trans-Illumination	• Fakturierbare Folgeleistungen • Preventive Maßnahmen können verrechnet werden • Erhöhung der einflächigen Füllungen	Berechnungsbeispiel

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban