

**KaVo DIAGNOcam.**  
Der Karies um Lichtjahre voraus.



# KaVo DIAGNOcam. Installationsleitfaden.

Ihr Weg zur Installation:

Sie besitzen bereits eine der folgenden Komponenten:

- KaVo CONEXIO
- KaVo CliniView (11.3 oder neuere Version)
- Gendex VixWin (3.5 oder neuere Version)

Ja

Nein

Keine zusätzliche Installation einer Software für die Verwendung der KaVo DIAGNOcam notwendig.

Einfach anschließen bzw. Plug-in für VixWin oder CliniView kostenfrei installieren.

#### Option 1:

- Installation der KaVo DIAGNOcam Software (im Lieferumfang enthalten)
- Diese beinhaltet kostenlos:
  - die VDDS Schnittstelle für die Anbindung an die Praxismanagementsoftware.
  - die Mehrplatzoption.

#### Option 2:

- Installation der TWAIN Schnittstelle zur Anbindung an Ihre Röntgensoftware (sofern TWAIN kompatibel).
- Nicht im Lieferumfang enthalten, bestellbar über die Mat.Nr. 1.010.3642.



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban