


# Directa Crowns Molars Mould Guide

Translucent/Translucide/Translucida/Traslucenti

# DIRECTA Directa Temporary Crown


## Upper Right/Höger ÖK/Haut droit/OK-Rechts/Superior Derecha/Superiore Destro

mm ↓	9.2	9.5	9.6	10.4	11.0	11.4	12.3	12.9	13.3
mm ↔	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.6	13.2	13.8




## Upper Left/Vänster ÖK/Haut gauche/OK-Links/Superior Izquierda/Superiore Sinistro

mm ↓	10.0	10.2	10.8	11.3	11.7	12.2	12.6	13.4	14.0
mm ↔	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.6	13.2	13.8




## Lower Right/Höger UK/Bas droite/UK-Rechts/Inferior Derecha/Inferiore Destro

mm ↓	7.9	8.2	8.8	9.2	9.5	10.0	10.7	11.1	11.6
mm ↔	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.6	13.2	13.8



## Lower Left/Vänster UK/Bas gauche/UK-Links/Inferior Izquierda/Inferio Sinistro

mm ↓	8.1	8.3	8.9	9.1	9.2	9.5	10.2	10.5	11.1
mm ↔	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.6	13.2	13.8




# Directa Crowns Mould Guide


Opaque/Opak/Opaca/Opache  
Translucent/Translucide/Translucida/Traslucenti

# DIRECTA Directa Temporary Crown


## Centrals/Centraler/Centrales/OK-Front/Centrales/Centrali




## Upper bicuspids/ÖK-premolaren/Prémolaires supérieures/ OK Prämolaren/Premolares superiores/Bicuspidi superiori




## Laterals/Lateraler/Latérales/OK-Front/Laterales/Laterali




## Lower bicuspids/UK-premolaren/Prémolaires inférieures/ UK Prämolaren/Premolares inferiores/Bicuspidi inferiori



## Cuspids/Hörntänder/Canines/Eckzähne/Caninos/Cuspidi



## Lower incisors/UK-incisiver/Incisives inférieures/ UK Front/Incisivos inferiores/Incisivi inferiori



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban