


# Drufomat scan

## Tiefziehgerät für Profis

Sehr leicht zu bedienendes High-End-Tiefziehgerät für ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und gleichbleibend präzise Endresultate. Gebaut für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik mit hohem Arbeitsdruck bis zu 6 bar. Leicht zu bedienendes Tastenfeld, integrierter Folien-scanner, multifunktionale Einsatzmöglichkeiten (mit optionalem Zubehör auch als Drucktopf oder Pneumatikpresse). Zusätzliche Sicherheitsfaktoren für professionelle Ergebnisse: Zweihandbedienung und LEDs, die bei Heizung in Betrieb leuchten.

[www.dentamid.dreve.de](http://www.dentamid.dreve.de)



## Technische Daten

<b>Abmessung (HxBxT)</b>	460 x 290 x 290 mm
<b>Gewicht</b>	16 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 315 W
<b>Druck var. einstellbar</b>	von 2–6 bar (19–87 psi)
<b>Spannung</b>	115–240 V / 50–60 Hz
<b>Verwendbare Folien</b>	alle ab Ø 120 mm, rund und quadratisch

<b>D3300</b>	Drefomat scan (rot)
<b>D3300X1</b>	Drefomat scan (silber)
<b>D3300X2</b>	Drefomat scan (Sonderfarbe nach RAL-Farbkarte)

