

# ARTIKELINFORMATION

ERGOPLANT Papillenheber, gewinkelt, 190 mm (7 1/2"),  
doppelendig, PHW, unsteril, wiederverwendbar (DX405R)



Attribute	Wert
Produkttyp	Papillenheber
Markenname	ERGOPLANT
Aesculap Produkt Gruppen	Dental
Geometrie	gewinkelt
Form	doppelendig
Länge	190.00 mm
Länge (Inch)	7 1/2"
Figur/Größe	PHW
Disziplin	Dentalchirurgie
Sterilisationsart	nicht werksseitig sterilisiert
UDI-Direktmarkierung	Ja
Einmalgebr./Wiederverwendbar	wiederverwendbar
Produkt enthält Latex	Nein
Sterilität	unsteril

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban