

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker


Banebrydende effektivitet. Den nye Expert Series.

NY

KaVo EXPERTtorque
KaVo EXPERTmatic

KaVo *Expert Series*

Ægte eksperter kender deres stærke sider.



KaVo EXPERTtorque E680 L

KaVo EXPERTtorque Mini E677 L

KaVo EXPERTmatic E25 L

KaVo EXPERTmatic E20 L

KaVo EXPERTmatic E15 L

KaVo EXPERTmatic E10 C



KaVo. Dental Excellence.

Vedvarende pålidelig kvalitet made by KaVo.



Din KaVo kvalitetsfordel

Over 100 års erfaring og mere end fem millioner solgte KaVo instrumenter vidner om Dental Excellence. Fire ud af talrige kvalitetsbeviser:

- > Ved produktionen ligger vi stor vægt på præcision, og vi har den højeste interne kvalitetsstandard, som fx **den støvfri montering i Biberach**.
- > Op til 70 % af instrumenterne fra andre producenter har i de første fire år brug for en væsentlig reparation – hos KaVo er **det kun 30 %**. Dermed er KaVo forrest på markedet (Kilde: rundspørge GfK ZaBus Marts 2009).
- > **Genkøbsraten på 98 %** vidner om **en meget høj tilfredshed** hos tandlægerne med kvaliteten af vores produkter.
- > **Regelmæssige certificeringer** garanterer en vedvarende høj kvalitet. KaVo er certificeret i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO 13485.

Din KaVo systemløsningsfordel

Vores løsninger, som er perfekt afstemt til hinanden, giver dig **økonomiske fordele og en øget investeringssikkerhed**:

- > **Spar på de dyre nyanskaffelser** og udskift fx meget let selv dine instrumenters højtrykspære med den nye KaVo MULTI LED.
- > **Reserve dele, som kan fås i lang tid** forøger din investeringsbeskyttelse betydeligt.
- > I udviklingen af nye produkter, lægger vi meget stor vægt på passende systemløsninger, sådan at du også senere **kan udvide dit system uden store omkostninger**.

Din KaVo innovationsfordel

Med en lidenskab for innovation og mere end 2.200 patenter og registrerede brugsmønstre i ind- og udland bidrager vi til din daglige succes. Nogle særligt succesfulde eksempler:

- > **KaVo COMFORTdrive**, det første vinkelstykke med indbygget elektrisk motor kombinerer kraft og lethed.
- > Det **udskiftelige KaVo Spray-Microfilter** optimerer spraykølingen og reducerer serviceudgifterne.
- > Den **automatiske trykreguleringsventil** i turbiner sørger for et mættet gennemtræk og en lang levetid.
- > De **patenterede hoved- og knævinkler på henholdsvis 100° og 19°** på KaVo instrumenterne sørger for en optimal adgang til præparationsområdet.
- > **SONICflex Quick-Coupling** gør udskiftningen af spidser på scalere hurtigere og lettere.

Din KaVo sikkerhedsfordel

KaVo skaber forudsætningerne for den **højeste behandlings-sikkerhed** og for beskyttelse af lægen, assistenter og patienter mod infektioner ved hver behandling. Hvordan dette lykkes for KaVo, viser disse praktiske eksempler:

- > Vores **spændetangsholdkraft** ligger med op til 30 N i alle produktlinjer langt over den påkrævede standard og garanterer langsigtet det bedste hold for dine bor.
- > **Innovative hygiejneløsninger** som det indbyggede tilbage-sugningsstop i GENTLESilence rækken og overfladerne som er lette at rengøre og sterilisere, bidrager til at alle involverede parter beskyttes mod krydssmitte.



Over **5** mill.
solgte instrumenter verden over.

1. Effektiv sammenhæng mellem pris og levetid
2. Maksimal effektivitet under arbejdet
3. Dokumenteret udstyrseffektivitet

Den nye KaVo *Expert Series*

NEW



KaVo. Dental Excellence.

Den nye KaVo *Expert Series*

Opnå endnu større effektivitet med KaVo – til den bedste pris.

Hvornår profiterer du mest muligt af din investering? Når dit udstyr kan betale sig for dig i længden. Den nye KaVo Expert Series giver dig denne effektive sammenhæng mellem pris og levetid.

Derudover understøtter produkterne dit daglige arbejde perfekt. Dit workflow er gnidningsfrit, og omkostninger til vedligeholdelse og rengøring holdes på et minimum. Du vil glæde dig over denne fremragende effektivitet under arbejdet hver eneste dag. Og fordi vores Expert Series afdækker dine arbejdsområder komplet og samtidig giver afkald på alt overflødig, kan du stole på dette effektive udstyr, som har vist sit værd i millioner af behandlinger verden rundt. KaVo Expert Series – ægte eksperter kender deres stærke sider.

1. Effektiv sammenhæng mellem pris og levetid

- > **Den længste levetid** – fremstilling efter de højeste kvalitetsstandarder, de mindste fremstillingstolerancer, støvfri montering og indsats af en praktisk slidfri foringsbøsning i hårdmetal
- > **Højeste pålidelighed og værdibevaring** med 18 måneders garanti og slidstærke materialer i høj kvalitet, som fx keramik-kuglelejer (turbiner og hurtigløber), meget lav tilbagesugningseffekt og hoved i rustfrit stål
- > **Langsigtede besparelser** med Kavos kompatible systemløsninger, fx omstilling til KaVo MULTI LED, langsigtet forsyning af reservedele



2. Maksimal effektivitet under arbejdet

- > **Høj gennemtrækskraft** op til 18 watt (turbiner), for en hurtig og effektiv præparation
- > **Hurtig rengøring og et effektivt greb** takket være KaVo EXPERTgrip-overfladen og den nye form uden kanter
- > **Altid klar til brug** takket være det udskiftelige spray-microfilter (turbiner og hurtigløbere)
- > **Reduceret hovedmål** for en nem, effektiv adgang til præparationsområdet
- > **Nemt at skifte instrumenter** – hurtig klar til brug igen med de fleksible låsetapper og vores MULTIflex-system



3. Dokumenteret udstyrseffektivitet

- > **KaVo sikkerhedsstandarder** som vores 3- og 4-huls spray og op til 30 N spændetangsholdekraft
- > **Belysning af præparationsområdet uden at blænde** med 25.000 lux med vores KaVo glasstav



KaVo EXPERTtorque – giver optimeret effektivitet i arbejdet – nu og på lang sigt.



EXPERTtorque E680 L

- > **Sikkerhed og bedre forudsætninger for hygiejne** gennem ny, forbedret reduktion af undertrykket under turbinens udløb, indvendig ført sprayluft og sprayvand, samt det nye udskiftelige vandfilter
- > **Effektive arbejdsgange og optimal tilgængelighed** med det nye og mindre standardhoved og hoved- og knævinkel på henholdsvis 100° og 19°
- > **Effektiv håndtering** med vores MULTIflex-kobling og keramik-kugleleje

Mat.-Nr. 1.006.8700 (E680 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.006.9000 (E680 C) uden lys
 Mat.-Nr. 1.006.4600 (E680 LS) med lys, passende til Sirona-kobling*
 Mat.-Nr. 1.006.4700 (E680 LN) med lys, passende til NSK-kobling*

EXPERTtorque Mini E677

- > **Lettere arbejde i svære behandlingssituationer** med det nye og mindre miniatrehovedhus og hoved- og knævinkel på henholdsvis 100° og 19°
- > **Effektivitet og infektionsbeskyttelse forenes** i vores nye 3-huls spray, forbedret reduktion af undertrykket under turbinens udløb og det nye udskiftelige sprayvandsfilter
- > **Et bedre udsyn og et mere effektivt arbejde** med den indbyggede lampe og et lille miniatrehoved

Mat.-Nr. 1.007.3600 (E677 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.006.0100 (E677 LN) med lys, passende til NSK-kobling*

MULTIflex LUX Kobling 465 LED

- > **Effektiv indsats** takket være en tilslutning, som passer til mange instrumenter
- > **Økonomisk og mulighed for at spare store udgifter**, da nyanskaffelser til LED-udstyr er overflødig, du kan blot udskifte højtrykspæren med KaVo MULTI LED

Til alle KaVo turbiner med MULTIflex-tilslutning, SONICflex Airscaler, PROPHYflex, CORONAFlex, alle INTRAFlex LUX motor-instrumenter, luftmotor 181 M, RONDOflex

Mat.-Nr. 1.007.3197

* These brands are not KaVo Dental GmbH brands

KaVo EXPERTmatic – Effektivitet kort fortalt.



EXPERTmatic E25 L

- > **Hurtigløber**, gearing 1:5
- > **Hurtigt, præcist arbejde** takket være endnu mindre hoved, låstap og keramik-kuglelejer
- > **Den højeste pålidelighed** takket være indvendig ført sprayvand og sprayluft, 3x-spray og udskifteligt vandfilter
- > **Idealbelysning** med glasstav med 25.000 lux

Mat.-Nr. 1.007.5550 (E25 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.007.5551 (E25 C) uden lys

Mat.-Nr. 1.007.5550 (E25 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.007.5551 (E25 C) uden lys



KaVo EXPERTmatic hånd- og vinkelstykker – for endnu større effektivitet og pålidelighed.

- > Forstærket spændingssystem på alle instrumenter med vinkelstykkebor
- > Optimeret borkøling ved hjælp af adskilt sprayluft- og sprayvandsføring
- > Tryknapsspænding

EXPERTmatic E20 L

- > Overførsel 1:1
- > Effektivt udstyr med enkeltspray og indvendigt ført sprayvand og sprayluft
- > Effektiv adgang pga. et endnu mindre hoved
- > Se klarere med vores glasstav med 25.000 Lux
- > Nem håndtering ved hjælp af låstappen

Mat.-Nr. 1.007.5540 (E20 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5541 (E20 C) uden lys

EXPERTmatic E15 L

- > Reduktion 5,4:1
- > Alle de effektive fordele lige fra enkeltspray over det lille hoved og hen til låstappen, som ved vores EXPERTmatic E20 L

Mat.-Nr. 1.007.5530 (E15 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5531 (E15 C) uden lys



KaVo MULTI LED kan nu anvendes overalt: med en betydelig højere levetid end højtrykspærer.

EXPERTmatic E10 C

- > Håndstykke, overførsel 1:1
- > Effektivt udstyr med enkeltspray og indvendigt ført sprayvand og sprayluft
- > Eget til håndstykkebor og også vinkelstykkebor

Mat.-Nr. 1.007.5560 (E10 C)

EXPERTmatic E31 C

- > Poleringsvinkelstykke, reduktion 5,4:1
- > Beskyttelse mod indtrængen af poleringspasta takket være den flerdobbelte tætning
- > Med gevind og tryknap
- > Til Screw-In og Snap-On bægre

Mat.-Nr. 1.008.4998 (E31 C)

EXPERTmatic E61 C

- > EVA-Prophy vinkelstykke
- > Til EVA system
- > Ideel til polering af interdentalrum, interproximal emaljereduktion osv.
- > Hubhøjde 0,8 mm med dæmpet hub
- > Filene kan låses præcist med de 36 låsepositioner

Mat.-Nr. 1.008.4999 (E61 C)



KaVo QUATTROcare Plus – god pleje betaler sig.

KaVo QUATTROcare Plus

- > Pleje til dine instrumenter til en fornuftig pris
- > Optimal plejekvalitet med KaVo QUATTROcare plus-plejespray
- > Nem, komfortabel håndtering og hurtigt programgennemløb
- > Lave omkostninger til anskaffelse og forbrugsmateriale.

Mat-Nr. 1.008.3805



KaVo SPRAYrotor

- > Halvautomatiseret plejeprogram – efter rotationsprincippet

Mat-Nr. 0.411.7710



KaVo Spray

- > Manuel instrument- / turbinepleje
- > Effektiv og værdibevarende

Mat-Nr. 0.411.9640



KaVo CLEANSpray / DRYspray startersæt

- > Intensivrensning til fjernelse af restprotein

Mat-Nr. 1.007.0573



Flere instrumenter fra vores KaVo Expert Series.

Profylakse og minimalinvasiv

- 0.574.0500 DIAGNOdent classic
- 1.000.4243 SONICflex 2003 L
- 1.000.4246 SONICflex 2003



Specialprodukter og endo

- 1.002.6141 ENDOstraight E 120
- 1.002.7561 ENDOstraight E 40



Kirurgi

- 1.001.2278 INTRA underdel C 09
- 1.001.4503 INTRA Kopf C 3
- 0.540.8340 INTRA LUX reduktionshoved 67 RIC
- 0.534.5650 INTRA kirurgiunderdel 3620 N
- 0.534.5660 INTRA kirurgiunderdel 3624 N
- 0.534.5670 INTRA kirurgiunderdel 3630 N



- 0.524.5600 INTRA kirurgihåndstykke 3610 N1
- 0.524.5610 INTRA kirurgihåndstykke 3610 N2
- 0.524.5620 INTRA kirurgihåndstykke 3610 N3
- 1.000.8072 Kirurgimotor INTRA S 550
- 1.001.3440 INTRA surg 300



Du ved, hvad du vil have.
Vi har, hvad du har brug for.

Instrumentserien fra KaVo – Det passende instrument til enhver tandlæge.



KaVo
Master Series

Sande mestre går ikke på kompromis.

➤ Den største behandlingskvalitet

➤ Maksimal behandlingskomfort

➤ Største tilfredshed hos patienterne



KaVo
Expert Series

Ægte eksperter kender deres stærke sider.

➤ Effektiv sammenhæng mellem pris og levetid

➤ Maksimal effektivitet under arbejdet

➤ Dokumenteret udstyrseffektivitet



KaVo. Dental Excellence.

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban