

Robust. Leistungsstark. Effizient.

# KaVo **expert** series

## KaVo EXPERTmatic Serie

- **Geringe Kopfabmessungen** für einfachen, effizienten Zugang zum Präparationsbereich
- **Stets einsatzbereit** dank austauschbarem Wasserfilter (EXPERTmatic E25 L / E25 C)
- **Einfacher Instrumentenwechsel** – schneller wieder einsatzbereit durch flexible Rastnase
- **2 Schnellläufer** – Übersetzung 1:5, E25 L mit Licht, E25 C ohne Licht



KaVo EXPERTmatic  
LUX E25 L



KaVo EXPERTmatic  
E25 C



# KaVo EXPERTmatic Hand- und Winkelstücke

- KaVo EXPERTmatic LUX E25 L / E25 C
- Schnellläufer, Übersetzung 1:5
- Zügiges und präzises Arbeiten durch kleinen Kopf, Rastnase und Keramikugellager
- Höchste Verlässlichkeit durch innengeführte Spraymedien und austauschbaren Wasserfilter
- E25 L mit Glasstablchtleiter (25.000 LUX), E25 C ohne Licht



## Besondere EXPERTmatic Eigenschaften:

- EXPERTgrip-Oberfläche für effizientes Greifen
- Austauschbarer Wasserfilter für gleichbleibend guter Spray
- Lichtleistung bis 25.000 Lux
- Spannanzgen-Haltekraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse für perfekten Rundlauf des Bohrers
- Original KaVo Keramikugellager
- 18 Monate Garantie
- Made in Germany

### KaVo EXPERTmatic LUX E20 L / E20 C

- Übertragung 1:1
- Effizienter Zugang durch kleinen Kopf
- Effiziente Ausstattung mit Einfachspray und innengeführten Spraymedien
- E20 L mit Glasstablchtleiter, E20 C ohne Licht

### KaVo EXPERTmatic LUX E15 L / E15 C

- Untersetzung 5,4:1
- Effizienter Zugang durch kleinen Kopf
- Effiziente Ausstattung mit Einfachspray und innengeführten Spraymedien
- E15 L mit Glasstablchtleiter, E15 C ohne Licht

### KaVo EXPERTmatic E10 C

- Handstück, Übertragung 1:1
- Effiziente Ausstattung
- mit Einfachspray und innengeführten Spraymedien
- Geeignet für Hand- und Winkelstückbohrer

### KaVo EXPERTmatic E31 C

- Polierwinkelstück, Untersetzung 5,4:1
- Schutz vor Eindringen von Polierpaste durch Mehrfachabdichtung
- Mit Gewinde und Einsatz
- Für Screw-In und Snap-On Kelche

### KaVo EXPERTmatic E61 C

- EVA-PROPHY Winkelstück
- Ideal zum Polieren in Interdentalräumen etc.
- 36 Rasteinstellungen für präzisen Einsatz der Feilen



## KaVo expert series

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
E25 L	EXPERTmatic Schnellläufer LUX, 1:5	1.007.5550
E25 C	EXPERTmatic Schnellläufer (ohne Licht), 1:5	1.007.5551
E20 L	EXPERTmatic LUX, 1:1	1.007.5540
E20 C	EXPERTmatic Winkelstück (ohne Licht), 1:1	1.007.5541
E15 L	EXPERTmatic LUX, 5,4:1	1.007.5530
E15 C	EXPERTmatic Winkelstück (ohne Licht), 5,1:1	1.007.5531
E10 C	EXPERTmatic Handstück, 1:1	1.007.5560
E31 C	EXPERTmatic Polierwinkelstück, 5,4:1	1.008.4998
E61 C	EXPERTmatic EVA-PROPHY Winkelstück	1.008.4999



KaVo. Dental Excellence.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban