

KaVo MASTER Serie

Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

1. Höchste Behandlungsqualität.
2. Maximaler Behandlungskomfort.
3. Größte Patientenzufriedenheit.

Hand- und Winkelstücke

MASTERmatic™ Serie

Eigenschaften der MASTERmatic Serie:

- Plasmaec-Behandlung für bessere Griffglatte
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter*
- Glasstab-Lichtleiter
- energieeffiziente getrennte Kühlmedien
- M25 L / M05 L-Optimaler Zugang und beste Sicht durch verkleinerten Kopf und 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und 18 Monate
- außer M101



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1S
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - Kopf 20x kleiner als bei GENTLEpower LUX 2S LP - sehr geringe Lautstärke (55 db(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630



MASTERmatic LUX Unterteil 11
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschloß
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620



MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 2.7:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschloß
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3610



MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1S
Minikopf für Kurzschaftbohrer - Endüdenspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - Kopf 4,8x kleiner als bei GENTLEpower 2S LP - sehr geringe Lautstärke (55 db(A))
M05 L | Mat. Nr. 1.009.3640



MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 7:4:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselschloß
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3580



MASTERmatic LUX Handstück 11
Für Hand- und Winkelstückbohrer
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3570

COMFORTdrive™



COMFORTdrive Winkelstück
Hochtouriges Winkelstück - besonders leicht und handlich - integrierter kollektortorser Motor - Glasstab-Lichtleiter - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter - Dreieckspriny - zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase - max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min⁻¹ - 24 Monate Garantie
200 XD | Mat. Nr. 1.000.5500

INTRA™ Köpfe



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L68 | Mat. Nr. 1.008.1833



INTRA Kopf 2:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - mit Schutzabweiser und verstärktem Spannsystem - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832



INTRA Kopf 3:1
Mit Druckknopfschaltung - kugellagert - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente - geometrisch für Endoflex der ESTETICA Endo/Flex Vision in Verbindung mit MASTERmatic M20 L
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1831



INTRA Mini Kopf 1:1
Mit Druckknopfschaltung - für Miniaturwinkelstückbohrer (6 mm) - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L52 | Mat. Nr. 1.008.1825



INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfschaltung - für Fg-Bohrer Ø 1,0 mm - max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456



INTRA Microkopf 1:1
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze - mit Mehrfachbelichtung gegen Eindringen von Polierpaste - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835



INTRA Propy Kopf 2:1
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze - mit Mehrfachbelichtung gegen Eindringen von Polierpaste - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824



INTRA EVA Kopf
Fellen frei drehbar - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 15.000 min⁻¹
L61 G | Mat. Nr. 1.008.1828



INTRA EVA Kopf
Mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Fellen - mit gedämpftem Hub 0,8 mm - für Fellen der Firma Intensiv - max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1829



INTRA Kopf 10:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller - max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min⁻¹
L62 | Mat. Nr. 1.008.1830



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfschaltung - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L3 | Mat. Nr. 1.008.1822



INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfschaltung - für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm - Hubabwärtige Drehbewegung 360° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L3 Y | Mat. Nr. 1.008.1823



INTRA Endo/Propy Kopf
Mit Druckknopfschaltung - für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstückschäfte - wechsellagige Drehbewegung 60° - max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L53 | Mat. Nr. 1.008.1826

Elektromotoren / Luftmotoren

Elektromotoren



INTRA LUX Motor KL 703 LED
Kollektormotor - Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹ - in Verbindung mit KaVo Elektromotor - kontrollierte Drehmomentabgabe - max. Drehmoment 2,7 Ncm - stillenstabil - KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie
KL 703 LED | Mat. Nr. 1.007.9590



INTRA LUX Motor KL 701
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min⁻¹ (in Verbindung mit KaVo Elektromotor) - max. Drehmoment 2,7 Ncm - stillenstabil - KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar - 36 Monate Garantie
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776



INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210



INTRAmatic™ L-Motor 181 H
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200



INTRAmatic™ L-Motor 181 M
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ - Vorwärts- und Rückwärtslauf - 4-Loch-LUX-Anschluss - INTRAmatic 2-Kupplung - 12 Monate Garantie
181 M | Mat. Nr. 0.535.5250

KaVo EXPERT Serie

Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

1. Höchste Langlebigkeit.
2. Effizientes Arbeiten.
3. Verlässliche Ausstattung.

Hand- und Winkelstücke

EXPERTmatic™ Serie

Eigenschaften der EXPERTmatic Serie:

- Grifffläche Oberflächendurch KaVo EXPERTrip
- Innengeführte getriebene Kühlmedien
- E25 / E20 L / E15: Glasstab-Lichtleiter
- 18 Monate Garantie



EXPERTmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1S
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 L | Mat. Nr. 1.007.5550



EXPERTmatic LUX Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem
E20 L | Mat. Nr. 1.007.5540



EXPERTmatic LUX Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem
E15 L | Mat. Nr. 1.007.5530



EXPERTmatic Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreieckspriny - mit Druckknopfschaltung - Keramik-Kugellager - durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5551



EXPERTmatic Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem
E20 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5541



EXPERTmatic Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfschaltung - für Winkelstückbohrer - Schutzabweiser und verstärktes Spannsystem
E15 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5531



EXPERTmatic Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstückbohrer
E10 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5560



EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 5:4:1
Prophylaxe Kopf mit Aufnahme für snap-on Aufsätze
E13 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4998



EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 2:7:1
Prophylaxe Kopf mit 36 Rastenstellungen zum Anretzen der Polieraufsätze - mit gedämpftem Hub 0,8 mm
E07 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4999

Turbinen

MASTERtorque™ Serie

Eigenschaften der MASTERtorque Serie:

- Direkt Stop Technology (DST): Bohrer stoppt in einer Sekunde, null Rücklaufzug
- Plasmaec-Oberfläche
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Spannzangen-Haltesatz bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Glasstab-Lichtleiter
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie



MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück
Maximale Leistung 31 Watt - bis 57 db(A) - Kopfhöhe 13,1 mm - Vierdrehspriny
M9000 L | Mat. Nr. 3.001.9000
M9000 L5 | Mat. Nr. 1.008.5400
M9000 L (chocolate brown) | Mat. Nr. 1.007.9900
M9000 L (anthracite) | Mat. Nr. 1.007.9700



MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,1 mm - bis 59 db(A) - 30 Watt Leistung - Dreieckspriny
M8700 L | Mat. Nr. 3.001.9000
M8700 L5 | Mat. Nr. 3.001.9000
M8700 L (chocolate brown) | Mat. Nr. 1.007.9900
M8700 L (anthracite) | Mat. Nr. 1.007.9700

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

Turbinen

EXPERTtorque™ Serie

Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:

- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Druckknopfschaltung
- Spannzangen-Haltesatz bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Optimaler Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf, 100°/90° Winkelkombination
- 18 Monate Garantie



EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung - Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) - Vierdrehspriny - Kopfhöhe 13,6 mm - bis 62 db(A)
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700
E680 L5 | Mat. Nr. 1.006.4500
E680 L (L) | Mat. Nr. 1.006.4700



EXPERTtorque Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung - Vierdrehspriny - bis 62 db(A) - Kopfhöhe 13,6 mm
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.9000



EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,2 mm - Dreieckspriny - Glasstab-Lichtleiter - 27 Watt Leistung - bis 66 db(A)
E677 L | Mat. Nr. 1.007.8600
E677 L (L) | Mat. Nr. 1.006.0700

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, L (L) = Passend für NSK FlexClick-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

MULTIFlex™ Kupplungen



MULTIFlex LED Kupplung
Mit KaVo MULTILED - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehung - Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3797



MULTIFlex LUX Kupplung
Mit KaVo Hochdrucklampe - 4-Loch-LUX-Anschluss - Drehung - Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil - 12 Monate Garantie
465 L (L) | Mat. Nr. 0.553.1550



MULTIFlex LUX Kupplung
Passend für Mittelw.-Kaltlichtversorgung - mit integriertem Glasstab-Lichtleiter - 12 Monate Garantie
Midwest | Mat. Nr. 0.553.1600




MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss - Drehung - Sprayregulierung mit Raststellungen - Rückschlagventil - 12 Monate Garantie
465 R (L) | Mat. Nr. 0.553.1600




MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss - ohne Sprayregulierung - 12 Monate Garantie
471 | Mat. Nr. 0.553.1310

Prophylaxe und Minimalinvasiv




SONICflex™ 2008 quick
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentmessung - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/86/76 - 24 Monate Garantie
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.6054
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6055
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6056
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.005.9311




SONICflex™ 2008
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - schneller Spitzenwechsel - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - 2008 L/L: Glasstab-Lichtleiter - mit KaVo oder Sirona Anschluss - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Drehmomentmessung - SONICflex-Set mit Scaler-System Nr. 504/86/76 - 24 Monate Garantie
SONICflex quick Set 2008 L | Mat. Nr. 1.007.6054
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6055
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6056
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.005.9311

* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

Prophylaxe und Minimalinvasiv



SONICflex™ 2003
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - mit Drehmomentmessung - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Glasstab-Lichtleiter - 18 Monate Garantie
SONICflex LUX Set 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8333
SONICflex LUX Handstück 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8243
SONICflex Set 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex Handstück 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8246



SONICflex™ 2003
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie - über 50 Spitzen - Frequenz 6.000 Hz - 3 Leistungsstufen einstellbar - mit Drehmomentmessung - Bewegungsrichtung: zirkulär - mit Glasstab-Lichtleiter - 18 Monate Garantie
SONICflex LUX Set 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8333
SONICflex LUX Handstück 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8243
SONICflex Set 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex Handstück 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8246

Prophylaxe und Minimalinvasiv



PROPHYflex™ 4
Pulversteilbestäubung zum schonenden Reinigen von Zahnoberflächen - komplett sterilisierbares Pulverstanzgerät - Perfekte Ergonomie - Saubere Reinigung - Vermeidung von Bakterien und Aerosolen - Flexibles Arbeiten - mit KaVo- und Sirona-Anschluss - 12 Monate Garantie
PROPHYflex 4 (Flamingo) | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 (5 Wave) | Mat. Nr. 3.004.5900
PROPHYflex 4 (Lime) | Mat. Nr. 3.002.8200
PROPHYflex 4 (Lime) | Mat. Nr. 3.004.5930



PROPHYflex™ pearls
Säuregele - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls
neutral* | Mat. Nr. 1.070.1626
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1625
mint* | Mat. Nr. 1.070.1624
peach* | Mat. Nr. 1.070.1623
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1622
black currant* | Mat. Nr. 1.070.1629
* 80 Sticks (je 15 g)



PROPHYflex™ Pulver
Säuregele - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls
neutral* | Mat. Nr. 1.070.1626
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1625
mint* | Mat. Nr. 1.070.1624
peach* | Mat. Nr. 1.070.1623
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1622
black currant* | Mat. Nr. 1.070.1629
* 80 Sticks (je 15 g)



Perio KIT
Für lokale antibiotische Behandlungen mit dem PROPHYflex - entfernt Biofilm in Taschen - reinigt Implantate - für eine fokussierte und schonende Reinigung
Perio KIT | Mat. Nr. 1.009.3731
Perio KIT | Mat. Nr. 1.010.0287
PROPHYflex 4 Perio KIT | Mat. Nr. 1.011.0403
*Tipp können bis zu 10 mal aufbereitet werden



PROPHYflex™ Perio Powder
Säuregele - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls
neutral* | Mat. Nr. 1.070.1626
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1625
mint* | Mat. Nr. 1.070.1624
peach* | Mat. Nr. 1.070.1623
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1622
black currant* | Mat. Nr. 1.070.1629
* 80 Sticks (je 15 g)



PROPHYflex™ Perio Powder
Säuregele - katalytische Reinigung durch kugelförmige Pearls
neutral* | Mat. Nr. 1.070.1626
neutral+ | Mat. Nr. 1.070.1625
mint* | Mat. Nr. 1.070.1624
peach* | Mat. Nr. 1.070.1623
orange 1 | Mat. Nr. 1.070.1622
black currant* | Mat. Nr. 1.070.1629
* 80 Sticks (je 15 g)

Chirurgie-Programm



EXPERTUR LUX
Großes LED-Handstück (L37) - Multifunktionsdrehanlasser (Kabellänge 2,5 m) - Single User-Betrieb zum Abspeichern - integrierte Kühlungspumpe - Schneidwerk - max. Drehmoment 80 Ncm - Motor INTRA LUX 5600 LED (burstentst., Drehzahlbereich 0 - 40.000 min⁻¹ - Motor und Motorleitung austauschbar und thermodesinfizierbar) - 12 Monate Garantie
EXPERTUR 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.3500

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban