

Robust. Leistungsstark. Effizient.

KaVo **expert** series

KaVo EXPERTtorque LUX E680 L

- **Max. Arbeitseffizienz**, hohe Durchzugskraft und optimale Leistungsreserven bis zu 18 W
- **Optimale Langlebigkeit** durch exzellentes Head-Protect-System und Edelstahlköpfe
- **Bewährte Ausstattungseffizienz** dank selbst austauschbarem Wasserfilter und robustem Spannsystem

KaVo EXPERTtorque Mini LUX E677 L

- **Perfekte Sicht** durch kleinere Kopfgröße und 100°/19° Kopf- Kniewinkel-Kombination
- **Effizienz** durch robustes KaVo-Spannsystem für Standard- und Kurzschaftbohrer
- **Optimale Langlebigkeit** durch hohe Spannzangenhaltekraft bis zu 30 N



KaVo EXPERTtorque
LUX E680 L

KaVo EXPERTtorque
Mini LUX E677 L



KaVo EXPERTtorque Turbinen

KaVo EXPERTtorque LUX E680 L

Leistung:

- 18 Watt Leistung
- Stabile Drehzahl

Bessere Sicht:

- Kopfhöhe auf 13,6 mm reduziert
- 100°/19° Kopf- Kniewinkel- Kombination (KaVo Patent)
- Integriertes Licht

Effizienz und Infektionsschutz:

- Vierdüsen-spray
- Head-Protect-System: Neuer, verbesserter Rücksaugeffekt während des Auslaufs der Turbine
- Spannsystem: geringe Auslösekraft

Geringe Lautstärke:

- Bis 62 dB(A)

Bessere Hygienevoraussetzungen:

- Innengeführte(s) Sprayluft und Spraywasser
- Neuer, selbst austauschbarer Wasserfilter



KaVo EXPERTtorque Mini LUX E677 L

Bessere Sicht:

- 12,2 mm Kopfhöhe (Miniaturkopf)
- 100°/19° Kopf- Kniewinkel- Kombination (KaVo Patent)
- Integriertes Licht

Leistung:

- 15 Watt Leistung
- Stabile Drehzahl

Effizienz und Infektionsschutz:

- Dreidüsen-spray
- Head-Protect-System: Neue, verbesserte Reduktion des Unterdrucks während des Auslaufs der Turbine und dadurch kaum Rücksaugung von kontaminiertem Material
- Spannsystem: geringe Auslösekraft, Einsatz von Standard- und Kurzschaftbohrern

Geringe Lautstärke:

- Bis 65 dB(A)


Bessere Hygienevoraussetzungen:

- Innengeführte(s) Sprayluft und Spraywasser
- Neuer, selbst austauschbarer Wasserfilter



Besondere EXPERTtorque Eigenschaften:

- EXPERTgrip-Oberfläche für sicheres Greifen
- Selbst austauschbarer Wasserfilter für gleichbleibend guten Spray
- Spannzangen-Haltekraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse für perfekten Rundlauf des Bohrers
- Original KaVo Keramikgugellager
- 18 Monate Garantie

 Made in Germany

Handstück-Pflege:

KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

- Optimale Pflegequalität mit QUATTROcare Plus Spray
- Einfache, komfortable Handhabung und schneller Programmablauf
- Geringe Anschaffungs- und Verbrauchsmaterialkosten



KaVo expert series

Artikel	Beschreibung	Materialnummer
E680 L	EXPERTtorque LUX	1.006.8700
E680 C	EXPERTtorque (ohne Licht)	1.006.9000
E680 LS	EXPERTtorque LUX, für Sirona-Kupplungen	1.006.4600
E680 LN	EXPERTtorque LUX, für NSK-Kupplungen	1.006.4700
E677 L	EXPERTtorque Mini LUX	1.007.3600
E677 LN	EXPERTtorque Mini LUX, für NSK-Kupplungen	1.006.0100
MULTIflex 465 LED	MULTIflex LUX Kupplung 465 LED	1.007.3197
MULTIflex 465 RN	MULTIflex Kupplung 465 RN – ohne Licht	0.553.1600
QUATTROcare PLUS 2124 A	Instrumenten Pflegesystem	1.008.3805



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban