


Erkopress 240

Druckformgerät für bis zu 6 Modelle mit Sockel
und für bis zu 9 Modelle ohne Sockel.

Erkopress 240, 179 000



Erkpress 240

- Das Gerät arbeitet mit einem Überdruck von bis 4 bar. Es entspricht damit dem Wunsch vieler Anwender 3d-Printmodelle mit Überdruck abzuformen.
- Die Erkpress 240 ermöglicht die effiziente Herstellung von Korrekturschienen/Alignern oder von anderen in Serie oder in größerer Stückzahl hergestellter Schienen.
- Der Tiefziehvorgang ist komplett automatisiert, die zur Verfügung stehenden Folien sind im Programm hinterlegt und im Display mit den jeweiligen Parametern aufrufbar.
- Es können nur Tiefziehfolien mit einem Durchmesser von 240 mm verarbeitet werden.



Modelle anordnen



Gerät programmieren



Anformung läuft



Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel.: + 49 (0) 7445/8501-0 • Fax: + 49 (0) 7445/8501-15
info@erkodent.com • www.erkodent.com
EN ISO 13485:2016/ ISO 9001:2015

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban