


## Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.  
For the removal of ripped crowns by its spreading function.  
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
  - keine Rotation an der Wurzel
  - sichere und anatomisch korrekte Anwendung
  - durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
- 
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
  - no disturbing rotation on the root
  - safe and anatomically correct usage
  - by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838



## Kronenabnehmerzangen | Crown Removers

„Mini“ – gebogen  
„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen – mit auswechselbaren Backen.  
Universal for crowns and temporary crowns with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken  
remover + 2 spare tips  
REF 06837

Ersatzbacken  
spare tips  
2 St./ pcs.  
REF 06834



## Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.  
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich  
Universal for anterior and posterior region  
REF 06832

## Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzange geeignet.  
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.  
REF 06839

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban