

Unsteril

Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Synthetikmaterial, ideal für häufige Handschuhwechsel

Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Synthetikmaterial, ideal für häufige Handschuhwechsel

- Einfaches Anziehen durch Verpackung mit Abdeckpapier
- Kostengünstige Synthetikalternative
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie



Industrien

- Gesundheitswesen

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie



Unsteril

Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Synthetikmaterial, ideal für häufige Handschuhwechsel

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

	Unsteril
Material	EVA (Ethylvinylacetat)
Farbe	Transparent
Handschuhkonstruktion	, Glatt
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Gesetzesvorschriften	EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Verpackung	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Herkunftsland	Taiwan
Erhältliche Größen	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8½-9)
Antistatisch	Nicht getestet
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none">Keine

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/Inch)	278 (10,9)	ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5	ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.03 / 1.2	ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.03 / 1.2	ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG
Reißkraft (N)	≥2	≥2

Technologie



NO RUBBER LATEX

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



ISO 13485

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban