

HARTMANN



*Erfüllt aktuelle  
KRINKO-  
Empfehlung*

Die effektive Lösung für die Händedesinfektion:

# Eurospender Safety plus

# Eurospender Safety plus:

**Aufmerksamkeitsstark:** Auffällig blauer Armhebel regt Mitarbeiter zur Händedesinfektion an.

**Anwenderfreundlich:** Breiter Armhebel ermöglicht besonders hygienische Produkt-Entnahme.

**Hygienisch sicher:** Extra langer Auslaufhahn beugt Kontaminationen durch Handkontakte vor.

**Flexibel nutzbar:** Offenes Spendersystem erlaubt herstellerunabhängigen Einsatz von Flaschen mit Einmalpumpe.

**Einfach abwischbar:** Glatte, abgerundete Oberflächen lassen sich denkbar leicht reinigen.

**Bestens aufgehoben:** Integrierte Auffangschale dient als Tropfschutz für Böden und andere Oberflächen.

**Clever konstruiert:** Gerader Boden der Auffangschale und die Anti-Rutsch-FüÙe erlauben ein sicheres Aufstellen auf glatten Oberflächen.

**Einfach montierbar:** Zusätzliches Befestigungsmaterial sowie vorhandene Bohrlöcher ermöglichen eine leichte Montage.



**Gut geschützt:** Integriertes Schloss sorgt für Diebstahlsicherheit.



# Eine Lösung – viele Vorteile

Der Eurospender Safety plus ist der erste HARTMANN Wandspender für den Einsatz mit Desinfektionsmittel-Flaschen zum Einmalgebrauch.

Mit der extra-langen Pumpe für eine hygienische und anwenderfreundliche Händehygiene rundet der neue Spender das breite Spender-Sortiment von HARTMANN optimal ab.



## Ihre Vorteile:

- Sie sparen Zeit und Kosten, da die Aufbereitung entfällt.
- Sie genießen mehr Komfort, da das Kontaminationsrisiko und das Tropfen des Produkts minimiert werden.
- Sie profitieren, weil ein einfacher Wechsel der Einmalflasche und -pumpe die Händehygiene Compliance fördert.
- Sie sind unabhängig, da Gebinde unterschiedlicher Hersteller kompatibel sind.

## Einmalsystem für eine einfache Händehygiene

Der Eurospender Safety plus erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen\*:

- Erlaubt die Bestückung mit Einmalgebinden
- Ermöglicht die Verwendung von Gebinden unterschiedlicher Hersteller
- Vermeidet die mikrobielle Kontamination des Pumpkopfes

\*Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI). Bundesgesundheitsbl. 2016, 59:1189-1220.



# Optimal aufgestellt: Mit dem Evolutionskonzept der Händehygiene

Verbessern Sie gezielt den Spender-Einsatz in Gesundheitseinrichtungen:  
Mit dem Modul 2 des Evolutionskonzepts, welches neben einem kompletten Spendersortiment auch hecklisten zur Spenderplatzierung und Reminder für den Arbeitsplatz bietet.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren HARTMANN-Berater.



	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Eurodispenser Safety plus</b>				
für 500 ml-BODE Flaschen	1 Stück	981 467	14140207	1
für 1000 ml-BODE Flaschen	1 Stück	981 468	14140213	1
<b>Einmal-Pumpe mit langem Auslauf</b>				
für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981 602	14027652	200
für 1000 ml-BODE Flaschen	1 Stück	981 603	14027669	200

Pflichttexte gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG)

**Sterillium med:** *Wirkstoff:* Ethanol. *Zusammensetzung:* 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Ethanol 99 % 85,0 g, *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leicht-entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

PAUL HARTMANN AG  
P.O. Box 14 20  
Germany

Telephone +49 7321 36-0  
Fax +49 7321 36-3636  
info@hartmann.info

www.hartmann.info



Gesundheit ist  
unser Antrieb

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban