



## UNIGLOVES EXPERT PLUS®

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER
--------	---------------

6.0	1260
-----	------


6.5	1265
-----	------

7.0	1270
-----	------

7.5	1275
-----	------

8.0	1280
-----	------

8.5	1285
-----	------



## EIGENSCHAFTEN

<b>MATERIAL</b>	<i>Latex</i>
<b>FARBE</b>	<i>naturlatex</i>
<b>LÄNGE</b>	<i>295 mm</i>
<b>GRÖSSE</b>	<i>XS (5,0 - 6,0), S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0)</i>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<i>steril, anatomische Passform, mikrogeraute Handfläche, paarweise verpackt, puderfrei, Rollrand</i>
<b>AQL</b>	<i>1.5</i>

**NORMEN HANDSCHUHE** EN 455, T. 1-4, CE

**VERPACKUNGSGEHALT** Box à 50 Paar

**VERSANDEINHEIT** 4 Boxen

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban