

3M

Filtek™

**Supreme XTE
Universal Composite**



600.000.000
Füllungen weltweit.



Immer wieder schön

Ihre Wunschalette an Gestaltungsmöglichkeiten.

Wenn es um ästhetische Ergebnisse mit natürlicher Optik geht, ist Filtek Supreme XTE unübertroffen. Ob Sie Facharzt in ästhetischer Zahnmedizin sind oder nur in besonderen Fällen die Schichttechnik anwenden – wir haben Ihre Traumpalette.


Mit 36 Farben und 4 Opazitäten ermöglicht Ihnen Filtek Supreme XTE lebensechte Restaurationen, die sich praktisch nicht von der natürlichen Zahnfarbe unterscheiden.



Frontzahnrestaurations in Schichttechnik (A3D, A3, 5B, A1E).

Prof. Dr. Gabriel Krastl, Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Universität Würzburg, Deutschland

Vier Opazitäten:



Kapseln und Spritzen sind nach Opazität kodiert – die jeweilige Farbe ist lesbar auf den Etiketten angegeben.

Glanzbeständigkeit – eine Eigenschaft, die Sie sehen können.

Der Glanz direkt nach der Politur ist bei den meisten Kompositen sehr beeindruckend. Was passiert aber im Laufe der Zeit? Dank der Nanofüllertechnologie behält Filtek Supreme XTE seinen Glanz länger als andere Füllungsmaterialien.



Glanz, den Sie sehen können: Die Fotos zeigen die Glanzbeständigkeit von Filtek Supreme XTE im Vergleich zu führenden Wettbewerbern nach der Simulation von 6.000 Zahnbürsten-Zyklen.

Kinderleicht

Wenn Sie es gern einfach halten, werden Sie es lieben.

Die meisten Restaurationen werden mit nur einer von acht „Startklar“ Body-Farben angefertigt. Mit Filtek Supreme XTE ist es tatsächlich möglich, in einer einfachen Einfarbtechnik natürlich aussehende Restaurationen zu erstellen.

Zahnärzte weltweit loben die Art und Weise, in der sich Filtek Restaurationen in die vorhandene Zahnschubstanz eingliedern. In Kombination mit dem beeindruckenden Oberflächenglanz lassen sich so auch anspruchsvollste Patientenerwartungen erfüllen.

8 „Startklar“ Body- Farben

Die Filtek Farben entsprechen dem VITA Farbschlüssel. Eine A2 ist eine A2, sodass die ästhetischen Endergebnisse vorhersehbar sind.



Zahnärzte bewerten die Handhabung als „ideal“.

Im Anwendungstest von Filtek Supreme XTE haben Teilnehmer die Viskosität, Klebrigkeit, das Anfließverhalten und die Modellierbarkeit mit „ideal“ bewertet.



Einfach stark... in allen Fällen

Nicht nur schön, sondern auch leistungsfähig.

Stellen Sie sich vor, wie viel effizienter Ihr Praxisalltag wäre, wenn Sie mit nur einem Komposit alle klinischen Situationen abdecken könnten.



Austausch einer Amalgamfüllung im Seitenzahnbereich mit Filtek Supreme XTE.

Fotos: Dr. Grant Chyz.

Resistent gegen Abrasion.

Im In-vitro-3-Körper-Abrasionstest hat Filtek Supreme XTE die niedrigste Verschleißrate unter allen getesteten Kompositen.

Quelle: 3M, interne Untersuchungen. Daten auf Anfrage bei 3M Deutschland GmbH erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.




3-Körper-Abrasion

Stark.


Die Biegefestigkeit von Filtek Supreme XTE ist höher als die von Tetric EvoCeram und vergleichbar mit der Biegefestigkeit anderer führender Komposite.

Quelle: 3M, interne Untersuchungen. Daten auf Anfrage bei 3M Deutschland GmbH erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.




Biegefestigkeit

Übliche Verschleißrate



Biegefestigkeit




ECHTE 3M Nanofüller-Technologie: das Geheimnis hinter der Glanzbeständigkeit.

100-prozentige Nanofüller-Technologie sorgt für die homogene Verteilung der Füllpartikel. In einem patentierten, aufbauenden Verfahren werden einzigartige Nanocluster gebildet – ganz ohne Schleifprozess. Im Gegensatz dazu weisen die meisten anderen Komposite – einschließlich Mikro- und Nanohybride – größere Partikel auf, die bei Abrasion zu einer deutlichen Rauigkeit führen.

Der hohe Füllkörperanteil resultiert in exzellenten physikalischen Eigenschaften, wodurch sich Filtek Supreme XTE ideal für den Seitenzahnbereich eignet.

3M Filtek™ Supreme XTE Universal Nanocluster

Führender Wettbewerber



100.000-fache Vergrößerung eines Nanoclusters

600.000.000 Gründe für Ihr Vertrauen.

Erzielen Sie mit Filtek Supreme XTE unübertroffene Ästhetik und außerordentliche Festigkeit bei jeder Restauration – anterior oder posterior.

Wie es vom Weltmarktführer in der adhäsiven Füllungs-therapie zu erwarten ist, sorgt die patentierte 3M Nano-füllertechnologie für überlegene Glanzbeständigkeit und niedrige Abrasionswerte – damit Ihre Füllungen nicht nur gut aussehen, sondern auch lange halten.

Kein Wunder also, dass sich Zahnärzte weltweit auf Filtek Supreme XTE verlassen. Die Anzahl der gelegten Füllungen liegt mittlerweile bei über 600.000.000... und wächst ständig weiter.



3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit dem Komposit, das alles kann:

Egal ob in der Front oder im Seitenzahnbereich.
Egal welche Füllungsklasse.



Flexibilität auf die smarte Art.

Unübertroffene Ästhetik

- Exzellente Glanzbeständigkeit
- Große Auswahl an Farben und Opazitäten
- Natürliche Fluoreszenz

Einfache Anwendung

- Ausgezeichnete Handhabung
- Natürliche Ästhetik der Body-Farben für einfache Einfarb-Restaurationen
- Kapseln und Spritzen nach Opazität farbkodiert

Stark im Front- und Seitenzahnbereich

- Niedrige Abrasion
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit

Schichten ist einfach! Wenn Sie die Vorteile einer Mehrfarbtechnik nutzen und z. B. die Zweifarbtechnik ausprobieren möchten, hilft Ihnen das 3M Farbrad bei der Wahl der geeigneten Farben. Es ist in jedem mehrfarbigen Kit enthalten.



Bestellinformation

Die 8 „Startklar“ Body-Farben für die einfache Einschichttechnik sind hervorgehoben.

Art.-Nr.	Produktinformationen
4911S	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Einfarb-Intro Kit – Kapsel 40 Kapseln à 0,2g, jeweils 20 mit den Body-Farben A2 und A3; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung
4910S	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Einfarb-Intro Kit – Spritze 4 Spritzen à 3g, jeweils 2 mit den Body-Farben A2 und A3; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung
4911D	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Zweifarb-Intro Kit – Kapsel 40 Kapseln à 0,2 g, jeweils 10 mit den Dentin-Farben A3 und A4 sowie den Schmelz-Farben A2 und A3; 1 Farbrad; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung
4910D	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Zweifarb-Intro Kit – Spritze 4 Spritzen à 3 g, jeweils 1 mit den Dentin-Farben A3 und A4 sowie den Schmelz-Farben A2 und A3; 1 Farbrad; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung
4911P	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Professional Kit – Kapsel 160 Kapseln à 0,2 g in wiederverwendbarer Kunststoffbox: jeweils 10 mit den Dentin-Farben: A2, A3, A4 jeweils 20 mit den Body-Farben: A2, A3, A3.5, A4 jeweils 10 mit den Schmelz-Farben: A1, A2, A3, W jeweils 10 mit der Transluzenz-Farbe: AT 1 Farbrad; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung
4910P	3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite Professional Kit – Spritze 12 Spritzen à 3 g mit: Dentin-Farben: A2, A3, A4 Body-Farben: A2, A3, A3.5, A4 Schmelz-Farben: A1, A2, A3, W Transluzenz-Farbe: AT 1 Farbrad; Technische Anleitung; Gebrauchsanweisung

REFILLS – 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite

Refill	Art.-Nr.	Art.-Nr.
BODY-FARBEN		
A1B	4910A1B	4911A1B
A2B	4910A2B	4911A2B
A3B	4910A3B	4911A3B
A3.5B	4910A3.5B	4911A3.5B
B1B	4910B1B	4911B1B
B2B	4910B2B	4911B2B
C1B	4910C1B	4911C1B
C2B	4910C2B	4911C2B
A4B	4910A4B	4911A4B
A6B	4910A6B	4911A6B
B3B	4910B3B	4911B3B
B5B	4910B5B	4911B5B
C3B	4910C3B	4911C3B
D2B	4910D2B	4911D2B
D3B	4910D3B	4911D3B
WB (weiß)	4910WB	4911WB
XWB (extra weiß)	4910XWB	4911XWB
DENTIN-FARBEN		
A1D	4910A1D	4911A1D
A2D	4910A2D	4911A2D
A3D	4910A3D	4911A3D
A4D	4910A4D	4911A4D
B3D	4910B3D	4911B3D
C4D	4910C4D	4911C4D
WD (weiß)	4910WD	4911WD
SCHMELZ-FARBEN		
A1E	4910A1E	4911A1E
A2E	4910A2E	4911A2E
A3E	4910A3E	4911A3E
B1E	4910B1E	4911B1E
B2E	4910B2E	4911B2E
D2E	4910D2E	4911D2E
WE (weiß)	4910WE	4911WE
XWE (extra weiß)	4910XWE	4911XWE
TRANSLUZENZ-FARBEN		
Clear	4910CT	4911CT
Blue	4910BT	4911BT
Gray	4910GT	4911GT
Amber	4910AT	4911AT

Die 8 „Startklar“ Body-Farben

Spritzen-Refill Packungen: 1 Spritze à 3 g

Kapsel-Refill Packungen: Dentin-, Schmelz- und Transluzenz-Farben-Refills enthalten 10 Kapseln à 0,2g; Body-Farben-Refills enthalten 20 Kapseln à 0,2g; Gebrauchsanweisung.



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/oralcare

3M Schweiz GmbH
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon

Telefon: (044) 7249331
Telefax: (044) 7249238
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/oralcare

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Telefon: (01) 86686434
Telefax: (01) 86686330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/oralcare

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban