



Nachfüllpackungen siehe Rückseite

Approximale Finier- und Konturierstreifen für aerosolfreies Stripping und Kompositnachbearbeitung

FitStrips sind eine komplette Linie von interproximalen Finier- und Konturierstreifen des Unternehmens, das enge interproximale Kontakte erfunden hat, Garrison Dental Solutions.

Mach die Drehung!

Drehen Sie das farbcodierte Rad, um die Krümmung von FitStrip™ einzustellen, und er wird automatisch an Ort und Stelle arretiert - gebogen für die Endbearbeitung oder gerade für ASR (approximale Schmelzreduktion). Einfacher geht es nicht!



Von grob nach fein

1. Mittlere Körnung für schnelle Entfernung
2. Feine Körnung glättet die Oberfläche.
3. Superfeine Streifen geben den Feinschliff.

Bereit für einen Marathon!

FitStrips sind sehr haltbar und langlebig. Sie bleiben auch nach mehreren Autoklavierzyklen scharf und einsatzbereit.


Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

Starter Set zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm
2 gezackte FitStrips, 2 Griffe
4 einseitig beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)
4 doppelt beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

Universal Set für ASR (approximale Schmelzreduktion)-Messung und Finieren/Polieren
1 ASR-Messlehre, 2 Griffe
4 einseitig beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)
6 doppelt beschichtet
(je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

Ein praktischer Griff!

Der einfache, aufsteckbare Handgriff von FitStrip macht sowohl für den Anwender als auch für den Patienten einen großen Unterschied.



NEU! Subgingivale Trimmer

- Nicht-abrasive Sicherheitszone schützt den Kontaktbereich
- Superdünn - nur 0,05 mm!
- Rutscht leicht und sicher zwischen die Zähne



Scannen Sie einfach den QR-Code, um sich u.a. die subgingivalen Trimmer im Onlinekatalog anzuschauen.



Nachfüllpackungen

Super fein
15 Micron



10 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS
0,08 mm dünn

10 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS
0,11 mm dünn

4 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS-4
0,08 mm dünn

4 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS-4
0,11 mm dünn

Fein
30 Micron



FPSFSS
0,10 mm dünn

FPSFDS
0,15 mm dünn

FPSFSS-4
0,10 mm dünn

FPSFDS-4
0,15 mm dünn

Medium
46 Micron



FPSMSS
0,13 mm dünn

FPSMDS
0,21 mm dünn

FPSMSS-4
0,13 mm dünn

FPSMDS-4
0,21 mm dünn

Grob
90 Micron



FPSCSS
0,18 mm dünn

FPSCDS
0,30 mm dünn

FPSCSS-4
0,18 mm dünn

FPSCDS-4
0,30 mm dünn

Medium
46 Micron



-

FPSTMS
0,40 mm dünn

-

FPSTMS-4
0,40 mm dünn

Medium
46 Micron



-

FPSXTMS
0,50 mm dünn

-

FPSXTMS-4
0,50 mm dünn

Säge, gezackt
unbeschichtet



FPSSAW
10x Säge 0,05 mm dünn

FPSSAW-4
4x Säge 0,05 mm dünn

NEU Subgingival

Super fein
15 Micron



FPSGXFSS
0,08 mm dünn

-

FPSGXFSS-4
0,08 mm dünn

-

NEU Subgingival

Fein
30 Micron



FPSGFSS
0,10 mm dünn

-

FPSGFSS-4
0,10 mm dünn

-

NEU Subgingival

Medium
46 Micron



FPSGMSS
0,13 mm dünn

-

FPSGMSS-4
0,13 mm dünn

-

FitStrip Ersatz-Griffe

2 Stück
Art.-Nr. FPSHANDLE-2



ASR-Messlehre

in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm)
Art.-Nr. FPSGAUGE



Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0)2451 971-409
Fax +49 (0)2451 971-410
E-Mail: info@garrisdental.net
Web: www.garrisdental.com

Garrison
Dental Solutions



Composi-Tight 3DFusion™

Teilmatrixsystem für Klasse II Kavitäten



Approximale Finier- und Konturierstreifen



Garrison
Dental Solutions

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Das Teilmatrizensystem für alle Klasse II Kavitäten



Testen ohne Risiko
mit der **60-Tage-Geld-zurück-Garantie!**¹



FX-KFF-00

Preis pro Klasse II Anwendung: 1,80 €


Inhalt: Beste Ergebnisse bei der Verwendung aller Komponenten!



Warum sollten Sie ein Teilmatrizensystem verwenden?

System im Tofflemire-Stil

- ⊗ Approximale Anatomie kann nicht hergestellt werden
- ⊗ Geringer Kontakt an der Randleiste
- ⊗ Große "Essensfälle"
- ⊗ Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung



Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem

- ✓ Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- ✓ Bänder mit ausgeprägter Krümmung orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- ✓ Anatomisch korrekte Kontakte
- ✓ Kontakte auf der richtigen Höhe
- ✓ Benutzerfreundliches System
- ✓ Keine Nachbearbeitung notwendig

Composi-Tight® 3D Fusion™

2008 - 2016


Neu seit 2017



Für kurze, schiefstehende Zähne
Hält auf Kofferdam
Hohe Separationskraft, identisch wie die des orangen Rings
Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)



Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
Besonders starke Separierkraft sorgt für feste Kontaktpunkte
Hohe Ringfüße schließen perfekt mit der Randleiste ab
Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)



Zuvor nicht verfügbar.

Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
Große Silikonbacken drücken Matrizenband nicht ein
Separationskraft liegt im unteren Bereich
Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)

Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring Set
(1x grün, 1x orange, 1x blau)
Art.Nr. FXR01 (3 Stück/Pack)



Full Curve Antihaft Matrizenbänder

Ihr Teilmatrizenband - passt sich jeder Zahnform an!

Full Curve Matrizenbänder legen sich weiter um den Zahn - perfekt für große Kavitäten!

Einfache Platzierung: die Krümmung erhöht die Stabilität der Bänder; gleichzeitig sind sie ultradünn und trotzdem formbar.

Einfaches Entfernen dank Slick Bands™ Antihaft-Beschichtung und praktischer Greifflasche.



	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
0,038 mm dünn					
Höhe	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Artikel Nr.	FX100	FX150	FX175	FX200	FX300
Inhalt	100 / Pck.	60 / Pck.	100 / Pck.	100 / Pck.	60 / Pck.


Composi-Tight® 3D Fusion™

Ultra Adaptive Wedges

Die Kombination des bewährten Soft-Face™ Materials und einem festen inneren Kern schafft einen Keil, der wirklich funktioniert. Jedes Mal.



- Art.-Nr. Inhalt**
- FXK4** **Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 400 Keilen,**
je 100 ultrafein, klein, mittel und groß
- FXK4-M** **Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile Kit mit 200 Keilen,**
je 50 ultrafein, klein, mittel und groß



Perfekte Abdichtung ohne herauszurutschen

- Art. Nr. Inhalt**
- FXYL 100 / Pck.** **FXBL 100 / Pck.** **FXOR 100 / Pck.** **FXGR 100 / Pck.**

Menge	Artikelnummer / Beschreibung	Preis
		Praxis:
		Straße, Nr.
		PLZ / Ort
		Telefon
		Depot
		Unterschrift
Gesamt		

*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrisdental.net
www.garrisdental.com



Fax-Antwort an 02451 971 410
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

¹Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.
*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban