

# Approximale Finier- und Konturierstreifen



FPSK01

**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.  
**Starter Set** zum Finieren, Polieren und ASR (approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm  
 2 gezackte FitStrips, 2 Griffe  
 4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)  
 4 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

FPSK01

„Interproximale Feinbearbeitung und Politur ist ein Muss, wenn es um die Restauration einer Klasse II, III oder IV geht. Allerdings ist es oft schwierig, dies zu erreichen. Das neue FitStrip™-Set von Garrison ist ideal für die interproximale Trimmung (auch leichte kieferorthopädische IPR) und die Komposit-Veredelung.“  
 Dr. Howard S. Glazer, DDS FAGD Fort Lee, NJ



# Fit Strip™

Approximale Finier- und Konturierstreifen für aerosolfreies Stripping und Kompositnachbearbeitung

NEU Subgingivale Finier- & Polierstreifen

# Perfekt gerüstet für ASR

**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

**NEU Universal Set** für ASR (approximale Schmelzreduktion)-Messung und Finieren/Polieren  
 1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

4 einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)  
 6 doppelt beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

FPSK04

**NEU ASR Set** für approximale Schmelzreduktion bis 0,50 mm  
 1 ASR-Messlehre, 2 Griffe

10 doppelt beschichtet (je 2x fein/gelb 0,11 mm, medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm, medium/weiß 0,40 mm, medium/schwarz 0,50 mm)

FPSK05



FPSK04



## ASR - Approximale Schmelzreduktion

Mit dem FitStrip™-System von Garrison wird die approximale Schmelzreduktion dank des Designs unseres patentierten, auswechselbaren Griffs verblüffend einfach und schnell. Der Griff ermöglicht es Ihnen, statt im Mundraum von außen zu arbeiten. So wird die Behandlung für die Patienten angenehmer. Durch Drehen am Einstellrad können Sie den Streifen anpassen und ihn je nach Bedarf anziehen oder lockern. Dadurch kann der Zahnarzt mit minimalem Zeit- und Kraftaufwand und ohne übermäßige Belastung der Muskulatur im Approximalbereich konturieren und finieren.

Durch Anziehen des Einstellrads wird der Streifen steif und kann dann zur Bearbeitung der Zahnkontaktflächen eingesetzt werden. Wird das Rad gelockert, bildet der Streifen eine Kurve, die es Ihnen ermöglicht, Ihre jeweilige Konturierung fertigzustellen.



**NEU! Online Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell**  
 Scannen Sie einfach den QR-Code!

# NEU! Subgingivale Trimmer



FPSK08

**Sets** Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.

**NEU Subgingivales Finieren/Polieren Set** (alle subgingivalen Streifen sind einseitig beschichtet)  
 1 gezackter FitStrip, 2 Griffe

3 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm  
 3 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm  
 3 subgingivale FitStrips medium/blau 0,13 mm

FPSK07

**NEU Subgingivales und reguläres Finieren/Polieren Set** (alle Streifen sind einseitig beschichtet)  
 1 gezackter FitStrip, 2 Griffe

2 subgingivale FitStrips super fein/gelb 0,08 mm  
 2 subgingivale FitStrips fein/rot 0,10 mm  
 1 subgingivale FitStrip medium/blau 0,13 mm  
 4 reguläre FitStrips einseitig beschichtet (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)

FPSK08



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jeffery Rosenberg, Philadelphia, PA



Scannen Sie einfach den QR-Code, um sich ein Anwendungstutorial anzusehen!

**Garrison**  
 Dental Solutions



**Garrison**  
 Dental Solutions

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

# Wählen Sie Ihr Set!

- Super fein (15 Micron)
- Fein (30 Micron)
- Medium (46 Micron)
- Grob (90 Micron)
- Medium (46 Micron)
- Medium (46 Micron)
- Gezackt (Säge)

## FPSK01 - Starter Set ●●●●●

- 4 Streifen einseitig beschichtet, 4 Streifen beidseitig beschichtet
- Polieren von Kompositrestaurationen + Kontaktreduktion
- Abtragen + kleine Korrekturen
- Kompositüberhänge abtragen bei Brücken und Kronen
- 2 Sägen im Set enthalten

## FPSK04 - NEU Universal Set ●●●●●●

- NEU! Mit ASR-Messlehre in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm) für eine genaue Reduzierung. Auch einzeln bestellbar (Art.Nr. FPSGAUGE).
- 4 Streifen einseitig beschichtet, 6 Streifen beidseitig beschichtet
- Mit FitStrips in den Größen 0,40 mm und 0,50 mm für maximale Reduktion
- Keine Sägen im Set enthalten

## FPSK05 - NEU ASR Set ●●●●●

- NEU! Mit ASR-Messlehre in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm) für eine genaue Reduzierung. Auch einzeln bestellbar (Art.Nr. FPSGAUGE).
- 10 Streifen beidseitig beschichtet
- Mit FitStrips in den Größen 0,40 mm und 0,50 mm für maximale Reduktion
- Optimal für IPR an mehreren Zähnen, da nur beidseitig beschichtete FitStrips im Set enthalten sind
- Optimal zur Aligner-Therapie
- Keine Sägen im Set enthalten

## FPSK07 - NEU Subgingivales Finieren/Polieren Set ●●●●

- In diesem Set sind nur subgingivale FitStrips (9 Stk.) enthalten
- Alle subgingivalen Streifen sind einseitig beschichtet
- Optimal zur Entfernung von Kompositüberhängen / überschüssigem Befestigungsmaterial für Kronen und Brücken
- 1 Säge im Set enthalten

## FPSK08 - NEU Subgingivales und reguläres Finieren/Polieren Set ●●●●●

- In diesem Set sind reguläre FitStrips (4 Stk.) und subgingivale FitStrips (5 Stk.) enthalten
- Alle Streifen in diesem Set sind einseitig beschichtet (zum subgingivalen Finieren und Polieren)
- Optimal zur Bearbeitung einzelner Zähne (regulär und subgingival)
- 1 Säge im Set enthalten

### Praxistipp für Kompositrestaurationen

Verwenden Sie die graue Säge zum Öffnen besonders enger Kontakte. Alle Garrison-Bänder lassen sich dann problemlos einsetzen.

Art.-Nr. FitStrip™-Set	ASR bis 0,3 mm	ASR bis 0,5 mm	ASR-Messlehre enthalten	Säge enthalten	Komposit konturieren	Subgingivale Anwendung	2 Griffe enthalten
FPSK01	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
FPSK04	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
FPSK05	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
FPSK07	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓
FPSK08	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓



### Nachfüllpackungen

Super fein  
15 Micron



10 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS  
0,08 mm dünn

10 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS  
0,11 mm dünn

4 Streifen einseitig beschichtet

FPSXFSS-4  
0,08 mm dünn

4 Streifen doppelt beschichtet

FPSXFDS-4  
0,11 mm dünn

Fein  
30 Micron



FPSFSS  
0,10 mm dünn

FPSFDS  
0,15 mm dünn

FPSFSS-4  
0,10 mm dünn

FPSFDS-4  
0,15 mm dünn

Medium  
46 Micron



FPSMSS  
0,13 mm dünn

FPSMDS  
0,21 mm dünn

FPSMSS-4  
0,13 mm dünn

FPSMDS-4  
0,21 mm dünn

Grob  
90 Micron



FPSCSS  
0,18 mm dünn

FPSCDS  
0,30 mm dünn

FPSCSS-4  
0,18 mm dünn

FPSCDS-4  
0,30 mm dünn

Medium  
46 Micron



–

FPSTMS  
0,40 mm dünn

–

FPSTMS-4  
0,40 mm dünn

Medium  
46 Micron



–

FPSXTMS  
0,50 mm dünn

–

FPSXTMS-4  
0,50 mm dünn

Gezackt



FPSSAW  
10x Säge 0,05 mm dünn

FPSSAW-4  
5x Säge 0,05 mm dünn

### NEU Subgingival

Super fein  
15 Micron



FPSGXFSS  
0,08 mm dünn

–

FPSGXFSS-4  
0,08 mm dünn

–

### NEU Subgingival

Fein  
30 Micron



FPSGFSS  
0,10 mm dünn

–

FPSGFSS-4  
0,10 mm dünn

–

### NEU Subgingival

Medium  
46 Micron



FPSGMSS  
0,13 mm dünn

–

FPSGMSS-4  
0,13 mm dünn

–

### FitStrip Ersatz-Griffe

2 Stück  
Art.-Nr. FPSHANDLE-2



### ASR-Messlehre

in 6 Stärken (0,1 - 0,6 mm)  
Art.-Nr. FPSGAUGE



\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

FitStrips sind eine komplette Linie von interproximalen Finier- und Konturierstreifen des Unternehmens, das enge interproximale Kontakte erfunden hat, Garrison Dental Solutions.



### Mach die Drehung!

Drehen Sie den farbcodierten Korpus, um die Krümmung von FitStrip™ einzustellen, und er wird automatisch an Ort und Stelle arretiert - gebogen für die Endbearbeitung oder direkt für IPR. Einfacher geht es nicht!




### Ein praktischer Griff!

Der einzigartige, abnehmbare Griff von FitStrip wurde verbessert! Er ist noch einfacher anzubringen (oder zu entfernen) und macht den Unterschied zwischen der Benutzerfreundlichkeit des Klinikers und dem Patientenkomfort aus. Ihre Hand bleibt außerhalb des Mundes, bietet ein klares Sichtfeld und eine einfachere Bedienung.

### Bereit für einen Marathon!

FitStrips sind sehr belastbar und langlebig. Sie bleiben auch nach mehreren Autoklavierzyklen scharf und einsatzbereit.



### NEU! Subgingivale Trimmer

- Nicht-abrasive Sicherheitszone schützt den Kontaktbereich
- Superdünn - nur 0,05 mm!
- Rutscht leicht und sicher zwischen die Zähne

### FitStrip™ vereinfacht Ihre Abläufe!

- Kieferorthopädie: Das erste wirklich komplette Zahnreduktionsset für ASR - approximale Schmelzreduktion, komplett aerosolfrei.
- Komposit-Restaurationen: Konturierung/Finish aller Interproximalflächen
- Krone und Brücke: Zement entfernen

Menge	Artikelnummer / Beschreibung	Preis
		Praxis:
		Straße, Nr.
		Plz. / Ort.
		Telefon
		Depot
		Unterschrift
		Gesamt

\*Gültig bis zum 31.12.2022 oder solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Garrison Dental Solutions • Carlstraße 50  
D-52531 Übach-Palenberg • info@garrisondental.net  
www.garrisondental.com



Fax-Antwort an 02451 971 410  
Sie erreichen uns telefonisch unter 02451 971 409

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban