

# Futurabond® M+

UNIVERSAL-ADHÄSIV



# Futurabond® M+

## JEDER TROPFEN EIN GEWINN

### Ein Bonding, das in jeder Situation das richtige ist:

Futurabond M+ vereint in nur einer Flasche alles, was ein Zahnarzt von einem Adhäsiv erwartet und wofür sonst verschiedenste Präparate benötigt werden. Es ermöglicht tatsächlich universelles, schnelles und qualitativ hochwertiges Arbeiten. Wissenschaftliche Messungen zeigen sehr gute Haftwerte von Futurabond M+ an Schmelz und Dentin und belegen damit höchste Zuverlässigkeit in dem breitesten Anwendungsgebiet eines Adhäsivs. Aber auch an diversen anderen Materialien wie Zirkoniumoxid-Substraten werden dem universellen Einflaschen-Adhäsiv bereits exzellente Haftwerte attestiert. Verlangten bisher spezielle Indikationen

wie beispielsweise die intraorale Reparatur von Vollkeramikrestorationen den Einsatz eines zusätzlichen Primers, werden allein mit Futurabond M+ jetzt nachweislich ebenbürtige oder sogar bessere Ergebnisse erzielt.

Als Abrundung der universellen Einsetzbarkeit gestattet Futurabond M+ jedem Anwender frei zu entscheiden, ob er die Zahnhartsubstanz vorab mit Phosphorsäure konditionieren möchte oder nicht. Denn dank einer neu eingesetzten Monomertechnologie ist ein Überätzen des Dentins ausgeschlossen, postoperative Sensitivitäten können so sicher verhindert werden.

### Freie Wahl der Ätztechnik:

- Self-Etch ✓
- Selective-Etch ✓
- Total-Etch ✓

Für **direkte und indirekte** Restaurationen mit allen licht-, selbst- und dualhärtenden Composites auf Methacrylatbasis.\*

Optimale Benetzungseigenschaften sorgen für **sichere Versiegelung** der Dentintubuli – keine postoperativen Sensitivitäten.

Für **intraorale Reparaturen** von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestorationen.

In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur **35 Sekunden**.

Genügend Inhalt für mehr als **250 Anwendungen**.




\* Bei selbst- und dualhärtenden Composites in Verbindung mit Futurabond M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung)


# Futurabond® M+

FLEXIBEL UND ZUVERLÄSSIG

## Direkte Restauration



## Reparatur von Vollkeramikrestorationen



# Futurabond® M+

## UNIVERSAL-ADHÄSIV

### Indikationen

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen lichthärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

### In Verbindung mit Futurabond® M+ DCA (Aktivator für Dualhärtung)

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites

### Vorteile

- Mit und ohne Phosphorsäure-Ätzschritt einsetzbar
- Hervorragend geeignet für direkte und indirekte Restaurationen
- Haftet sicher an diversen Materialien wie Metallen, Zirkon- und Aluminiumoxid sowie Silikatkeramik ohne zusätzlichen Primer
- In einer Schicht aufzutragen – schnelles Arbeiten in nur 35 Sekunden

### Handelsformen

REF 1519	Einzelflasche 5 ml
REF 1515	Flasche 5 ml, Zubehör
REF 1516	Flasche 3 × 5 ml
REF 1518	Futurabond M+ DCA – Flasche 2 ml
REF 2246	Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.
REF 2247	Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.
REF 2315	Anmischpaletten, 20 Stk.



VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
www.voco.dental

**VOCO-Kundenservice**  
Tel.: +49 (0) 4721-719-1111  
Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
service@voco.de

Zu beziehen durch:

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban