




# VOCO SINGLE DOSE

EINFACH. SCHNELL. HYGIENISCH


## MEHR SCHUTZ FÜR SIE, IHR TEAM UND IHRE PATIENTEN

Ein konsequentes und lückenloses Hygienemanagement ist in jeder Praxis das A und O. Ein Maximum an Ordnung und Sauberkeit dient nicht nur dem Schutz Ihres Praxisteam und Ihrer Patienten, gleichzeitig ist die absolute Einhaltung aller Vorgaben die Visitenkarte einer jeden Praxis. Neben der Umsetzung aller klassischen Maßnahmen können Sie auch mit der richtigen Auswahl dazu beitragen die Hygienestandards von Produkten und Verpackungen weiter zu steigern.

Zum Beispiel mit der *SingleDose* von VOCO. Produkte in der handlichen *SingleDose* sind für jeweils eine einzige Anwendung konzipiert – so bekommt jeder Ihrer Patienten sein ganz eigenes Präparat. Drittkontakte und weitere Kontaminationsmöglichkeiten werden so auf einfachem Wege unterbunden.

### Die Vorteile der *SingleDose* auf einen Blick

#### EINFACH.



- ✓ Einfaches Handling
- ✓ Optimal abgestimmte Menge für die Einzelbehandlung – keine Materialverschwendung
- ✓ Vermeidung von Anwendungsfehlern (bspw. Dosierungs- und Mischfehler)
- ✓ Keine zusätzliche Halterung notwendig\*

#### SCHNELL.



- ✓ Schnell zu applizieren
- ✓ Kürzere Behandlungszeit

#### HYGIENISCH.



- ✓ Optimaler Schutz für Sie, Ihre Mitarbeiter und Patienten
- ✓ Immer zu 100 % frisches Material
- ✓ Vermeidung von Kreuzkontaminationen, da für jeden Patienten ein neues Blister bzw. Cap verwendet wird

VOCO bietet Ihnen eine Vielzahl an Produkten aus verschiedenen Indikationsbereichen in der *SingleDose* an und unterstützt Sie somit, Ihr Hygienemanagement ideal aufzustellen – zum Wohle von Behandler und Patient.

\*Caps ausgenommen

## CleanJoy®

### Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken

#### Indikationen

Entfernung oberflächlicher, weicher und harter Zahnbeläge

Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z. B. Kaffee-, Tee- bzw. Tabakbeläge)

Politur von Zahnoberflächen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung, vor dem Bleichen und nach dem Entfernen von KFO-Geräten

Reinigung und Politur von Füllungen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung

Entfernen von Resten von temporärem Befestigungsmaterial vor dem definitiven Einkleben (Zementieren)

#### Produktvorteile

- In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbar
- Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar
- Enthält neben Fluorid (700 ppm) auch Xylitol
- Die grüne Polierpaste ist sogar zur Pflege von Implantaten geeignet
- Politur auch nach dem Einsatz von Pulverstrahlgeräten geeignet



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| REF 2098 | SingleDose 200 × 2 g grob (rot)    |
| REF 2097 | SingleDose 200 × 2 g mittel (gelb) |
| REF 2096 | SingleDose 200 × 2 g fein (grün)   |

## Bifluorid 10®

### Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten

#### Indikationen

Behandlung aller Überempfindlichkeiten (Dentinhypersensibilität), zum Beispiel

– der Zahnhäule und Kronenränder

– nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung

– von Zahnflächen nach dem Be- und Einschleifen

– bei abgenutzten Kauflächen und Klammerzähnen

– nach Verletzungen des Zahnschmelzes (Frakturierungen, Absplitterungen)

– als Dentinschutz / Unterfüllung unter Amalgamfüllungen

– Versiegelung von Kavitätenrändern nach dem Legen von Füllungen, insbesondere wenn die Ätztechnik angewendet wurde

#### Produktvorteile

- Bildung einer Schutzschicht gegen thermische und mechanische Einflüsse
- Sofort desensibilisierend
- Transparent
- Spezielle Lackgrundlage verstärkt Langzeiteffekt und Tiefenfluoridierung
- Bleaching kompatibel, Verringerung der Sensitivität, ohne die Bleachingbehandlung zu behindern



|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| REF 1618 | SingleDose 50 Stk., Zubehör                              |
| REF 1619 | SingleDose 200 Stk., Zubehör                             |
| REF 2338 | Pinselhalter für VOCO Einwegpinsel und Micro Tim, 5 Stk. |
| REF 2249 | Micro Tim, Applikationsstifte, 100 Stk.                  |
| REF 2252 | Pele Tim, Gr. 1, 3.000 × ø 4 mm                          |

## VOCO Profluorid® Varnish

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF)

### Indikationen

Behandlung von hypersensiblen Zähnen  
Behandlung von empfindlichen  
Wurzeloberflächen



### Produktvorteile


- Feuchtigkeitstolerant
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF  $\triangleq$  22.600 ppm Fluorid)
- In sechs Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche, Karamell, Bubble Gum und Cola Lime
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig
- Ideal zur Behandlung der Zahnhälse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung
- Optimal bei Vorliegen einer MIH



### SingleDose

| Geschmack            | 50 x 0,40 ml | 200 x 0,40 ml |
|----------------------|--------------|---------------|
| Melone               | REF 1269     | REF 1271      |
| Karamell             | REF 2226     | REF 2229      |
| Kirsche              | REF 2227     | REF 2230      |
| Minze                | REF 2228     | REF 2231      |
| Bubble Gum           | REF 2238     | REF 2239      |
| Cola Lime <b>NEU</b> | REF 2240     | REF 2241      |
| Geschmack            | 48 x 0,40 ml | 50 x 0,25 ml  |
| Melone               | –            | REF 1268      |
| Mixed                | REF 2225     | –             |

### Anwendung



### Meinung von Zahnärzten

Zahnärzte, die das Produkt anwenden, attestieren Profluorid Varnish durchweg gute Handling- und ästhetische Eigenschaften, wobei das Gros der Anwender sogar einen deutlichen Vorteil zu Wettbewerbsprodukten feststellt. Ebenso gut schneidet Profluorid Varnish im Votum der Patienten ab. Fast alle Befragten sind nach der Behandlung beschwerdefrei oder bestätigen eine deutliche Verbesserung. Profluorid Varnish: weit mehr als eine Frage des guten Geschmacks!

## Futurabond® U

### Dualhärtendes Universal-Adhäsiv

#### Indikationen

Direkte und indirekte Restaurationen mit allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis

Intraorale Reparatur von Füllungen, Keramikverblendungen und Vollkeramikrestaurationen ohne zusätzlichen Primer

Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Schutzlack für Glasionomer Zementfüllungen

Versiegelung von Kavitäten vor Amalgamrestaurationen und vor der temporären Befestigung

Befestigung von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Befestigungscomposites

#### Produktvorteile

- Ein Bond für alle Fälle! Sie benötigen kein weiteres Adhäsiv in Ihrer Praxis
- Herausragende Anwendungsvielfalt:
  - Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch
  - uneingeschränkt kompatibel mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites ohne zusätzlichen Aktivator
- In einer Schicht aufzutragen – gesamte Verarbeitungszeit nur 35 Sek.



|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF 1571 | <i>SingleDose</i> 50 Stk., Zubehör                                                            |
| REF 1572 | <i>SingleDose</i> 200 Stk., Zubehör                                                           |
| REF 1574 | <i>SingleDose</i> Testpackung ( <i>SingleDose</i> 20 Stk., Vococid Gel Spritze 2 ml, Zubehör) |
| REF 2246 | Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk.                           |
| REF 2247 | Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.                                                      |

## Futurabond® DC

### Dualhärtendes Self-Etch-Bond mit Nano-Füllern verstärkt

#### Indikationen

Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten

Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite- / Compomer- / ORMOCER®-Basis

Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen

Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden / selbsthärtenden

Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen

#### Produktvorteile

- Chemische Härtung für lichtunzugängliche Bereiche
- Futurabond DC erreicht ohne separates Ätzen der Zahnschubstanz die gleichen Haffteigenschaften wie Total-Etch-Präparate
- Feuchtigkeitstolerant
- Dauerhaft randdicht
- Einfache und schnelle Applikation – ausreichende Filmdicke für one-coat, one-cure Technik



|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| REF 1164 | <i>SingleDose</i> 50 Stk., Zubehör                                  |
| REF 1165 | <i>SingleDose</i> 200 Stk., Zubehör                                 |
| REF 2246 | Endo Tim, Applikationspinsel, zur Anwendung im Wurzelkanal, 50 Stk. |
| REF 2247 | Single Tim, Applikationspinsel, 100 Stk.                            |

# DIVERSE FÜLLUNGSMATERIALIEN

## ORMOCER CAPS



### Admira Fusion

#### Universelles Nano-Hybrid-ORMOCER® Füllungsmaterial



- Das weltweit erste rein keramisch basierte Füllungsmaterial, keine klassischen Monomere enthalten
- Mit Abstand niedrigste Polymerisationsschrumpfung (1,25 Vol.-%) und besonders niedriger Schrumpfstress im Vergleich zu allen herkömmlichen Füllungscomposites
- Inert, somit exzellent biokompatibel & extrem farbstabil
- Hervorragendes Handling, einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate
- Mit allen konventionellen Bondings kompatibel

**Weitere Produkte:** Admira Fusion x-tra

## GLASIONOMER CAPS



### Ionolux

#### Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial



- Keine Konditionierung der Zahnhartsubstanz erforderlich
- Auch für große Kavitäten geeignet
- Hervorragende Verarbeitungszeit – Abbindezeit individuell steuerbar durch Lichthärtung
- Klebt nicht am Instrument und lässt sich gut modellieren
- Füllen, polymersieren und ausarbeiten – kein Varnish notwendig

**Weitere Produkte:** IonoStar Plus / Molar, VOCO Ionofil Molar AC Quick

## COMPOSITE CAPS



### VisCalor bulk

#### Thermoviskoses Bulk-Fill Composite



- Durch Erwärmung ist das Material bei der Applikation fließfähig und wird anschließend sofort modellierbar (Thermo-Viscous-Technology)
- Optimales Anfließen an Ränder und unter sich gehende Bereiche
- 4 mm Bulk-Fill ohne Übersichten
- Luftblasenfreie Applikation
- Eine universelle und drei ästhetische Farben
- Schlanke Kanüle – ideal für schwer erreichbare Bereiche

**Weitere Produkte:** Amaris / Flow, Alfacom LC, Arabesk Flow, Grandio / Flow, GrandioSO / x-tra, Twinky Star, x-tra fil

## COMPOSITE FLOW CAPS



### GrandioSO Flow / Heavy Flow

#### Fließfähiges, universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial



##### GrandioSO Flow (mittelviskos)

- Hervorragendes Anfließverhalten mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände
- Universell einsetzbar
- Sicheres und punktgenaues applizieren

##### GrandioSO Heavy Flow (hochviskos)

- Erhöhte Standfestigkeit, d.h. kein unerwünschtes wegfließen
- Universell einsetzbar
- Bessere physik. Eigenschaften als bei diversen stopfbaren Materialien (Füllstoffgehalt 83 Gew.-%)

**Weitere Produkte:** x-tra base

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban