

# HU-FRIEDY® MEINUNGSBILDNER PROF. MORITZ KEBSCHULL

## INSTRUMENTENEMPFEHLUNG



### Moritz Keschull

**Prof. Dr. med. dent.,  
Dr. med. dent. habil., MBA**

Dr. Keschull ist Lehrstuhlinhaber für Restaurative Zahnheilkunde an der Universität von Birmingham in England sowie Adjunct Associate Professor an der Abteilung für Parodontologie (Direktor: Prof. Panos Papapanou) der Columbia University in New York.

Vor seiner Berufung nach England war er Oberarzt an der Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung & Präventive ZHK am Universitätsklinikum Bonn (Direktor: Prof. Søren Jepsen).

Nach Studium und Promotion an der WWU Münster postgraduale Ausbildung in parodontologischer/ oralchirurgischer Privatpraxis und in den USA, Fachzahnarzt und DG PARO-Spezialist® für Parodontologie. Habilitation in Bonn. Executive MBA der École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe). Referent auf nationaler und internationaler Ebene, Verfasser von über 50 Publikationen und Buchbeiträgen. Träger von mehr als 10 wissenschaftlichen Preisen, u.a. des Millerpreises, des Socransky Awards und des Gies Awards. Mitglied des Vorstands und Leitlinienbeauftragter der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie sowie einer der Hauptautoren der EFP S3 Leitlinie zur Parodontitistherapie.

“ Hu-Friedy bietet ein breites Angebot an sehr hochwertigen Instrumenten und gleichzeitig einen Top-Service und ein immer offenes Ohr für Ideen, Neuerungen und Verbesserungen. So können wir jeden Tag besser werden! ”

**MORITZ KEBSCHULL**

### KASSETTEN/ TUB FARBSHEMA

Ersetzen Sie in der Art.-Nr. die Spalte \_ mit der Nummer Ihrer Wunschfarbe.

Rot	●	0
Grau	●	1
Weiß	●	2
Orange	●	3
Lila	●	4
Gelb	●	5
Lavendel	●	6
Schwarz	●	7
Blau	●	8
Grün	●	9
Türkis	●	11



### IMECC12\_S

Container Kassette für  
16 Instrumente + 2 Clips für  
Scharnierinstrumente. Maße: 268 x 176 x 34 mm  
Mit Griff im Deckel und Filterauslassungen.  
(ohne Instrumente)

### WARUM HU-FRIEDY KASSETTEN?

Durch die standardisierten Abläufe des Instrumenten-Management-Systems (IMS™) sparen Sie Zeit in der Aufbereitung ihrer Instrumente und können so zusätzliche Erlöse generieren. Zahnärzte geben an, dass sie durch die Einführung des IMS 5-10 Minuten pro Behandlung einsparen, sodass dem Personal mehr Zeit für gewinnbringende Tätigkeiten zur Verfügung steht.\* Durch den sichereren Transport verschmutzter Instrumente wird das Verletzungsrisiko und der Kontakt mit durch Blut übertragenen Pathogenen reduziert.

\*Im Vergleich dazu, wenn die Instrumente einzeln dekontaminiert werden – basierend auf Marktstudienenergebnissen.


### INDINCOOM

DIN Container für  
max. 1 Container Kassette  
Maße: 312 x 190 x 50 mm



### IMCOM-SEAL

IMS™ Container Zubehör  
Verschlussplomben 100 St./Pkg.  
Blau M Version



### IMCO-FIL1M

Dauersterilisationsfilter (PTFE),  
Maße: 95 x 215 mm, 2 St./Pkg.,  
Für bis zu 1200 Anwendungen

Besuchen Sie uns auf [Hu-Friedy.de](http://Hu-Friedy.de)

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Hu-Friedy is now a proud member of

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice

5-0, 6-0, 7-0, 8-0



**NH5024R**

PermaSharp™ Nadelhalter Castroviejo #5024R  
gerade 18 cm, runder Griff



**TPSLCOSM**

Pinzette Mikro Cooley  
Gr #SinusLine, gerade, mod. 18 cm



**10-130-05E**

Skalpellklingenhalter #5E  
europäische Griffvariante



**SHDPV**

Skalpellklingenhalter  
Mikro, Gr #SinusLine



**10-256-15**

Skalpellklingen #15C  
100 St./Pkg.  
Verfalldatum



**10-255-15**

Skalpellklingen #15  
100 St./Pkg.  
Verfalldatum



**MB67**

Skalpellklingen Mini #67  
12 St./Pkg. steril



**MB69**

Skalpellklingen Mini #69  
12 St./Pkg. steril



**PPLABANCA6**

Raspatorium Labanca  
Gr #6



**C36/379**

Knochenmeissel #36/37  
Gr #9



## BLACK LINE

Optimale Anwendung und beste klinische Ergebnisse standen bei der Entwicklung der Hu-Friedy Black Line im Vordergrund. Die Instrumente behalten ihre Effizienz auch bei ausgedehnten chirurgischen und parodontologischen Operationen. Sie reduzieren die Lichtreflektionen und sorgen für eine verbesserte Sicht im Operationsgebiet – dies ist besonders beim Einsatz von Lupe und Mikroskop ein großer Vorteil.



### TKN1X

Tunnelierinstrument #1  
**Black Line**



### FQUINCEY1X

Tunnelierinstrument  
Giles de Quincey #1,  
**Black Line**



### SM239E2

Scaler #23  
Gr #9



### SQBL16

Kürette Quetin #1 Gr #6  
bukkal/lingual 0,9mm



### KO1/26

Gingivektomiemesser  
Orban #1/2 Gr #6



**KGF76**

Gingivektomiemesser  
Goldman-Fox #7 Gr #6  
retromolar, oval



**PCPUNC156**

Parodontometer UNC #UNC15  
Gr #6 Qulix 1-2-3...14-15



**SPV**

Schere Mikro Velvart  
Gr #SinusLine, leicht gebogen  
18 cm



**SuperCut™**

mit 1 Schneide gezackt,  
verkürzte Arbeitsenden  
für einen optimalen  
Zugang zum klinischen  
Bereich



**SCORTSC**

SuperCut™ Schere Cortellini,  
gebogen, 12 cm



16,2 mm

**PSN8614P**

Nahtmaterial Polypropylene  
#5-ONA/C-22 Rückstichnadel, 3/8 Kreis

**PSN8660P**

Nahtmaterial Polypropylene  
#6-ONA/C-22 Rückstichnadel, 3/8 Kreis



12 mm

**PSN8385P**

Nahtmaterial Polypropylene  
#5-ONA/C-17 Rückstichnadel, 3/8 Kreis

**PSN8384P**

Nahtmaterial Polypropylene  
#6-ONA/C-17 Rückstichnadel, 3/8 Kreis

Free Call: 00800 48 37 43 39 | Free Fax: 00800 48 37 43 40  
E-Mail: info@hu-friedy.eu | Website: Hu-Friedy.de  
Facebook: @HuFriedyEU | Instagram: @hu\_friedy\_europe  
LinkedIn: @Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.EU

Hersteller: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben. ©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Alle Rechte vorbehalten. HFL-464DE/0121

Hu-Friedy is now a proud member of



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban