

Turbine, manipoli e contrangoli KaVo

Robusta. Potente. Efficiente.

KaVo expert series

KaVo EXPERTtorque

KaVo EXPERTmatic



KaVo. Dental Excellence.

Qualità KaVo di lunga durata made by KaVo.



1. Massima durata
2. Massima efficienza
3. Massima solidità

KaVo expert series



Benefici per voi grazie alla qualità KaVo

Più di 100 anni di esperienza con oltre cinque milioni di strumenti venduti in tutto il mondo testimoniano la vera Dental Excellence KaVo. Quattro aspetti relativi alla qualità KaVo sono:

- > Nel corso del processo produttivo attribuiamo la massima importanza alla precisione e all'interno della nostra azienda disponiamo di standard qualitativi di assoluto livello. Ad esempio l'assemblaggio in locali aseptici a Biberach.
- > Fino al 70% degli strumenti di altri produttori ricorre ad una riparazione di una certa entità durante i primi quattro anni di vita – solo il 30 % di quelli prodotti da KaVo ha questa necessità. Questo risultato pone KaVo al vertice del mercato (fonte: sondaggio GfK ZaBus Marzo 2009).
- > Il 98 % degli odontoiatri che ha acquistato un manipolo KaVo riacquista uno dei nostri prodotti. Questo elemento di successo dimostra una soddisfazione particolarmente elevata dei clienti rispetto alla qualità dei nostri prodotti.
- > Le periodiche certificazioni attribuite ai nostri strumenti garantiscono una elevata qualità costante nel tempo. Infatti, KaVo è certificata secondo le norme EN ISO 9001 e EN ISO 13485.

Benefici per voi grazie alla sistematica KaVo

Traete benefici da soluzioni studiate appositamente per consentirvi economia e ritorno dell'investimento:

- > Risparmiate su costosi acquisti e provvedete voi stessi alla sostituzione, ad esempio, della lampadina ad incandescenza della vostra strumentazione con un nuovo bulbo KaVo MULTI LED.
- > I pezzi di ricambio disponibili per molto tempo incrementano notevolmente la sicurezza del vostro investimento.
- > In ogni nuova evoluzione di prodotto diamo la massima importanza a soluzioni compatibili con la base installata, in modo da incrementare la vostra dotazione di strumenti anche in futuro in misura adeguatamente economica.



Benefici per voi grazie all'innovazione KaVo

Con innovazioni nate grazie alla nostra passione e oltre 2.200 brevetti depositati contribuiamo al vostro successo quotidiano. Alcuni esempi particolarmente significativi:

- > KaVo COMFORTdrive, il primo contrangolo con motore elettrico integrato, per combinare alla perfezione forza e leggerezza.
- > Il Microfiltro KaVo Spray intercambiabile ottimizza il raffreddamento dello spray e riduce i costi di esercizio.
- > La valvola di regolazione automatica della pressione delle turbine garantisce una sicura performance dello strumento nel tempo ed una lunga durata.
- > Gli angoli brevettati di 100° e 19° degli strumenti KaVo garantiscono un accesso ottimale alla zona di preparazione.
- > Il sistema di accoppiamento del nuovo SONICflex 2008 accelera e semplifica il cambio degli inserti.

Benefici per voi grazie alla sicurezza KaVo

KaVo crea per voi i presupposti per garantire la massima sicurezza di trattamento e per proteggere voi stessi, l'assistente ed il paziente durante ogni trattamento contro qualsiasi tipo di infezione. Come ciò avvenga da parte di KaVo è evidente da alcuni esempi pratici:

- > La forza di ritenuta del mandrino fino a 30 N per ogni linea di prodotto va ampiamente oltre i valori richiesti dalle normative e garantisce a lungo la migliore tenuta per le vostre frese.
- > Soluzioni di igiene innovative, quali ad esempio la Direct Stop Technology della serie MASTER e le superfici facilmente lavabili e sterilizzabili, in grado di proteggere sia i pazienti che lo staff dello studio da contaminazioni crociate.

Oltre 5 milioni
di strumenti venduti
in tutto il mondo



KaVo. Dental Excellence.

18 mesi di garanzia

La nuova serie KaVo expert series

Date slancio alla vostra efficienza con KaVo – ad un prezzo conveniente.

Quando fate il miglior utilizzo del vostro investimento? Quando la vostra strumentazione dura nel tempo! La nuova serie KaVo Expert vi garantisce proprio l'eccellente rapporto qualità/prezzo/durata che cercate.

Inoltre tutti i prodotti sono al vostro servizio nell'arco dell'intera giornata di lavoro. Il flusso di lavoro è privo di intoppi, le fasi di manutenzione e cura degli strumenti sono ridotti al minimo. Ogni giorno sarete soddisfatti della vostra scelta grazie alla massima efficienza operativa riscontrata. Dal momento che la serie Expert soddisfa completamente le vostre necessità operative, rinunciando al superfluo, potete fidarvi pienamente e concentrarvi sulla vostra attività, consapevoli di star utilizzando strumenti che si sono affermati grazie ai milioni di trattamenti eseguiti in tutto il mondo.

Serie KaVo Expert – i veri esperti conoscono il proprio valore

1. Massima durata

- > **Maggiore durata** – prodotti conformi ai più elevati standard di qualità, minime tolleranze costruttive, assemblaggio in locali adeguati ed utilizzo di boccole di inserimento fresa in metallo duro, praticamente non soggetto ad usura
- > **Maggiore affidabilità** grazie a 18 mesi di garanzia e alla scelta di soluzioni di alta qualità, quali cuscinetti in ceramica (turbine e strumenti ad elevata velocità), meccanismo anti-riflusso e testine in acciaio inossidabile
- > **Protezione dell'investimento** grazie a sistemi compatibili con la base installata, ad es. bulbo LED su attacco rapido e parti di ricambio disponibili per molto tempo



2. Massima efficienza

- > **Elevata potenza** fino a max. 18 Watt (turbine) per rapide preparazioni
- > **Massima precisione e rapida pulizia** grazie alla superficie rivestita in materiale antisdrucciolo EXPERTgrip ed alla nuova forma priva di spigoli
- > **Sempre pronta all'uso** grazie al microfiltro acqua spray sostituibile (turbine e strumenti ad elevata velocità)
- > **Testina di piccole dimensioni** per un accesso ancora migliore ai quadranti posteriori e al sito di preparazione
- > **Facile sostituzione degli strumenti** per massima rapidità operativa, ad es. sistema INTRAmatic a scatto e attacco rapido MULTIflex



3. Massima solidità

- > **Standard di sicurezza KaVo**, come il numero di spray (4 nella versione standard e 3 nella mini) e la forza di tenuta del mandrino fino a 30N
- > **Illuminazione senza aloni del sito di preparazione con un'intensità luminosa di 25.000 LUX** grazie al sistema di conduzione della luce KaVo



KaVo. Dental Excellence.

KaVo EXPERTtorque – migliore efficienza, fin dall'inizio e per molto tempo.



EXPERTtorque E680 L

- > **Sicurezza e migliori condizioni igieniche** grazie allo stop di riaspirazione durante la fase di arresto della turbina e al nuovo filtro dell'acqua intercambiabile
- > **Operatività efficiente e accessibilità ottimale** grazie alla nuova testina standard e alle angolazioni della testina e dell'impugnatura di 100° e 19° rispettivamente
- > **Efficiente maneggevolezza** grazie all'attacco MULTiflex e ai cuscinetti ceramici

Codice 1.006.8700 (E680 L) con fibre ottiche
 Codice 1.006.9000 (E680 C) senza fibre ottiche
 Codice 1.006.4600 (E680 LS) con fibre ottiche, adatto per attacco Sirona*
 Codice 1.006.4700 (E680 LN) con fibre ottiche, adatto per attacco NSK*



EXPERTtorque Mini E677

- > **Lavoro reso più semplice anche in condizioni di spazio limitato** grazie alle dimensioni ancora più piccole e alle angolazioni della testina e dell'impugnatura rispettivamente di 100° e 19°
- > **Efficienza e protezione contro le infezioni** grazie al nuovo sistema a spray triplo, allo stop di riaspirazione durante la fase di arresto della turbina e al filtro dell'acqua intercambiabile
- > **Visibilità migliore e massima efficienza** grazie alla fibra ottica e alla dimensione della testina miniaturizzata

Codice 1.007.3600 (E677 L) con fibre ottiche
 Codice 1.006.0100 (E677 LN) con fibre ottiche, adatto per attacco NSK*

Attacco MULTiflex LUX 465 LED

- > **Interventi efficienti** grazie all'attacco unico per molti strumenti
- > **Economico** poiché non è richiesto alcun ulteriore investimento per l'utilizzo di strumentazione a LED: basta soltanto sostituire la lampadina ad incandescenza con la nuova KaVo MULTI LED

Per tutte le turbine KaVo con attacco MULTiflex, Aircaler SONICflex, PROPHYflex, CORONAFlex, tutti gli strumenti a motore INTRAFlex LUX, motore ad aria 181 M, RONDOflex

Codice 1.007.3197

* Questi prodotti non sono di marca KaVo Dental GmbH

KaVo EXPERTmatic – efficienza messa al vostro servizio.



EXPERTmatic E25 L

- > Strumento ad alta velocità, trasmissione 1:5
- > **Lavoro rapido e preciso** grazie all'impiego di testina, mandrino e cuscinetti ceramici ancora più piccoli
- > **Massima affidabilità** grazie allo spray a tre getti e al filtro dell'acqua intercambiabile
- > **Efficiente intensità luminosa**, grazie all'impiego di conduttori ottici a 25.000 Lux

Codice 1.007.5550 (E25 L) con fibre ottiche
 Codice 1.007.5551 (E25 C) senza fibre ottiche



KaVo MULTI LED
 installabile ovunque:
 con una maggiore durata rispetto
 alle lampadine ad incandescenza



Manipoli e contrangoli EXPERTmatic – per massime efficienza ed affidabilità

- > Sistema di serraggio rinforzato in tutti gli strumenti che utilizzano frese da contrangolo
- > Raffreddamento della fresa ottimizzato grazie ai condotti aria e acqua separati
- > Con morsetto a pulsante

EXPERTmatic E20 L

- > Trasmissione 1:1
- > Dotato di efficiente spray integrato
- > Accesso reso più semplice grazie alla testina di piccole dimensioni
- > Efficiente intensità luminosa, grazie all'impiego di conduttori ottici a 25.000 Lux
- > Estrema maneggevolezza grazie al perno posto alla base dello strumento

Codice 1.007.5540 (E20 L) con fibre ottiche
Codice 1.007.5541 (E20 C) senza fibre ottiche

EXPERTmatic E15 L

- > Riduzione 5,4:1
- > Numerosi vantaggi in termini di efficienza dati dallo spray singolo a partire dalla piccola testina fino alla base dello strumento, come nel modello EXPERTmatic E20 L

Codice 1.007.5530 (E15 L) con fibre ottiche
Codice 1.007.5531 (E15 C) senza fibre ottiche

EXPERTmatic E10 C

- > Manipolo, trasmissione 1:1
- > Dotato di efficiente spray integrato
- > Cambio delle punte rapido e semplificato grazie ad una maggiore maneggevolezza dell'anello girevole
- > Adatto per frese da manipolo e da contrangolo

Codice 1.007.5560 (E10 C)

EXPERTmatic E31 C

- > Contrangolo per la lucidatura, riduzione 5,4:1
- > Protezione contro la penetrazione di pasta per profilassi grazie alla chiusura ermetica multipla
- > Con filettatura e pulsante
- > Per gommini a pressione e spazzolini a vite

Codice 1.008.4998 (E31 C)

EXPERTmatic E61 C

- > Contrangolo EVA-Prophy
- > Per il sistema EVA
- > Ideale per la limatura degli spazi interdentali, riduzione prossimale dello smalto ecc.
- > Altezza di corsa 0,8 mm con smorzamento
- > Possibilità di arresto preciso delle lime, grazie a 36 regolazioni a scatto

Codice 1.008.4999 (E61 C)



KaVo QUATTROcare Plus – una buona manutenzione conviene sempre.

KaVo QUATTROcare Plus

- > La cura dei vostri strumenti ad un prezzo sorprendente
- > **Manutenzione di massima qualità** con il QUATTROcare PLUS spray
- > **Semplicità d'utilizzo** e rapida esecuzione del ciclo di lavoro
- > **Conveniente e con bassi costi di gestione**

Codice 1.008.3805



KaVo Spray

- > Cura manuale degli strumenti / turbine
- > **Efficace e che preserva il valore**

Codice 0.411.9640



KaVo CLEANspray / DRYspray Starterset

- > **Pulizia intensiva** Pulizia intensiva per eliminare le proteine residue

Codice 1.007.0573




Voi conoscete le vostre necessità.
Noi siamo in grado di offrirvi ciò che vi occorre.

Le serie di strumenti KaVo – lo strumento giusto per ogni odontoiatra.

Altri strumenti della serie KaVo Expert.

Profilassi minimamente invasiva

- 1.001.9000 DIAGNOcam
- 1.002.7000 DIAGNOdent pen
- 1.000.4243 SONICflex 2003 L
- 1.000.4246 SONICflex 2003



Prodotti speciali ed Endo

- 1.002.6141 ENDOstraight E 120
- 1.002.7561 ENDOstraight E 40



Chirurgia

- 1.010.2332 SURGmatic S201 XL fibrato
- 1.010.2333 SURGmatic S201 XC non fibrato
- 1.009.0470 SURGmatic S201 L fibrato
- 1.009.1005 SURGmatic S201 C non fibrato
- 1.009.1010 SURGmatic S211 L fibrato
- 1.009.1005 SURGmatic S11 C non fibrato
- 1.001.2278 Parte inferiore INTRA C 09
- 1.001.4503 Testina INTRA C 3
- 0.540.8340 Testina riduttrice INTRA 67 RIC
- 0.534.5650 Parte inferiore per chirurgia INTRA 3620 N
- 0.534.5660 Parte inferiore per chirurgia INTRA 3624 N
- 0.534.5670 Parte inferiore per chirurgia INTRA 3624 N



- 1.009.1200 MASTERSurg
- 1.008.3500 EXPERTSurg
- 0.524.5600 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N1
- 0.524.5610 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N2
- 0.524.5620 Manipolo per chirurgia INTRA 3610 N3
- 1.008.8000 Motore per chirurgia INTRA LUX S600 LED



KaVo **master** series

Sperimenta la massima potenza del comfort e dell'innovazione KaVo.

- Massima qualità di trattamento
- Massimo standard di comfort
- Massima soddisfazione dei pazienti



KaVo **expert** series

Affidati alle prestazioni all'avanguardia offerte da KaVo.

- Massima durata
- Massima efficienza
- Massima solidità



KaVo **smart** series

Accedi con convenienza alla sicurezza della qualità KaVo.

- Prezzo conveniente per entrare nel mondo KaVo
- Solida dotazione di partenza
- Made by KaVo



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo ITALIA S.r.l. - Via del Commercio 35 - I-16167 Genova - Telefono 010 8332.1 - www.kavo.it

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main

Registernummer: HRB 56518

Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban