

# Une mini-tête qui fait toute la différence.

## KaVo MASTERmatic

- Une meilleure visibilité et un meilleur accès grâce à une tête 20% plus petite pour toujours 100% de puissance
- Plus d'espace de travail grâce à la combinaison d'angle tête/manche 100°/19° brevetée KaVo
- Silencieuse et sans vibration, grâce au système exclusif KaVo de triple engrenage
- Nouvelle gamme MASTERmatic:  
Contre-angle rouge M05L avec mini-tête pour fraise de 16.5mm



KaVo MASTERmatic M25 L

KaVo MASTERmatic M05 L

## La nouvelle gamme MASTERmatic Series

Appréciez un accès optimal ainsi qu'une précision maximale pour tous les traitements. Fabriquée avec une qualité incomparable, cette gamme d'instruments révolutionnaires a été développée pour vous permettre de maximiser votre potentiel. Exigez l'excellence.



## KaVo MASTERmatic Series

### KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- transmission 1:1
- Idéal pour les excavations de caries

### KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Réduction 2,7:1
- Pour des excavations de caries et traitements en prophylaxie

### KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Réduction 7,4:1
- Spécial traitements endodontiques

### KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Transmission 1:1
- Pour de simples travaux extra-oraux comme des corrections prothétiques



Simple et rapide: Les têtes INTRA Lux KaVo sont interchangeables. Idéal pour tous types de traitements:

PREPARATION

PREVENTION

MICRO CHIRURGIE

ENDODONTIE

#### Des caractéristiques avantageuses pour votre confort:

- Revêtement Plasmatec pour une meilleure adhérence
- Filtre d'eau interchangeable par le dentiste lui-même - pour une performance constante
- Ergonomie conçue pour un travail confortable à long terme
- Performance lumineuse jusqu'à 25 000 Lux

#### Qualité KaVo éprouvée:

- Pince de serrage d'une puissance jusqu'à 32N
- Pince de serrage en métal dur pour une parfaite rotation des fraises
- Roulement à billes en céramique breveté KaVo
- Garantie 2 ans

 Made in Germany

## KaVo master series

MASTERmatic Series	Description	Réf.	Article	Description	Réf.
MASTERmatic LUX M25 L	Contre-angle multiplicateur 5:1	1.009.3630	MASTERmatic LUX M20 L	Manche transmission 1:1	1.009.3620
MASTERmatic LUX M05 L mini	Contre-angle multiplicateur 5:1	1.009.3640	MASTERmatic LUX M29 L	Manche transmission 7,4:1	1.009.3580
MASTERmatic LUX M07 L	Manche réducteur 2,7:1	1.009.3610	MASTERmatic LUX M10 L	Pièce à main transmission 1:1	1.009.3570
Têtes INTRA Lux	Description	Réf.	Article	Description	Réf.
INTRA Tête L68	Transmission 1:1	1.008.1833	Tête INTRA EVA L61 R	0.8mm de levée; 36 positions possibles	1.008.1829
INTRA Tête L68 B	Transmission 1:1	1.008.1834	Tête INTRA EVA L61 G	jusqu'à 0.8mm de levée; rotation libre	1.008.1828
INTRA Tête L67	Réducteur 2:1	1.008.1832	Tête INTRA Endo L3	Mouvement oscillatoire 60°	1.008.1822
INTRA Tête L66 B	Réducteur 3:1	1.008.1831	Tête INTRA Endo L3 Y	0.4mm de levée	1.008.1823
INTRA Tête L80	Transmission 1:1 type FG	1.004.4456	Tête INTRA Endo L53	Mouvement oscillatoire 60°	1.008.1826
INTRA Mini Tête L52	Transmission 1:1	1.008.1825	Tête INTRA L62	Réduction 10:1	1.008.1830
INTRA Tête Propy L31	Transmission 2:1	1.008.1824	Tête INTRA Micro L22	Pour des procédés de micro-chirurgie comme les apicectomies	1.008.1835



Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH.  
 Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.  
 Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : [www.kavo.fr](http://www.kavo.fr)  
 Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie.  
 Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes



## KaVo. Dental Excellence.

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban