

KLEINER KOPF GROSSER UNTERSCHIED

KaVo MASTERmatic

- **Beste Sicht & optimaler Zugang** mit 20% kleinerem Kopf bei 100% Power
- **Mehr Freiraum** dank patentierter KaVo 100°/19° Kopf-/Kniewinkelkombination
- **Enorme Laufruhe** dank Triple-Gear-Technology für entspanntes Arbeiten ohne störende Vibrationen
- **Jetzt neu im MASTERmatic Sortiment:** Schnellläufer M05 L mit Minikopf speziell für Kurzschaftbohrer (16,5 mm)



KaVo MASTERmatic M25 L



KaVo MASTERmatic M05 L

Die neue KaVo MASTERmatic Serie

Genießen Sie optimalen Zugang und maximale Präzision in allen Anwendungen. Hergestellt in kompromissloser Qualität, wurde diese wegweisende Instrumentenserie entwickelt, damit Sie Ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Sie wollen nur das Beste? Dann leben Sie jetzt Ihren Anspruch.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo MASTERmatic Serie

KaVo MASTERmatic LUX M20 L

- Übertragung 1:1
- Der Praxis-Standard für die Kariesexkavation



KaVo MASTERmatic LUX M07 L

- Untersetzung 2,7:1
- Für Kariesexkavation und Prophylaxe-Anwendungen



KaVo MASTERmatic LUX M29 L

- Untersetzung 7,4:1
- Speziell für Endo-Anwendungen



KaVo MASTERmatic LUX M10 L

- Auch für leichte extraorale Technicarbeiten wie Prothesen-korrekturen



Einfach wechseln: KaVo INTRA-Köpfe passen auf alle KaVo-Unterteile.
KaVo INTRA-Köpfe für alle gängigen Anwendungen:

STANDARDPRÄPARATION

PROPHYLAXE

MIKROCHIRURGIE

ENDODONTIE

Intelligente Features für Ihren Komfort:

- Plasmatec Oberfläche für bessere Griffbarkeit
- Austauschbarer Wasserfilter für gleichbleibend gutes Spray
- Hoch ergonomisch ausbalanciert für langfristigen Arbeitskomfort
- Lichtleistung bis zu 25.000 Lux

Bewährte KaVo Qualitäts-Features:

- Spannzangen-Haltekraft bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse für perfekten Rundlauf des Bohrers
- Original KaVo Keramikugellager
- 24 Monate Garantie
- 🇩🇪 Made in Germany

KaVo master series

MASTERmatic Serie	Beschreibung	Mat. Nr.	Artikel	Beschreibung	Mat. Nr.
MASTERmatic LUX M25 L	1:5 Winkelstück	1.009.3630	MASTERmatic LUX M20 L	1:1 Unterteil	1.009.3620
MASTERmatic LUX M05 L mini	1:5 Winkelstück	1.009.3640	MASTERmatic LUX M29 L	7,4:1 Unterteil	1.009.3580
MASTERmatic LUX M07 L	2,7:1 Unterteil	1.009.3610	MASTERmatic LUX M10 L	1:1 Handstück	1.009.3570
INTRA Lux Köpfe	Beschreibung	Mat. Nr.	Artikel	Beschreibung	Mat. Nr.
INTRA Kopf L68	1:1 Übertragung	1.008.1833	INTRA EVA Kopf L61 R	Gedämpfter Hub von 0,8 mm, 36 Rasteinstellungen	1.008.1829
INTRA Kopf L68 B	1:1 Übertragung	1.008.1834	INTRA EVA Kopf L61 G	Gedämpfter Hub von 0,8 mm, frei drehbar	1.008.1828
INTRA Kopf L67	2:1 Reduzierung	1.008.1832	INTRA Endo Kopf L3	Wechselseitige Drehbewegung von 60°	1.008.1822
INTRA Kopf L66 B	3:1 Reduzierung	1.008.1831	INTRA Endo Kopf L3 Y	Hubbewegung von 0,4 mm	1.008.1823
INTRA Kopf L80	1:1 Übertragung FG-Spannung	1.004.4456	INTRA Endo Kopf L53	Wechselseitige Drehbewegung von 60°	1.008.1826
INTRA Mini Kopf L52	1:1 Übertragung	1.008.1825	INTRA Kopf L62	10:1 Reduzierung	1.008.1830
INTRA Prophy Kopf L31	2:1 Reduzierung für snap-on screw-on	1.008.1824	INTRA Mikro Kopf L22	Für mikrochirurgische Eingriffe	1.008.1835



KaVo. Dental Excellence.

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban