

KaVo MASTER Serie

Genießen Sie maximale Power mit innovativem KaVo Komfort.

- 1. Höchste Behandlungsqualität.
- 2. Maximaler Behandlungskomfort.
- 3. Größte Patientenzufriedenheit.

Hand- und Winkelstücke

MASTERmatic™ Serie

Eigenschaften der MASTERmatic Serie:

- Patented-Beschichtung für bessere Griffglatte
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter*
- Glasstab-Lichtleiter
- Innengeführte getrennte Kühlmedien
- M25 / M25 L Optimierter Zugang und beste Sicht durch verkleinerten Kopf und 100°/190° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie MASTERmatic™ und INTRA™ Köpfe
- * außer M10 L

MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksantrieb – mit Druckknopfschalter – Keramik-Kugellager – Kopf 20% kleiner als bei GENUL Power LUX 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3630

MASTERmatic LUX Unterteil 1:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit Kugellager – Kopf 20% kleiner als bei GENUL Power LUX 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3620

MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 2:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit Kugellager – Kopf 20% kleiner als bei GENUL Power LUX 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3610

MASTERmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Minikopf für Kurzschaftbohrer – Endansatz – mit Druckknopfschalter – Keramik-Kugellager – Kopf 43% kleiner als bei GENUL Power 25 LP – sehr geringe Lautstärke (55 dB(A))
M25 L | Mat. Nr. 1.009.3640

MASTERmatic LUX Reduzierunterteil 7:4:1
Maximale Behandlungsflexibilität mit 14 Wechselköpfen
M20 L | Mat. Nr. 1.009.3580

MASTERmatic LUX Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstückbohrer
M10 L | Mat. Nr. 1.009.3570

COMFORTdrive™

COMFORTdrive Winkelstück
Hochwertiges Winkelstück – besonders leicht und handlich – integrierter kollektorloser Motor – Glasstab-Lichtleiter – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter – Dreiecksantrieb – zum direkten Anschluss nur an KaVo COMFORTbase – max. Arbeitsdrehzahl: 200.000 min⁻¹ – 24 Monate Garantie
200 XD | Mat. Nr. 1.000.5500

INTRA™ Köpfe

INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – mit Schutzabweiser und verstärktem Spinnsystem – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L60 | Mat. Nr. 1.008.1833

INTRA Kopf 2:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – mit Schutzabweiser und verstärktem Spinnsystem – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L67 | Mat. Nr. 1.008.1832

INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfschalter – Kugellager – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L68 B | Mat. Nr. 1.008.1834

INTRA Kopf 3:1
Mit Druckknopfschalter – Kugellager – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalinstrumente – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L66 B | Mat. Nr. 1.008.1831

INTRA Mini Kopf 1:1
Mit Druckknopfschalter – für Miniaturwinkelstückbohrer (6 mm) – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L52 | Mat. Nr. 1.008.1825

INTRA Kopf 1:1
Mit Druckknopfschalter – für FG-Bohrer Ø 16 mm – max. Arbeitsdrehzahl: 40.000 min⁻¹
L80 | Mat. Nr. 1.004.4456

INTRA Microkopf 1:1
Mit Rosenbohrer Gr. 2 und U-Kegelebohrer Gr. 0 – für mikrochirurgische Eingriffe – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L22 | Mat. Nr. 1.008.1835

INTRA Propy Kopf 2:1
Mit Gewinde und Knopf für screw-type und snap-on Polieraufsätze – mit Mehrfachabdeckung gegen Eindringen von Polierpaste – max. Arbeitsdrehzahl: 15.000 min⁻¹
L31 | Mat. Nr. 1.008.1824

INTRA EVA Kopf
Feilen frei drehbar – mit gedämpftem Hub 0,8 mm – für Feilen der Firma Intensiv – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L61 G | Mat. Nr. 1.008.1828

INTRA EVA Kopf
Mit 36 Rasteneinstellungen zum Anretieren der Feilen – mit gedämpftem Hub 0,8 mm – für Feilen der Firma Intensiv – max. Arbeitsdrehzahl: 20.000 min⁻¹
L61 R | Mat. Nr. 1.008.1829

INTRA Kopf 10:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer und Wurzelkanalfüller – max. Arbeitsdrehzahl: 2.000 min⁻¹
L62 | Mat. Nr. 1.008.1830

INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfschalter – für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm – wechelseitige Drehbewegung 60° – max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L3 | Mat. Nr. 1.008.1822

INTRA Endo Kopf
Mit Druckknopfschalter – für Hand-Wurzelkanalinstrumente mit Griffdurchmesser 3,5-4,0 mm – wechelseitige Drehbewegung 60° – max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L3 | Mat. Nr. 1.008.1822

INTRA Endo/Propy Kopf
Mit Druckknopfschalter – für Wurzelkanalinstrumente und Polieraufsätze mit Winkelstückschaft – wechelseitige Drehbewegung 60° – max. Arbeitsdrehzahl: 3.000 min⁻¹
L3 V | Mat. Nr. 1.008.1826

Elektromotoren / Luftmotoren

Elektromotoren

INTRA LUX Motor KL 703 LED
Kollektormotor – Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit KaVo Elektro-L – kontrollierte Drehmomentabgabe – max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 703 L10 | Mat. Nr. 1.007.1950

INTRA LUX Motor KL 701
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit KaVo Elektro-L – max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776

INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar – 12 Monate Garantie
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210

INTRAmatic™ L-Motor 181 H
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – INTRAmatic 2-Kupplung – 12 Monate Garantie
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200

INTRAmatic™ L-Motor 181 M
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – INTRAmatic 2-Kupplung – 12 Monate Garantie
181 M | Mat. Nr. 0.535.5200

Turbinen

MASTERtorque™ Serie

Eigenschaften der MASTERtorque Serie:

- Direct Stop Technology (DST) Bohrer stoppt in einer Sekunde, null Rückschlag
- Plasmaotec-Oberfläche
- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Spindeltemperatur-Halterkraft bis 32 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Glasstab-Lichtleiter
- Optimierter Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf: 100°/190° Winkelkombination
- 24 Monate Garantie

MASTERtorque LUX Turbinenwinkelstück
Maximale Leistung 31 Watt – bis 57 dB(A) – Kopfhöhe 13,1 mm – Verdrossenspray
M9000 L | Mat. Nr. 1.008.7600
M9000 L5 | Mat. Nr. 3.001.0000
M9000 L Chocolate brown | Mat. Nr. 1.007.9900
M9000 L anthracite | Mat. Nr. 1.007.7100

MASTERtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,1 mm – bis 59 dB(A) – 30 Watt Leistung – Dreiecksantrieb
M8700 L | Mat. Nr. 3.001.0000
M8700 L5 | Mat. Nr. 3.001.0000

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

KaVo EXPERT Serie

Erreichen Sie mehr mit zuverlässiger Leistung von KaVo.

- 1. Höchste Langlebigkeit.
- 2. Effizientes Arbeiten.
- 3. Verlässliche Ausstattung.

Hand- und Winkelstücke

EXPERTmatic™ Serie

Eigenschaften der EXPERTmatic Serie:

- Grifföse Oberfläche durch KaVo EXPERTgrip
- Innengeführte getrennte Kühlmedien
- E25 / E20 / E15: Glasstab-Lichtleiter
- 18 Monate Garantie

EXPERTmatic LUX Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksantrieb – mit Druckknopfschalter – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 L | Mat. Nr. 1.007.5550

EXPERTmatic LUX Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – Schutzabweiser und verstärktes Spinnsystem
E20 L | Mat. Nr. 1.007.5540

EXPERTmatic LUX Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – Schutzabweiser und verstärktes Spinnsystem
E15 L | Mat. Nr. 1.007.5530

EXPERTmatic Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Dreiecksantrieb – mit Druckknopfschalter – Keramik-Kugellager – durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
E25 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5551

EXPERTmatic Winkelstück 1:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – Schutzabweiser und verstärktes Spinnsystem
E20 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5541

EXPERTmatic Reduzier-Winkelstück 5:4:1
Mit Druckknopfschalter – für Winkelstückbohrer – Schutzabweiser und verstärktes Spinnsystem
E15 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5531

EXPERTmatic Handstück 1:1
Für Hand- und Winkelstückbohrer
E10 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.5560

EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 5:4:1
Prophy-Kopf mit Aufnahme für snap-on Aufsätze
E31 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4998

EXPERTmatic Prophylaxe-Winkelstück 2:7:1
Prophy-Kopf mit 36 Rasteneinstellungen zum Anretieren der Polieraufsätze – mit gedämpftem Hub 0,8 mm
E67 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.008.4999

Elektromotoren / Luftmotoren

Elektromotoren

INTRA LUX Motor KL 703 LED
Kollektormotor – Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit KaVo Elektro-L – kontrollierte Drehmomentabgabe – max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 703 L10 | Mat. Nr. 1.007.1950

INTRA LUX Motor KL 701
Drehzahlbereich von 2.000 bis 40.000 min⁻¹ – in Verbindung mit KaVo Elektro-L – max. Drehmoment 2,7 Nm – sterilisierbar – KaVo Multi LED durch Anwender austauschbar – 36 Monate Garantie
KL 701 | Mat. Nr. 1.001.8776

INTRAmatic™ L-LUX Motor 181 L
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – KaVo Hochdruckpumpe durch Anwender austauschbar – 12 Monate Garantie
181 L | Mat. Nr. 0.535.5210

INTRAmatic™ L-Motor 181 H
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – INTRAmatic 2-Kupplung – 12 Monate Garantie
181 H | Mat. Nr. 0.535.5200

INTRAmatic™ L-Motor 181 M
Drehzahlbereich von 5.000 bis 20.000 min⁻¹ – Vorwärts- und Rückwärtslauf – 4-Loch-LUX-Anschluss – sterilisierbar – 4-Loch-Anschluss – INTRAmatic 2-Kupplung – 12 Monate Garantie
181 M | Mat. Nr. 0.535.5200

Turbinen

EXPERTtorque™ Serie

Eigenschaften der EXPERTtorque Serie:

- Durch Anwender austauschbarer Wasserfilter
- Druckknopfschalter
- Spinnzangen-Halterkraft bis 30 N
- Hartmetall-Führungsbuchse
- Keramik-Kugellager
- Optimierter Zugang und beste Sicht durch kleinen Kopf: 100°/190° Winkelkombination
- 18 Monate Garantie

EXPERTtorque LUX Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung – Glasstab-Lichtleiter (25.000 Lux) – Verdrossenspray – Kopfhöhe 13,6 mm – bis 62 dB(A)
E680 L | Mat. Nr. 1.006.8700
E680 L5 | Mat. Nr. 1.006.4600
E680 L N | Mat. Nr. 1.006.4700

EXPERTtorque Turbinenwinkelstück
29 Watt Leistung – Verdrossenspray – bis 62 dB(A) – Kopfhöhe 13,6 mm
E680 C (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.006.9000

EXPERTtorque Mini LUX Turbinenwinkelstück
Kleiner Kopf: Kopfhöhe 12,2 mm – Dreiecksantrieb – Glasstab-Lichtleiter – 27 Watt Leistung – bis 65 dB(A)
E677 L | Mat. Nr. 1.007.3600
E677 L N | Mat. Nr. 1.006.0100

* Diese Marken sind keine Marken der KaVo Dental GmbH
(L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung, L N = Passend für NSK FlowQuick-Kupplung)
Maximale Leistung bei maximaler Druckeinstellung der MULTIFlex Versionen.

MULTIFlex™ Kupplungen

MULTIFlex LED Kupplung
Mit KaVo MULTILED – 4-Loch-LUX-Anschluss – Drehung – Sprayregulierung mit Raststellungen – Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil – 12 Monate Garantie
465 LED | Mat. Nr. 1.007.3197

MULTIFlex LUX Kupplung
Mit KaVo Hochdruckpumpe – 4-Loch-LUX-Anschluss – Drehung – Sprayregulierung mit Raststellungen – Rückschlagstop durch integriertes Rückschlagventil – 12 Monate Garantie
465 L N | Mat. Nr. 0.553.1250

MULTIFlex LUX Kupplung
Passend für Mikrowest – Kaltlichtverorgung – mit integriertem Glasstab-Lichtleiter – 12 Monate Garantie
M4west | Mat. Nr. 0.553.1390

MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss – Drehung – Sprayregulierung mit Raststellungen – Rückschlagventil – 12 Monate Garantie
465 N | Mat. Nr. 0.553.1600

MULTIFlex Kupplung
Mit 4-Loch-Normanschluss – ohne Sprayregulierung – 12 Monate Garantie
467 | Mat. Nr. 0.553.1210

Prophylaxe und Minimalinvasiv

SONICflex™ 2008 quick
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie – über 50 Spitzen – schneller Spitzenwechsel – Frequenz: 6.000 Hz – 3 Leistungsstufen einstellbar – 2008 L / L5: Glasstab-Lichtleiter – mit KaVo oder Sirona Anschluss – Bewegungsrichtung: zirkulär – mit Drehmomentschlüssel – SONICflex-Set mit Scaler-Spitzen Nr. 2A/6A/7A – 24 Monate Garantie
SONICflex-Set mit Scaler-Spitzen Nr. 2A/6A/7A – 24 Monate Garantie
SONICflex quick Set 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.6004
SONICflex quick Set 2008 L5 N | Mat. Nr. 1.007.6005
SONICflex quick Set 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.007.6006
SONICflex quick Handstück 2008 L5 | Mat. Nr. 1.007.0540
SONICflex quick Handstück 2008 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.005.9311

* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (L5 = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

Prophylaxe und Minimalinvasiv

SONICflex™ 2008
Für alle Anwendungen, von Prophylaxe bis Chirurgie – über 50 Spitzen – Frequenz: 6.000 Hz – 3 Leistungsstufen einstellbar – Bewegungsrichtung: zirkulär – mit Drehmomentschlüssel – SONICflex-Set mit Scaler-Spitzen Nr. 5/6/7 – 2003 L – Glasstab-Lichtleiter – 18 Monate Garantie
SONICflex-Set 2003 L | Mat. Nr. 1.000.8333
SONICflex-Set 2003 L5 | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex-Set 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.8334
SONICflex Handstück 2003 | Mat. Nr. 1.000.4243
SONICflex Handstück 2003 (ohne Licht) | Mat. Nr. 1.000.4246

Prophylaxe und Minimalinvasiv

PROPHYflex™ 4
Pulveranstrich zum schonenden Reinigen von Zahnoberflächen – komplett sterilisierbares Pulveranstrichgerät – Perfekte Ergonomie – Saubere Reinigung – Vermeidung von schlechtem Aussehen – Flexibles Arbeiten – mit KaVo- und Sirona-Anschluss – 12 Monate Garantie
PROPHYflex 4 Flamingo | Mat. Nr. 3.002.8800
PROPHYflex 4 S Flamingo | Mat. Nr. 3.004.5950
PROPHYflex 4 Wave | Mat. Nr. 3.002.8000
PROPHYflex 4 S Wave | Mat. Nr. 3.004.5900
PROPHYflex 4 Line | Mat. Nr. 3.002.8200
PROPHYflex 4 S Line | Mat. Nr. 3.004.5920
* Dieses Instrument passt auf ein nicht KaVo Kupplungssystem (S = Passend für Sirona Click&Go-Kupplung)

PROPHYtears™
Supragingivale, buchtaschende Reinigung durch Kugelformige Pearls
neutral* | Mat. Nr. 1.010.1826
neutral – 4-Flachheit (R 250 g) | Mat. Nr. 1.010.1798
pearl* | Mat. Nr. 1.010.1829
orange* | Mat. Nr. 1.010.1830
black current* | Mat. Nr. 1.010.1829
* 80 Sticks (je 15 g)

PROPHYflex Pulver
Supragingivale, buchtaschende Verfärbungen – einfache und schnelle Behandlung
orange* | Mat. Nr. 1.007.0014
berry* | Mat. Nr. 1.007.0015
cherry* | Mat. Nr. 1.007.0016
mint* | Mat. Nr. 1.007.0017
* 80 Sticks (je 15 g)

Perio Kit
Für individuelle Behandlungen mit dem PROPHYflex – entfernt Biofilm in Taschen – reinigt Implantate – für eine fokussierte und schonende Reinigung
Perio Kit | Mat. Nr. 1.009.3331
Refill Set | Mat. Nr. 1.009.2287
PROPHYflex 4 Perio Kit | Mat. Nr. 1.011.9403
*Tipp können bis zu 10 mal aufbereitet werden

PROPHYflex Perio Powder
Sub- / Supragingivale, buchtaschende Verfärbungen – geschmacklos – Einsatz an Implantaten
PROPHYflex Perio Powder | Mat. Nr. 1.009.3732

PROPHYflex Perio Powder
Sub- / Supragingivale, buchtaschende Verfärbungen – geschmacklos – Einsatz an Implantaten
PROPHYflex Perio Powder | Mat. Nr. 1.009.3732

DIAGNOcam™ Vision Full HD
Digitale Diagnostik auf einem Kleb- / Egal ob Intraoral-, Transilluminations- oder Fluoreszenz-Aufnahmen: Die DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen alles in einem. Das alles mit nur einer einzigen Aufnahme in Echtzeit und in Full-HD-Auflösung.
12 Monate Garantie
DIAGNOcam™ Vision Full HD | Mat. Nr. 1.011.1213

DIAGNOcam™
Strahlungsfreie Kariesfrüherkennung – ideal zur Patientenklärung und hervorragendes Monitoring – einfache Bedienung an Praxissoftware möglich – 12 Monate Garantie
DIAGNOcam™ | Mat. Nr. 1.001.9000

DIAGNOdent™ pen und DIAGNOdent™ Display
Gerät zur frühzeitigen Erkennung von verstärkter Fraktur- und Approximalkaries – Detektion von Konkrementen in Parodontal-Taschen – kabelloses Instrument mit optionalem externen Display – pen / Display: 12 Monate Garantie
DIAGNOdent™ pen 2100 | Mat. Nr. 1.022.7000
DIAGNOdent™ Display 2101 | Mat. Nr. 1.004.5400

SMARTmatic 553 / Prophylaxe-Winkelstück 8:1
Für Scheiteldurchmesser 2,35 mm – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min – für Polier- und Wurzelkanalinstrumente
553 | Mat. Nr. 1.011.6870

SMARTmatic PROPHY 531 / Prophylaxe-Winkelstück 8:1
Mit Doppelgewinde (1-64 UNC und 1-72 UNF) – für Screw-Type Polierer / Bürstchen – Abschraubbarer Träger für snap-on Polieraufsätze – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min
531 | Mat. Nr. 1.011.6760

SMARTmatic PROPHY 519 / Prophylaxe-Winkelstück 8:1
Doppelverbindung für Emmal-Propylaxeaufsätze – max. Antriebsdrehzahl: 20.000 U/min
519 | Mat. Nr. 1.011.6740

Chirurgie-Programm

MASTERung LUX Wireless
Großer Farbschirm (5") – Kabelloses Multifunktions-Funksystem – Datendokumentation (Go-Speicherfkt) – Multisystem – integrierte Kühlmittelpumpe – Schlauchvent – max. Drehmoment 80 Nm – Motor INTRA LUX 5600 LED (bistestlos, Drehzahlbereich: 0 - 40.000 min⁻¹, Motor und Motorisierung: autokalverbar & thermodesinfizierbar) – 12 Monate Garantie
MASTERung LUX Wireless | Mat. Nr. 1.009.1200
INTRA LUX 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.8000

SURGmatic 515 L Pro Übersetzungs-Winkelstück 1:5
Übersetzung 1:5 mit bis zu 200.000 min⁻¹ – Allround-Instrument mit hoher Schneidleistung für chirurgische und klassische Anwendungen – Dreiecksantrieb – externer Kühlmedienanschluss – Cool-Head-Technologie – EXPERTgrip – 12 Monate Garantie
515 L | Mat. Nr. 1.009.1200
INTRA LUX 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.8000

SURGmatic 5201 XL Pro Winkelstück 20:1
Reduzierung 20:1 – optimiertes Heagun-Spinnsystem mit max. Drehmoment 80 Nm – Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen – EXPERTgrip – Kopf mit innenliegendem Kühlsystem – externer Kühlmedienanschluss – optimierte Kopfverziehung und Kugellager – 12 Monate Garantie
5201 XL Pro (mit Heagun + Licht) | Mat. Nr. 1.013.7541

SURGmatic 5201 L Pro Winkelstück 20:1
Reduzierung 20:1 – optimiertes Heagun-Spinnsystem mit max. Drehmoment 55 Nm – Kopf- und Winkelstück leicht zerlegbar und zu reinigen – EXPERTgrip – Kopf mit innenliegendem Kühlsystem – externer Kühlmedienanschluss – optimierte Kopfverziehung und Kugellager – 12 Monate Garantie
5201 L Pro (mit Licht) | Mat. Nr. 1.013.7540

SURGmatic 511 L Handstück 1:1
EXPERTgrip – für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm – kann auch mit Winkelstückbohrer verwendet werden – externer Kühlmedienanschluss – 12 Monate Garantie
511 (mit Licht) | Mat. Nr. 1.009.1070

EXPERTung LUX
Großes LCD-Farbdisplay (4,3") – Multifunktions-Funk-analysator (Kabellänge 2,5 m) – Single User-Betrieb zum Abspeichern – integrierte Kühlmittelpumpe – Schlauchvent – max. Drehmoment 80 Nm – Motor INTRA LUX 5600 LED (bistestlos, Drehzahlbereich: 0 - 40.000 min⁻¹, Motor und Motorisierung: autokalverbar und thermodesinfizierbar) – 12 Monate Garantie
EXPERTung 5600 LED | Mat. Nr. 1.008.3500

INTRA Chirurgie Handstück 1:1
Für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm – externer Kühlmedienanschluss – leicht zerlegbar – verstärkte Bohrspinnung – 12 Monate Garantie
3610 N1 | Mat. Nr. 0.524.5600

INTRA Chirurgie Handstück 1:1
Für Handstückbohrer mit Standardlänge 70,0 mm – externer Kühlmedienanschluss – leicht zerlegbar – verstärkte Bohrspinnung – 12 Monate Garantie
3610 N2 | Mat. Nr. 0.524.5610

Spezialinstrumente

RONDoflex™ plus
Air-Abstraktion System mit Wasserspray für minimalinvasive Kavitätextraktion, minimalinvasive Frakturmanagement, Aufbrechen von Kieferflächen und Entfernen von Zementresten – mit KaVo-Rücklauf-Anschluss – 6 Monate Garantie
360 | Mat. Nr. 1.002.2700
RONDoflex-Pulver 27 µm
1000 g | Mat. Nr. 1.000.5957
RONDoflex-Pulver 5 µm
1000 g | Mat. Nr. 1.000.5956

KaVo QUATTROcare™ PLUS 212 A
Programmiertes Instrumenten-Pflegegerät zur masschen Pflege von Instrumenten und Systemen (inkl. separatem Spinnzangen-Pflegeprogramm mit 3 INTRAmatic- und 1 MULTIFlex-Pflegekupplung) – mit Dose QUATTROcare Plus Spray – Pflegekupplungen für alle gängigen Mittelwurzelsysteme – 12 Monate Garantie
212 A | Mat. Nr. 1.008.3605

KaVo QUATTROcare™ Plus Spray</

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban