


BEGINNEN SIE SOFORT MIT DEM APPLIZIEREN:

**OHNE GLEICHFAHREN,  
OHNE VERWURF**



**SOOO KOMFORTABEL IST IDENTIUM®**

**PRÄZISIONSABFORMUNG**



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# IDENTIUM® – DIE EINZIGARTIGE MATERIALKOMBINATION!

## Präzisionsabformmaterial einer neuen Generation

Vereint die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) – Vinylsiloxanether®.




### EINZEITIGE ABFORMUNG

- Monophasenabformung
- Doppelmischabformung




### INDIKATIONEN

- Kronen und Brücken
- Implantate
- Inlays/Onlays
- Kombinierte Versorgungen (Fixationsabformung)
- Überabformung
- Funktionsabformung



Doppelmischabformung




Implantatabformung



# IDENTIUM® – KOMFORTABEL IN ALLEN DIMENSIONEN

## Federleichte Mundentnahme

2,6-fach geringere Abzugskräfte **Identium®** vs. Impregum™



Mit der Mundentnahme ohne Kraftaufwand vermeiden Sie Verformungen und Irritationen.


**Für Ihre Präzision.**



**Vorteile, die auch bei Ihren Patienten gut ankommen.**

## Schnelles Abbindeende

bei ausreichender Verarbeitungszeit und kurzer Mundverweildauer



Die ausreichende Verarbeitungszeit lässt Sie ruhig arbeiten.  
**Für Ihre Präzision.**

## Hervorragende Fließfähigkeit



Mit hervorragender Fließfähigkeit bilden Sie auch engste Spalträume detailgetreu ab.  
**Für Ihre Präzision.**



- Geruchs- und geschmacksneutrales Material reduziert den Würge- und Brechreiz
- Schnelles Abbinden und leichte Mundentnahme für ein entspanntes und angenehmes Gefühl
- Thixotrope Fließfähigkeit vermeidet Spuren auf Haut und Kleidung

# KOMFORTABEL UND PRÄZISE ABFORMEN

LEICHTE MUNDENTNAHME

KURZE MUNDVERWEILDAUER

HERVORRAGENDE FLIESSFÄHIGKEIT

Kein Verwurf,  
kein Gleichfahren,  
**direkt applizieren**



Erhältlich  
in den Viskositäten  
**Heavy, Medium und Light**



Wählbar in den  
Abbindeggeschwindigkeiten  
**regular** (4:30 Min.)  
und **fast** (3:30 Min.)



Kompatibel  
mit allen gängigen  
**Anmischgeräten**



# IDENTIUM® – DAS SORTIMENT

Identium®			
HEAVY		<b>Identium® Heavy</b>	<b>Identium® Heavy Fast</b>
	Intro pack	REF 1472411	–
		380-ml-Kartusche, 50-ml-Kartusche Identium® Light, 10 ml Adhesive, 10 Dynamische Mischer, 8 Mischkanülen rot, 8 Intraoral tips transparent	–
Refill pack	REF 14725 2 x 380-ml-Kartusche	REF 14727 2 x 380-ml-Kartusche	
MEDIUM		<b>Identium® Medium</b>	<b>Identium® Medium Fast</b>
	Intro pack	REF 14716	–
		380-ml-Kartusche, 10 ml Adhesive, 10 Dynamische Mischer, 1 Applikationsspritze	–
Refill pack	REF 14717 2 x 380-ml-Kartusche	REF 14719 2 x 380-ml-Kartusche	
LIGHT		<b>Identium® Light</b>	<b>Identium® Light Fast</b>
	Normal pack	REF 1370111 2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen rot	REF 1371111 2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen rot



Jetzt im **NEUEN** Kartuschensystem – wirtschaftlich & sicher



## NOTIZEN

---



---



---



---



---



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de



012735\_0222

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban