

## KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „UNIVERSAL“ Anti-Fog protection glasses

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillen-träger. Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1. Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of corrective glasses. With side- and eyebrow protection. Optical quality class 1.

CE EN 166



Für Korrekturbrillen  
bis 13,5 cm Breite  
for corrective glasses  
up to 13.5 cm



weiß/ white REF 11780



blau/ blue REF 11781



rot/ red REF 11782



purpur/ purple REF 11783



klar/ clear REF 11785



### Information KKD Schutzbrillen:

#### Information KKD protection glasses:

Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!  
Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

## KKD® Anti-Fog Polymerisationslicht- Schutzbrillen UV-polymerisation light-protection glasses

Reduktion der UV-Strahlen zu 100 % und Ausfiltrierung des Blaulichtanteils zu 98 %.  
UV-radiations are filtered out up to 100 % and blue light up to 98 %.

CE EN 166

KKD® Retina Anti-Fog UV-  
Schutzbrille „UNIVERSAL“  
UV-protection glasses  
REF 11786



KKD® Anti-Fog UV-  
Schutzbrille „NEW STYLE“  
UV-protection glasses  
REF 11775



Dentalfachhändler/Name/Adresse  
dealer's name/address

M260220 / 13.01.2022

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
D-73479 Ellwangen/Jagst  
Telefon: +49 (7961) 90 73-0  
Fax: +49 (7961) 5 20 31  
info@kkd-topdent.de

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)



## KKD® ANTI-FOG SCHUTZBRILLEN PROTECTION GLASSES

aus Polycarbonat mit Antibeschlagschutz -  
optische Güteklasse 1.  
Made of anti-fog coated polycarbonate -  
optical quality class 1



- persönliche Schutzausrüstung nach EN 166
- für Praxis & Labor
- verschiedene Ausführungen
- auch für Patienten
- mit UV-Schutz

- personal protective equipment acc. EN 166
- for practice & laboratory
- different designs
- also for patients
- with UV-protection

## KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses

Schutzbrille in modernem Design, farblose, beschlagfreie Polycarbonatscheibe mit UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm. Optische Güteklasse 1.

Safety glasses in modern design, clear fog-free polycarbonate lens with UV-filter 400. Very lightweight – 25 grams. Optical quality class 1.

CE EN 166

blau-grau  
blue-grey  
REF 11770



grün  
green  
REF 11771



rot  
red  
REF 11772



transparent – rot  
clear – red  
REF 44221



Small

## KKD® Anti-Fog Patienten-Schutzbrillen „NEW STYLE“ Anti-Fog protection glasses for patients

Verringerung des Blendeffekts des OP-Lichtes.  
UV-Schutz 400. Extrem leicht – 25 Gramm.  
Reduction of the dazzling effect of the operating light.  
UV-filter 400. Very lightweight – 25 grams.

CE EN 166 / EN 172

grün  
green  
REF 11768



rot  
red  
REF 11769



## KKD® Antibeschlaggel KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen etc.

For increasing and maintaining the anti-fog coating of corrective- and Anti-fog protection glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775



## KKD® Anti-Fog Schutzbrillen „SUPER-FLEX CLICK“ Anti-Fog protection glasses

- modernes Design
- kratzfest
- beschlagfrei
- extrem flexibel
- modern design
- scratch resistant
- fog-free
- extremely flexible

CE EN 166

schwarz  
black  
REF 11750



mit einzigartigem bruchstabilem Nylon-Scharnier-System, komplett metallfrei  
with unique, break resistant nylon Clic system, completely metal-free



Information KKD Schutzbrillen:

Information KKD protection glasses:

Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!  
Please note: disinfection only with alcohol-free disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban