

## Abformlöffel | Impression trays

### KKD® Abformlöffel mit Retentionsrand | KKD® impression trays with retention rim

Hochwertige Qualitätsabformlöffel aus Edelstahl mit laserverschweißtem Retentionsrand zur sicheren Abdrucknahme ohne Verwendung von schwer zu entfernenden Adhäsiven. Die Abformlöffel sind sterilisierbar, thermodesinfizierbar und können problemlos im Ultraschallgerät gereinigt werden. KKD® Abformlöffel sind formschön, robust und langlebig; sie überzeugen durch ein exzellentes Oberflächenfinish!

Top-quality stainless steel impression trays with laser fused retention rim for secure impression taking without using adhesive agents which are hard to remove. The impression trays are sterilisable, thermodesinfizierbar and also suited for ultrasonic cleaning. KKD® impression trays are perfectly designed, robust and long-lasting with excellent surface finish!

### Ausführung „solide“ | „solid“

Leicht zu reinigender, geschlossener Abformlöffel. Ideal für die Korrekturabdrucknahme mit Abformmassen aller Art.

Solid, easy to clean impression tray. Perfectly suited for corrective impression taking with all kinds of impression materials.



Für Standardabdrucknahme / Erwachsene  
For standard impressions / adults

UK-1 XL	REF 00266	OK-1 XL	REF 00261
UK-2 L	REF 00267	OK-2 L	REF 00262
UK-3 M	REF 00268	OK-3 M	REF 00263
UK-4 S	REF 00269	OK-4 S	REF 00264
UK-5 XS	REF 00270	OK-5 XS	REF 00265
Satz mit 10 Löffeln/ Set with 10 trays		REF 002715	

Für die Kieferorthopädie / Kinderlöffel  
Orthodontia / for children



UK-15 L	REF 00294	OK-15 L	REF 00289
UK-16 M	REF 00295	OK-16 M	REF 00290
UK-17 S	REF 00296	OK-17 S	REF 00291

Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays

REF 002995

Für den unbezahnten Kiefer  
Full denture



UK-5 FDXL	REF 00325	OK-1 FDXL	REF 00321
UK-6 FDL	REF 00326	OK-2 FDL	REF 00322
UK-7 FDM	REF 00327	OK-3 FDM	REF 00323
UK-8 FDS	REF 00328	OK-4 FDS	REF 00324
Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays		REF 003205	



Für die Abdrucknahme im Frontzahnbereich  
Anterior region

verkürzte Form/ shortened  
Nr. 12 für UK REF 00274  
verkürzte Form/ shortened  
Nr. 13 für OK REF 00275



Für die halbseitige Abdrucknahme  
Partial impression – posterior region

L/OK oder R/UK  
Nr. 10 REF 00272  
R/OK oder L/UK  
Nr. 11 REF 00273



Für die Teilabdrucknahme – Universal  
Partial impression – universal

Nr. 19 mit Drehgelenk  
swivel type REF 00276

Satz mit 5 Löffeln/ Set with 5 trays Nr. 10, 11, 12, 13, 19 REF 002775

## Ausführung „perforiert“ | „perforated“

Abformlöffel mit erhöhter Retention durch Lochperforation. Ideal für Alginatabdrücke und Abformungen mit hohen Verbundanforderungen.  
Impression tray with increased retention due to perforation. Best suited for alginate impressions and impressions which require best adhesion.



Für Standardabdrucknahme / Erwachsene  
For standard impressions / adults

UK-1 XL	REF 00256	OK-1 XL	REF 00251
UK-2 L	REF 00257	OK-2 L	REF 00252
UK-3 M	REF 00258	OK-3 M	REF 00253
UK-4 S	REF 00259	OK-4 S	REF 00254
UK-5 XS	REF 00260	OK-5 XS	REF 00255
Satz mit 10 Löffeln/ Set with 10 trays		REF 002505	



Für die Kieferorthopädie / Kinderlöffel  
Orthodontia / for children



UK-15 L	REF 00283	OK-15 L	REF 00278
UK-16 M	REF 00284	OK-16 M	REF 00279
UK-17 S	REF 00285	OK-17 S	REF 00280
Satz mit 6 Löffeln/ Set with 6 trays		REF 002885	



Für den unbezahnten Kiefer  
Full denture

UK-5 FDXL	REF 00315	OK-1 FDXL	REF 00311
UK-6 FDL	REF 00316	OK-2 FDL	REF 00312
UK-7 FDM	REF 00317	OK-3 FDM	REF 00313
UK-8 FDS	REF 00318	OK-4 FDS	REF 00314
Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays		REF 003105	



Für die Abdrucknahme im Frontzahnbereich  
Anterior region

verkürzte Form/ shortened  
Nr. 2 für UK REF 00246  
verkürzte Form/ shortened  
Nr. 3 für OK REF 00247



Für die halbseitige Abdrucknahme  
Partial impression – posterior region

L/OK oder R/UK Nr. 0 REF 00244  
R/OK oder L/UK Nr. 1 REF 00245



Für die Teilabdrucknahme – Universal  
Partial impression – universal

Nr. 9 mit Drehgelenk  
swivel type REF 00248

Satz mit 5 Löffeln/ Set with 5 trays Nr. 0, 1, 2, 3, 9 REF 002435

Für den Quetschbiss mit 25 Einlagen  
Check bite with 25 inserts

REF 00242

25 Okklusale Einlagen  
25 occlusal inserts

REF 00161



**KKD® Abformlöffel „ANATOMIC“**  
**KKD® Impression trays „ANATOMIC“**

- rostfreie Edelstahl-Abformlöffel, anatomisch geformt
- mit lasererschweißtem Retentionsrand
- je 4 Größen für Ober- und Unterkiefer
- solide und perforiert
- detailgetreue Abbildung auch an den Wangen- und Lippenbändchen
- kein Adhäsivspray/Haftmittel erforderlich
- für Silikone und Alginate
- geeignet für Ultraschallreinigung, Thermodesinfektion und Sterilisation

**Ausführung „solide“ | „solid“**

Für Standardabdrucknahme / Erwachsene  
 For standard impressions / adults



	A	B	REF		A	B	REF
OK XL	82-63		REF 00371	UK XL	81-63		REF 00375
OK L	74-59		REF 00372	UK L	77-61		REF 00376
OK M	73-54		REF 00373	UK M	75-60		REF 00377
OK S	66-52		REF 00374	UK S	74-60		REF 00378
Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays				REF 00370S			


**... damit Ihr Abdruck einen Eindruck hinterlässt!**  
**... so that your work leaves a perfect impression!**

- stainless steel impression trays, anatomically shaped
- with laser fused retention rim
- ea. 4 sizes for upper and lower jaw
- in solid or perforated
- accurate representation, also close to the buccal frenum or the frenulum of upper or lower lips
- impression taking without using adhesive agents
- for silicones and alginates
- suitable for ultrasonic cleaning, thermodesinfectable and sterilisable



**Ausführung „perforiert“ | „perforated“**

Für Standardabdrucknahme / Erwachsene  
 For standard impressions / adults



	A	B	REF		A	B	REF
OK XL	82-63		REF 00361	UK XL	81-63		REF 00365
OK L	74-59		REF 00362	UK L	77-61		REF 00366
OK M	73-54		REF 00363	UK M	75-60		REF 00367
OK S	66-52		REF 00364	UK S	74-60		REF 00368
Satz mit 8 Löffeln/ Set with 8 trays				REF 00360S			

**! Service Tipp**

Namensätzungen auf dem Löffelgriff erleichtern dem Dentallabor die Zuordnung und stellen sicher, dass Ihr Löffel den Weg zurück in die Praxis findet! Ab 10 Löffel sortierter Abnahme ist eine Ätzung möglich. Ab 30 Abformlöffel übernehmen wir die Kosten für das Ätzen! Weitere Informationen unter [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)  
 Individual marking of the trays with your name makes it easier for your dental laboratory to assign the trays and makes sure that your tray finds its way back to your cabinet! From 10 trays on (assorted) a marking will be possible. From 30 pcs. on marking will be free of charge! More information at [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban