


KKD® Kofferdam Klammern „triColor Antireflect“ | KKD® Rubber Dam Clamps „triColor Antireflect“

Hochwertige Spezialklammern mit zuverlässig konstanter Spannung.
High-quality special clamps with constant tension.

Je nach Anwendungsbereich in drei verschiedenen Farbkodierungen/
in 3 different colour-codings according to scope:

 Matte, antireflektierende Ausführung. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung von CEREC, Mikroskop oder Lupe.
Matt finished, anti-reflecting surface. Especially suited for users of CEREC, microscopes or magnifier glasses



Frontzähne
Anterior
gold – matt



Prämolaren
Premolars
platin – matt



Molaren
Molars
schwarz/ black – matt

Anterior



gold
9
REF 02209
Für labiale Karies/
for labial caries



gold
212
REF 02202
Für labiale Karies/
for labial caries

Prämolaren/ Premolars



00
REF 02208
Klammer für kleine
Prämolaren mit
dünnem Zahnhals/
for small premolars
with thin tooth neck



0
REF 02210
Klammer für
Prämolaren mit
dünnem Zahnhals/
for premolars with
thin tooth neck



1
REF 02211
Standardklammer für
obere Prämolaren/
standard clamp for
upper premolars



1A
REF 02212
Klammer für
Prämolaren &
unterent-
wickelte Prämolaren
mit reduzierter
Zahnkrone/ for
premolars & under-
sized premolars with
thin tooth neck and
reduced crown



Prämolaren/ Premolars



2
REF 02213
Standardklammer
für untere
Prämolaren/
standard clamp for
lower premolars



2A
REF 02214
Klammer für
Prämolaren mit
dickem Zahnhals/
for premolars with
thick tooth neck



2AT
REF 02254
wie # 2A mit
Microverzahnung für
verbesserten Halt
am Zahn/ as # 2A
with micro serration
for better grip on
the tooth



Molaren/ Molars



3
REF 02230
Für kleine, untere
Molaren/ for small,
lower molars



4
REF 02204
Für kleine, untere
Molaren/ for small,
lower molars




7
REF 02231
Standardklammer
für untere Molaren/
standard clamp for
lower molars



NEU
NEW

Molaren/ Molares



8
REF 02232
Standardklammer
für obere Molaren/
standard clamp for
upper molars

8A*
REF 02233
Wurzelklammer für
obere und untere
Molaren/ root clamp
for upper and lower
molars

12A
REF 02234
Für Molaren im
2. + 4. Quadranten/
for molars in the
2. + 4. quadrant

13A
REF 02235
Für Molaren im
1. + 3. Quadranten/
for molars in the
1. + 3. quadrant

14*
REF 02236
Klammer für
teildurchbrochene,
runde, schräg-
stehende Molaren/
for partially erupted,
large, inclined
molars

14A*
REF 02237
Klammer für
teildurchbrochene,
große, runde,
schrägstehende
Molaren/ for partially
erupted, big, round,
inclined molars

* Für unterentwickelte Molaren und Molaren mit reduzierter Krone/
for undersized molars and molars with reduced crown

KKD® Kofferdam Klammern „triColor Antireflect“ ohne Flügel – wingless clamp KKD® Rubber Dam Clamps „triColor Antireflect“ without wings – wingless clamp


Prämolaren/ Premolars



W2
REF 02220
Standardklammer
für untere
Prämolaren/
standard clamp for
lower premolars

W29
REF 02225
Universalklammer
für obere
Prämolaren/
universal clamp for
upper premolars

Molaren/ Molares




W26
REF 02255
Universalklammer
für obere Molaren/
universal clamp for
upper molars

W3
REF 02221
Klammer für kleine
untere Molaren/
clamp for small
lower molars

W7
REF 02250
Standardklammer
für untere Molaren/
standard clamp for
lower molars

W8A
REF 02256
Wurzelklammer für
obere und untere
Molaren/ root
clamp for upper
and lower molars

NEU
NEW



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban