


Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.
For the removal of ripped crowns by its spreading function.
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
- keine Rotation an der Wurzel
- sichere und anatomisch korrekte Anwendung
- durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
- no disturbing rotation on the root
- safe and anatomically correct usage
- by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838



Kronenabnehmerzangen | Crown Removers

„Mini“ – gebogen

„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen – mit auswechselbaren Backen.

Universal for crowns and temporary crowns with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken

remover + 2 spare tips

REF 06837

Ersatzbacken

spare tips

2 St./ pcs.

REF 06834



Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich
Universal for anterior and posterior region

REF 06832

Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzange geeignet.
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.

REF 06839