



Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.
For the removal of ripped crowns by its spreading function.
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
 - keine Rotation an der Wurzel
 - sichere und anatomisch korrekte Anwendung
 - durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
-
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
 - no disturbing rotation on the root
 - safe and anatomically correct usage
 - by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838



Kronenabnehmerzangen | Crown Removers

„Mini“ – gebogen
„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen – mit auswechselbaren Backen.
Universal for crowns and temporary crowns with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken
remover + 2 spare tips
REF 06837

Ersatzbacken
spare tips
2 St./ pcs.
REF 06834



Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich
Universal for anterior and posterior region
REF 06832

Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzange geeignet.
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.
REF 06839

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban