



KKD[®] TC-Line

Spezialnadelhalter mit Hartmetall-Einlagen



KKD[®] TC-Line

Nadelhalter mit hochwertigen Hartmetall-Einlagen für eine lange Lebensdauer zur sicheren, verdrehungsfreien Fixierung der Nadel. KKD Nadelhalter zeichnen sich durch hohe Funktionalität und präzisen Verschlussmechanismus aus. Die glatten Oberflächen und grazil ausgearbeiteten Gelenkspalten gewährleisten ein leichtläufiges Abgleiten des Fadens.

With high-quality carbide inserts to assure a firm needle grip. Rotation of the needle is eliminated. High functionality and precise locking mechanism. The smooth surfaces and the gracile design of the articulation gaps guarantee a smooth-running sliding of the thread.

- ⇒ Hochwertige Hartmetall-Einlagen
- ⇒ Grazile Formgebung
- ⇒ Vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis

! KKD[®] TC-Line

Die Abkürzung TC steht für tungsten carbide (Wolframkarbid). Mit diesem Hartmetall sind die Backen der TC-Line Nadelhalter veredelt. Instrumente mit Hartmetalleinlagen erkennt man stets an ihrem vergoldeten Griffende!

01 MUND-, KIEFER- UND MIKROCHIRURGIE


HÖSEL

für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0


NHTC H21

L: 21 cm

REF 14300



mit hochliegender Innensperre - kein Einklemmen der OP- Handschuhe
with special ratchet to avoid grasping of the gloves



MATHIEU-OLSEN

für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0


NHTCM_o 17

L: 17 cm

REF 14301



mit hochliegender Innensperre - kein Einklemmen der OP- Handschuhe
with special ratchet to avoid grasping of the gloves



LICHTENBERG

für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0


NHTCLI17

L: 17 cm

REF 14302



mit hochliegender Innensperre - kein Einklemmen der OP- Handschuhe
with special ratchet to avoid grasping of the gloves



LICHTENBERG

für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0


NHTCLI14

L: 14 cm

REF 14303




mit hochliegender Innensperre - kein Einklemmen der OP- Handschuhe
with special ratchet to avoid grasping of the gloves




Präzisionsnadelhalter für diffizile chirurgische Eingriffe insbesondere im molaren und retromolaren Bereich. Der Rundgriff ermöglicht ein problemloses Drehen des Nadelhalters ohne Umgreifen. Die übergangslose Formgebung der feinen Arbeitsenden ermöglicht das störungsfreie Abgleiten des Fadens am Instrument.


CASTROVIEJO gerade/ straight
für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0
NHTCCVs18
L: 18 cm
REF 14304



CASTROVIEJO gebogen/ curved
für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0
NHTCCVc18
L: 18 cm
REF 14305




CASTROVIEJO gerade-offen/straight-open
für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0
NH-TCCVo16
L: 16 cm
REF 14306



Ablage in der Instrumentengabel im Normtray möglich
for storing on the instrument support in the norm-tray

CASTROVIEJO gebogen-offen-graziil/ curved-open-gracile
für Nadelstärke/ needle size 3/0 - 6/0
NH-TCCVc16
L: 16 cm
REF 13881



Easy Clean - glatte Griffoberfläche für leichte Reinigung
Easy Clean - smooth surface for easy cleaning

Absender / Praxisstempel / Datum / Unterschrift



Verrechnung über folgendes Dental-Depot:

Antwortkarte. Passt in Fensterumschlag.
KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Geschäftsbereich KKD®
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst

KKD® BestellFormular

Menge	REF		€/St.	€-Gesamtpreis
	14300	HÖSEL NHTC H21		
	14301	MATHIEU OHLSEN NHTC M017		
	14302	LICHTENBERG NHTC Li17		
	14303	LICHTENBERG NHTC Li14		
	14304	CASTROVIEJO gerade NHTCCVs18		
	14305	CASTROVIEJO gebogen NHTCCVc18		
	14306	CASTROVIEJO gerade offen NHTCCVo16		
	13881	CASTROVIEJO gebogen offen NHTCCVc16		

Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH
Gotenweg 7
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615
Telefax: +49 (0)6074 803 4092
E-Mail: info@med-dent24.com

Registergericht: Offenbach am Main
Registernummer: HRB 56518
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban