

## Parodontometer | Probes

Zur exakten Vermessung der Zahnfleisch-Taschentiefe/ For exact measuring of the pocket depth

P-WHO 11,5  
REF 12837

Farbkodierung/ Colour-coding  
3,5 – 5,5 – 8,5 – 11,5 mm



Mit kugelförmigem Arbeitsende (Ø 0,5 mm). Erlaubt ein feinfühliges Ertasten subgingivaler Konkremente und Rauigkeiten. Beim Vermessen der Taschentiefe wird ein Einreißen des zarten Saumepithels nahezu ausgeschlossen.

With ball-shaped working-end (Ø 0,5 mm). For sensitive detection of subgingival concretions. Surveying the pocket depth, a tearing of the epithelial ridge is nearly impossible.

P-UNC 15  
REF 12842

Farbkodierung/ Colour-coding  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm



PCP 11  
REF 12795

Farbkodierung/ Colour-coding  
3-6-8-11 mm



PCP 12  
REF 12796

Farbkodierung/ Colour-coding  
3-6-9-12 mm



P-W  
REF 12855

Farbkodierung nach Williams/ Colour-coding acc. to Williams  
1-2-3-5-7-8-9-10 mm



**Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:**

Med-Dent24 Handelsgesellschaft mbH  
Gotenweg 7  
63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0)6074 803 3615  
Telefax: +49 (0)6074 803 4092  
E-Mail: [info@med-dent24.com](mailto:info@med-dent24.com)

Registergericht: Offenbach am Main  
Registernummer: HRB 56518  
Umsatzsteuer-Identifikation-No.: DE307869540

Geschäftsführerin: Ana Ban